

MediSet ® Set de sondage urinaire - EHPAD

Set de soins

Référence
478043



Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Indications / Classification

Set de soins préconisé pour la préparation de la peau, des muqueuses et/ou de la sonde lors de la pose d'une sonde urinaire. Ne contient pas la sonde.

MediSet ® Set de sondage urinaire - EHPAD est un assemblage de dispositifs médicaux.

Spécifications

Composition :

Dans un blister rigide de 2 alvéoles :

- 1ère alvéole : 1 gel lubrifiant
1 seringue d'eau glycinée à 10 % - 10 ml
5 compresses

- 2ème alvéole : vide

- Sur le dessus :
- 1 pince Kocher
 - 1 champ absorbant imperméable troué
 - 1 champ absorbant imperméable sans trou

Spécifications des composants :

- Gel lubrifiant : à base d'eau glycinée (origine non minérale) - fluide - 2,7 g - stérilisation au rayonnement gamma - en pochette aluminium
- Seringue pré-remplie : Seringue : seringue Luer, graduée de 1 à 10 ml, corps/piston : polypropylène, joint et capuchon : caoutchouc synthétique - lubrifiant : huile de silicone - eau purifiée - glycérine - sous emballage individuel stérile - stérilisation à la vapeur d'eau - compatible avec tous les types de sonde urinaire
- Compresse : nontissé (polyester / viscose) - 30 g/m² - 7,5 x 7,5 cm
- Pince Kocher : polyamide renforcé à la fibre de verre - coloris bleu - 14 cm
- Champ absorbant imperméable troué : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m² - 75 x 90 cm - trou central diamètre 10 cm - coloris bleu
- Champ absorbant imperméable sans trou : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m² - 75 x 90 cm - coloris bleu

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Sous blister puis en boîte.

Caractéristiques du blister :

Blister rigide :

- film PET/PE
- papier 60 g/m²
- 2 alvéoles

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.



Accompagné d'une notice d'emploi.

Nombre de blisters / boîte : 6
Nombre de boîtes / carton : 6
Nombre de cartons / palette : 21

Dimensions du blister : 290 x 140 mm
Dimensions de la boîte : 350 x 140 x 240 mm
Dimensions du carton : 768 x 375 x 306 mm
Dimensions de la palette : 1200 x 800 x 2292 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.