

Hydrofilm® Roll

Pansement transparent auto-adhésif en rouleau



Référence	Taille ou dimensions	Code EAN
685790	5 cm x 10 m	4049500747202
685791	10 cm x 2 m	4049500747226
685792	10 cm x 10 m	4049500747240
685793	15 cm x 10 m	4049500747264

Produit

Hydrofilm® Roll est un rouleau de fixation auto-adhésif, non actif, non stérile à usage unique, constitué d'un film support enduit d'adhésif, protégé par un papier siliconé.

La référence 685791 est conforme à la LPPR.

Indications / Classification

Pour la fixation de pansements primaires, c'est-à-dire tout type de pansement non adhésif (pansements et compresses traditionnels), notamment pour le recouvrement de grandes surfaces, ainsi que pour la fixation de canules, de sondes et/ou de cathéters.

Les produits sont destinés à l'homme, sans restrictions (en termes de groupe d'âge, de tranche de poids, d'état de santé ou de condition), pour une utilisation par des professionnels de santé et des utilisateurs non professionnels, en contact avec une peau intacte (peau saine), et pour une durée d'utilisation cumulative inférieure à 30 jours.

Hydrofilm® Roll est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

- film de polyuréthane auto-adhésif semi-perméable transparent revêtu d'un adhésif acrylique synthétique de qualité médical
- système d'application en 4 étapes : 2 applicateurs numérotés n°1 en papier siliconé, 2 applicateurs numérotés n°2 en polyester

Caractéristiques :

- Épaisseur : 50 +/- 10 µm
- Taux de transmission de la vapeur d'eau (MVTR) : > 600 g/m²/24 h.
- Étirement : 19 +/- 5 N, > 400%

Remboursé LPPR (uniquement la référence 685791).

- Absence de latex.
- Absence de colophane.
- Absence de phtalates.

Présentation / Conditionnement

Présentation unitaire en boîtes, conditionnées en cartons.
Schéma de pose imprimé sur la boîte.



Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
685790	5 cm x 10 m	1	24
685791	10 cm x 2 m	1	24
685792	10 cm x 10 m	1	32
685793	15 cm x 10 m	1	20

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton
685790	5 cm x 10 m	60 x 53 x 60 mm	245 x 125 x 165 mm
685791	10 cm x 2 m	104 x 45 x 45 mm	223 x 151 x 200 mm
685792	10 cm x 10 m	104 x 63 x 63 mm	426 x 258 x 128 mm
685793	15 cm x 10 m	154 x 58 x 58 mm	315 x 300 x 121 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.