

MediSet® Pince Kocher 14 cm, bleue

Accessoire

Référence
705827



(photo non contractuelle)

Produit

Pince Kocher stérile à usage unique.

Indications / Classification

Pince destinée à maintenir des tampons, des boules de gaze, des compresses afin de préserver les conditions aseptiques lors d'un soin (par exemple : soin de plaie, de bouche) ou lors d'une désinfection de la peau.
Soin réalisé par un professionnel de santé.

MediSet® Pince Kocher 14 cm, bleue est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

Dans un blister souple :

- 1 pince Kocher plastique bleue 14 cm

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

En boîte distributrice contenant :

Des blisters souples :

- film PA/PE
- papier 60 g/m²

Indication claire de la composition, du n° de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Nombre de blisters / boîte : 15

Nombre de boîtes / carton : 2

Nombre de cartons / palette : 105

Dimensions du blister : 200 x 100 mm

Dimensions de la boîte : 206 x 104 x 106 mm

Dimensions du carton : 223 x 218 x 126 mm

Dimensions de la palette : 1200 x 800 x 1038 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 3 ans.

Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.