

Rolta® Soft

Bande de ouate



Référence	Taille ou dimensions	Code EAN boîte
932043	6 cm x 3 m	4049500927192
932045	10 cm x 3 m	4049500927215

Produit

Rolta® Soft est une bande de rembourrage synthétique à usage unique, composée de fibres de polyester, particulièrement souple et perméable à l'air.

Indications / Classification

Rolta® Soft est destiné à être utilisé par les professionnels de santé ou personnes formées, lorsqu'un rembourrage est nécessaire, par exemple dans le cadre d'une thérapie par compression ou d'une immobilisation avec des attelles ou des plâtres, sur une peau saine.

Rolta® Soft est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

100% fibres de polyester

Caractéristiques :

Coloris : blanc

Absence de latex (non ajouté intentionnellement).

Présentation / Conditionnement

Conditionnés en boîte, puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
932043	6 cm x 3 m	6	8	60
932045	10 cm x 3 m	6	6	50

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
932043	6 cm x 3 m	190 x 140 x 72 mm	394 x 322 x 175 mm	1200 x 800 x 1870 mm
932045	10 cm x 3 m	310 x 140 x 72 mm	467 x 327 x 175 mm	1200 x 800 x 1870 mm

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité).

Péremption

Durée de vie : 5 ans.

Contre-indications

Ne pas utiliser Rolta® Soft en cas d'intolérance à l'un des composants.