

**Titre du produit : Fauteuil releveur roulant 4 moteurs Wall-E**

Aucune  
image  
disponible

**Résumé**

- Fonction releveur et relax.
- 4 moteurs : 2 pour les roues + 2 moteurs pour le fauteuil (dossier et relève jambes).
- Fonction fauteuil roulant électrique d'intérieur.
- Roues en caoutchouc.
- Accoudoirs amovibles pour un passage aisé sous une table.





## Liste des prix

### Caractéristiques

assurance : 2188|Assurance Zen Max

videos : 8a9E5i7Y2Zs

Poids : 57,5 kg

Poids max. supporté : 130 kg

Garantie : 2 ans

Largeur assise : 50 cm

Largeur hors tout : 72 cm

Profondeur assise : 52 cm

Hauteur assise : 50 cm

Avec roulettes : Oui

Profondeur hors tout : 80 cm

Motorisation : 4 moteurs

Accoudoirs escamotables : Non

Dos au mur : Non

Catégorie par défaut Orkyn : Orkyn - Fauteuils releveur

Hauteur hors tout : 115 cm

Transporteur volumineux : Oui

Forfait : 1339|Forfait installation pour fauteuil releveur

Catégories GAds : MO Fauteuil releveur

## Description

### Découvrez le fauteuil releveur roulant 4 moteurs Wall-E

La perte de mobilité peut rendre l'ensemble de la maison et du mobilier difficilement accessible pour un individu. Il peut ainsi avoir du mal à se déplacer et à accéder à des meubles en hauteur ou tout simplement passer d'une position assise à levée et inversement.

### Un fauteuil releveur et relax

- Sa **fonction releveur** facilite l'assise et la levée, elle permet de redresser facilement l'utilisateur, même en cas de faiblesses musculaires. Elle facilite également l'accès à des meubles en hauteur, comme la table à manger, permettant de lire ou prendre un repas sans changer d'assise et en étant positionné à la bonne hauteur.
- Il dispose également d'une **fonction relax** pour se reposer et s'installer plus confortablement.
- Sa longueur déplié est de 177 cm.
- La structure est en **bois massif** et contre-plaqué. Le dossier est en fibres creuses vierges siliconées, l'assise et les accoudoirs sont en mousse de polyuréthane.

### Un fauteuil roulant électrique d'intérieur

- Le **3ème moteur** du fauteuil contrôle les roues et permet de **déplacer facilement** l'utilisateur à son domicile, grâce au contrôle de la télécommande. Il se conduit intuitivement grâce aux 4 flèches et permet à tout utilisateur de se déplacer librement.
- Ses **accoudoirs mobiles** permettent d'adapter le fauteuil aux différentes positions dans lequel vous vous trouvez, pour vous installer à table par exemple ou accéder à des zones plus étroites. Les accoudoirs reculent totalement en arrière si vous le souhaitez, (ils sont complètement escamotables par simple poussée) permettant de laisser de l'espace au fauteuil pour passer sous une table par exemple ou de laisser de la mobilité aux bras (voir la première vidéo).
- Autonomie de 1h20 sur batterie, chargeur inclus.
- Les roues arrières sont en caoutchouc et gonflables, une petite pompe est incluse pour les regonfler.

### Dimensions

- Largeur d'assise sans accoudoirs (accoudoirs escamotés) : 70 cm

- Largeur dossier : 55 cm
- Hauteur dossier : 75 cm
- Hauteur d'assise : 50 cm
- Profondeur avec accoudoirs complètement escamotés : 130 cm
- Hauteur de passage sous la table sans accoudoirs : 50 cm
- Hauteur de passage sous la table avec accoudoirs : 66 cm
- Hauteur de passage sous la table en position releveur sans accoudoirs : 60 cm
- Hauteur de passage sous la table en position releveur avec accoudoirs : 80 cm

[Retrouvez l'ensemble de nos fauteuils releveurs.](#)