


HERDEGEN
PARIS

CAMIGO Déambulateur fixe Adulte durable



Les déambulateurs fixes Herdegen sont équipés d'un renfort intérieur au niveau des pieds avant afin de renforcer le cadre pour une parfaite sécurité lors des déplacements.

Matériaux : aluminium, poignées polypropylène


- > légèreté
- > renfort au niveau des pieds
- > réglable en hauteur
- > utilisable comme cadre de WC

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 130 KG

Conditionnement :


Carton de regroupement : 6

Palette : 36



DIMENSIONS

A	B	C	D	Encombrement plié	Poids
75/85 cm	60 cm	11 cm	40 cm	NC	1.70 kg



A= Hauteur
B= Largeur hors tout
C= Longueur poignée
D= Profondeur hors tout

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
221800	Fixe adulte dural	3701127707236	6273851 53.81 €

