



Yomper - Assistance électrique pour fauteuil roulant manuel

Date* :

Nom de l'utilisateur* :

Nom et numéro de téléphone du contact magasin* :

Adresse de livraison* :

Adresse de facturation (si différente) :

Paramètres

Capacité max.
150kg

Poids total
5.8kg

Vitesse max.
10km/h

Autonomie
23 ou 35km

Fabrication française



*Nécessaire

LPPR : VHP, ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À LA PROPULSION, ACEKARE, YOMPER+: 4329582

Sélectionner les options choisies

YOMPER+ POUR CHÂSSIS RIGIDE		Choix	Prix HT	Prix TTC	LPP	Visuel
YP6ARF	PACK YOMPER+ YP2606 : Équipé d'une batterie 24v160Wh - 23km d'autonomie YP114F : Support pour châssis rigide standard Valise incluse (dimensions : 39x49x18cm)		4 255,92 €	4 490,00 €	2 187,03 €	
			+ 1,75€ d'éco-participation			
YP10ARF	PACK YOMPER+ MAX <i>Conseillé pour les longues distances, parcours très vallonnés, et/ou les utilisateurs > 90kg</i> YP2610 : Équipé d'une batterie 24v240Wh - 35km d'autonomie YP114F : Support pour châssis rigide standard Valise incluse		4 445,50 €	4 690,00 €	2 187,03 €	
			+ 1,75€ d'éco-participation			
Pour YP114F + BARRE SOUS ASSISE						
YPA0113	Uniquement pour les fauteuils ne disposant pas de barre sous-assise Option : Barre de soutien sous assise adaptable (32cm à 48cm de largeur d'assise)		322,27 €	340,00 €	Consulter la notice	

Tous nos Packs Yomper+ comprennent :

- 1x Valise de transport Yomper
- 1x Yomper+ (batterie 24V160Wh ou 24V240Wh)
- 1x Chargeur Yomper
- 1x Boîtier de transport pour EasyGo
- 1x Pack EasyGo de commande :
 - ▶ 1x Boîtier de commande Easy go
 - ▶ 1 Support de fixation du boîtier
 - ▶ 1 Sangle de fixation du boîtier (jambe)
 Le support peut être installé soit sur la jambe (sangle), soit sur le cadre. Il est fourni par défaut installé sur la jambe, et peut être déplacé pour être fixé sur le cadre du fauteuil.
 - ▶ 1x Câble de recharge USB
 - ▶ 1x Manuel d'utilisation



Envoyez votre bon de commande à commercial@acekare.com

7 rue de Mireport 33310 LORMONT Tél : 09 80 80 85 15

© Tous droits réservés - Version : 09.01.2024

Fin de validité : 31/12/2025

ADAPTATION SPECIALE			Choix	Prix HT	Prix TTC	Visuel
Support remplaçant le support inclus dans le tarif						
YPA0122	3	Trace S (Précisez la largeur d'assise) : cm Support remplaçant le support inclus dans le tarif		+142,18 €	+ 150 €	
YPA0121	3	Ottobock Zenit R (Précisez la largeur d'assise) : cm Support remplaçant le support inclus dans le tarif		+142,18 €	+ 150 €	
YPA0137	1	Panthera S3 / U3 Pièces spécifiques qui s'ajoutent au support YP114F		+ 47,39 €	+ 50 €	
YPA0138	1	Netti 4u Attention utilisable uniquement en commande tierce personne Pièces spécifiques qui s'ajoutent au support YP114F		+ 47,39 €	+ 50 €	
ACCESSOIRES			Choix	Prix HT	Prix TTC	
Mode tierce personne						
YPA0013	Variateur pour tierce personne filaire Peut être utilisé avec ou sans boîtier de commande Bluetooth Inclus : YPA0036 Fixation du boîtier de commande sur dossier (clip) de fixation YPA0035 Déport tierce personne - Longueur 100 cm <i>Rallonge en option sur demande</i>			109,00 €	115,00 €	
Accessoires additionnels						
YP114RF	Kit complet de fixation pour fauteuil à châssis rigide supplémentaire <i>Précisez la configuration souhaitée</i>			426,54 €	450,00 €	
YP115FF	Kit complet de fixation pour fauteuil à châssis pliant supplémentaire <i>Précisez la configuration souhaitée</i>			426,54 €	450,00 €	
YPA0002	Chargeur de Yomper (supplémentaire)			112,80 €	119,00 €	
YPA0027	Support de fixation du boîtier + colliers (fixation fauteuil)			37,91 €	40 €	
Main d'oeuvre - TVA 20%						
YPU0219	Installation dans nos ateliers (nos frais rapatriement, renvoi inclus) Non obligatoire si fait par le revendeur			125,00 €	150,00 €	
AC9999	Frais rapatriement de fauteuil roulant manuel (aller et retour) <i>En cas de rapatriement ou d'envoi de FRM, emballez chaque élément séparément et sur palette afin d'éviter tout dommage. Acekare ne sera pas responsable des dégâts occasionnés à l'intérieur du packaging de transport. Nous refuserons tout colis endommagé.</i>			83,33 €	100,00 €	
Informations client						
IMPORTANT	Vitesse maximum souhaitée (par défaut 10km/h)					
Frais de port 35€ TTC						

Envoyez votre bon de commande à commercial@acekare.com

acekare

7 rue de Mireport 33310 LORMONT Tél : 09 80 80 85 15

© Tous droits réservés - Version : 09.01.2024

Fin de validité : 31/12/2025

Vérification de compatibilité Yomper+



Installation & caractéristiques du fauteuil à châssis rigide

Votre commande ne sera prise en compte qu'après réception de l'ensemble de ces éléments. Elles nous permettent de valider la bonne compatibilité du Yomper+ et le choix des pièces.

Consultez le tableau de compatibilité avant de poursuivre



Votre fauteuil est-il présent dans ce tableau ?

Oui		Non	
Marque		<p>Merci de bien vouloir vous rendre dans votre « Espace Pro » afin d'ouvrir un ticket de demande de compatibilité et nous transmettre à notre service technique les éléments nécessaires au traitement de votre demande.</p>  <p> N° de ticket</p>	
Modèle			
Année			
Largeur d'assise			
Taille des roues			
La hauteur du sol à la barre de carosage est supérieure à 28 cm ?	OUI NON		
La largeur disponible au centre du fauteuil est-elle supérieure à 18cm ?	OUI NON		
L'espace est-il libre à l'arrière ?	OUI NON		

Un doute ? Ouvrez un ticket dans votre « [Espace Pro](#) »

Envoyez votre bon de commande à commercial@acekare.com

acekare

7 rue de Mireport 33310 LORMONT Tél : 09 80 80 85 15

© Tous droits réservés - Version : 09.01.2024

Fin de validité : 31/12/2025

À compléter par l'utilisateur avec le revendeur

Éléments indispensables pour la validation de votre commande !

MERCI DE NOUS INDIQUER VOTRE CHOIX :

Je m'engage à respecter ces règles d'utilisations et de sécurité à chaque utilisation de mon Yomper + avec mon fauteuil **équipé d'un dispositif de roulette anti-bascule.**

Je m'engage à respecter ces règles d'utilisations et de sécurité à chaque utilisation de mon Yomper + , mais je souhaite utiliser mon fauteuil roulant **sans dispositif de roulette anti-bascule.**

J'ai bien été informé du risque de bascule arrière du mon fauteuil lié à l'utilisation du Yomper+ sans dispositif anti-bascule et prend donc la pleine responsabilité d'utiliser mon fauteuil roulant avec le dispositif Yomper+ sans dispositif anti-bascule.

Adresse de livraison et cachet distributeur :

Adresse de facturation et cachet distributeur (si différente) :

Signature du l'utilisateur particulier :

Commentaires :

Recommandations Yomper+ :

L'utilisation de Yomper+ est simple et intuitive, mais nécessite avant le départ un rappel des points importants pour pouvoir utiliser longtemps votre Yomper en toute sécurité.

Nous vous demandons de bien lire le manuel d'utilisation et d'adapter les réglages de vitesses et nervosité à votre environnement et votre personnalité.

Nous vous recommandons de désactiver votre Yomper+ à l'aide de votre boîtier de commande « Easy Go » lors des transferts, des franchissements, ou dans les situations où il est plus sûr de désactiver votre Yomper+.

Nous vous recommandons une grande prudence dans les descentes ainsi que l'utilisation d'un dispositif de roulette anti-bascule sur votre fauteuil.

Envoyez votre bon de commande à commercial@acekare.com

acekare

7 rue de Mireport 33310 LORMONT Tél : 09 80 80 85 15

© Tous droits réservés - Version : 09.01.2024

Fin de validité : 31/12/2025