

## Attestation de transport aérien

### Ergo 07 L

La société **ErgoConcept** atteste que le fauteuil Ergo 07 L est apte aux transports aériens.

La société **ErgoConcept** s'est basée sur la réglementation internationale du transport des batteries au lithium qui interdit le transport des batteries au lithium dont l'énergie dépasse 300 Wh or la batterie avion du fauteuil Ergo 07L possède une énergie de 192Wh.

L'énergie en watt-heures de la batterie du fauteuil est de **192 Wh** calculée de la manière suivante à partir du voltage (V) et de l'ampérage (Ah) :

Energie (Wh) = 2 V x 0.5 Ah = 1 Wh

La batterie du fauteuil Ergo 07 L est facilement démontable, son énergie est de **24V** et **8Ah**.

Dimensions en centimètres : 52x12x3

Poids : 1,4 Kg

Emballage : Plastique

#### Caractéristiques du fauteuil :

- Marque : ErgoConcept
- Modèle : Ergo 07L
- Dimensions plié : 70x56x29
- Poids : 22kg
- Matière Châssis : Alluminium