



Yes, you can.®

# Scooters électriques



Invacare® Colibri®  
Invacare® Leo®  
Invacare® Orion® Family

Informations client	Descriptif produit
<p>Date :</p> <p>Référence d'achat :</p> <p>Code client :</p> <p>Cachet du distributeur :</p>	<p>Panier avant</p> <p>Accoudoirs relevables et réglables en largeur</p> <p>Assise pivotante sur 360° et réglable en hauteur</p> <p>Colonne de direction ajustable en angle</p> <p>Electronique programmable Control Dynamic</p> <p>Garantie 2 ans.</p>



**Commandes**

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Invacare® Colibri®, Leo®, Orion® Family et Comet® Family											Euros	
											Prix Public	LPPR
CODE	Quantité	Batteries	Moteurs	Autonomie	Transpor- table	Poids max. utilisateur	Assise réglable en hauteur	Tailles roues	Longueur	HT	TTC	
<b>Invacare® Colibri®</b>												
Classe A		2 x 12 Ah	200 Watts	11 km	Oui	136 kg	390 à 430 mm	200 x 50 mm	1010 mm			
1676157		Invacare® <b>Colibri®</b> 4 roues 8 km/h - coloris Rouge Rubis								1 231,28	1 299,00	
											+1,67 € HT d'éco-participation	
<b>Invacare® Colibri® Outdoor</b>												
Classe B		2 x 18 Ah	200 Watts	25 km	Oui	136 kg	390 à 430 mm	210 x 65 mm	1010 mm			
1579004		Invacare® <b>Colibri® Outdoor</b> 4 roues 8 km/h - coloris Bleu Electrique - <b>Code LPPR : 4280002</b>								1 658,77	1 750,00	1 200,00
1579007		Invacare® <b>Colibri® Outdoor</b> 4 roues 8 km/h - coloris Vert Python - <b>Code LPPR : 4280002</b>								1 658,77	1 750,00	1 200,00
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 1 750,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : <a href="http://www.invacare.fr">www.invacare.fr</a>											+1,67 € HT d'éco-participation	
<b>Invacare® Leo®</b>												
Classe B		2 x 36 Ah	240 Watts	38 km	Oui	136 kg	460 à 560 mm	Non	1220 mm			
1579607		Invacare® <b>Leo®</b> 4 roues 8 km/h - coloris Bleu Onyx - <b>Code LPPR : 4280670</b>								1,990,53	2100,00*	1 200,00
1579428		Invacare® <b>Leo®</b> 4 roues 8 km/h - coloris Rouge Rubis - <b>Code LPPR : 4280670</b>								1,990,53	2100,00*	1 200,00
											+7,00 € HT d'éco-participation	
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 2 100,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : <a href="http://www.invacare.fr">www.invacare.fr</a>												
<b>Invacare® Orion® Metro</b>												
Classe B		50 Ah	240 Watts	54 km	Non	136 Kg	420 à 495 mm	Oui	1270 mm			
1676170		Invacare® <b>Orion® Metro</b> 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté								2 927,96	3 089,00	
1676168		Invacare® <b>Orion® Metro</b> 4 roues 10 km/h - coloris Rouge Grenat								2 927,96	3 089,00	
											+7,00 € HT d'éco-participation	
<b>Invacare® Orion® Pro</b>												
Classe C		75 Ah	550 Watts	54 km	Non	160 kg	440 à 515 mm	Oui	1320 mm			
1639518		Invacare® <b>Orion® Pro</b> 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté - <b>Code LPPR : 4239360</b>								3 033,18	3 200,00*	1 400,00
1639519		Invacare® <b>Orion® Pro</b> 4 roues 10 km/h - coloris Rouge Grenat - <b>Code LPPR : 4239360</b>								3 033,18	3 200,00*	1 400,00
1676191		Invacare® <b>Orion® Pro</b> 4 roues 15 km/h - coloris Gris Argenté								3 275,00	3 930,00	
1676190		Invacare® <b>Orion® Pro</b> 4 roues 15 km/h - coloris Rouge Grenat								3 275,00	3 930,00	
											+7,00 € HT d'éco-participation	
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 3 200,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : <a href="http://www.invacare.fr">www.invacare.fr</a>												
<b>Invacare® Comet® Pro</b>												
Classe C		75 Ah	550 Watts	55 km	Non	160 kg	440 à 515 mm	Oui	1450 mm			
1676209		Invacare® <b>Comet® Pro</b> 4 roues 15 km/h - coloris Gris Argenté								4 083,33	4 900,00	
											+7,00 € HT d'éco-participation	
<b>Invacare® Comet® Ultra</b>												
Classe C		75 Ah	650 Watts	58 km	Non	220 kg	440 à 515 mm	Oui	1450 mm			
1639515		Invacare® <b>Comet® Ultra</b> - 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté - <b>Code LPPR : 4269615</b>								3 601,90	3 800,00	2 000,00
											+7,00 € HT d'éco-participation	
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 3 800,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : <a href="http://www.invacare.fr">www.invacare.fr</a>												




Invacare® Colibri®, Leo®, Orion® Family et Comet® Family		Euros	
		Prix Public	
		HT	TTC
<b>Couverture myBlanket en accessoire (livrée séparément) NOUVEAU</b>			
1677458	Couverture myBlanket S/M printemps/été	161,04	169,90
1677468	Couverture myBlanket L/XL printemps/été	161,04	169,90
1677504	Couverture myBlanket S/M automne/hiver	161,04	169,90
1677518	Couverture myBlanket L/XL automne/hiver	161,04	169,90
<b>ACCESSOIRES COLIBRI</b>		Prix Public	Prix Public
		HT	TTC
<b>Accessoires &amp; Coloris</b>			
AP1645007	Porte-canne complet Colibri	103,32	109,00
AP1647216	Kit éclairage	122,27	129,00
SP1577171	Jeu de carénage Colibri 4 roues Bleu Electrique	73,93	78,00
SP1577169	Jeu de carénage Colibri 4 roues Rouge Passion	73,93	78,00
SP1577168	Jeu de carénage Colibri 4 roues Blanc Givré	73,93	78,00
SP1577170	Jeu de carénage Colibri 4 roues Vert Python	73,93	78,00
ZB1604351	Jeu de carénage Colibri 3 roues Bleu Electrique	73,93	78,00
ZB1604313	Jeu de carénage Colibri 3 roues Rouge Passion	73,93	78,00
ZB1604312	Jeu de carénage Colibri 3 roues Blanc Givré	73,93	78,00
ZB1604314	Jeu de carénage Colibri 3 roues Vert Python	73,93	78,00
ZB1604352	Jeu de carénage Colibri 3 roues Gris Argenté	73,93	78,00
<b>ACCESSOIRES LEO</b>		Prix Public	Prix Public
		HT	TTC
<b>Coloris</b>			
SP1509362	Ceinture à boucle type automobile	88,15	93,00
SP1521595	Coffre avant avec verrou (Gris Lunaire)	225,59	238,00
SP1551638	Coffre avant avec verrou (Rouge Rubis)	225,59	238,00
SP1521661	Coffre avant avec verrou Bleu Onyx	225,59	238,00
SP1541627	Suspension assise - hauteur 510 mm	122,27	129,00
SP1541628	Suspension assise - hauteur 535 mm	122,27	129,00
SP1541629	Suspension assise - hauteur 560 mm	122,27	129,00
SP1543155	Roue bandage 10 pouces - roue arrière, l'unité	105,21	111,00
SP1543156	Roue bandage 10 pouces (Leo 4 roues) roue avant, l'unité	105,21	111,00



Invacare® Colibri®, Leo®, Orion® Family et Comet® Family						Euros	
						Prix Public	
						HT	TTC
<b>ACCESSOIRES</b>						Prix Public	Prix Public
						HT	TTC
						HT	TTC
<b>Coloris</b>							
AP1608821	Jeu de carénages Blanc Givré		●	●	●	104,27	110,00
AP1608822	Jeu de carénages Vert Python		●	●	●	104,27	110,00
1604096	Jeu de carénages Bleu Bondi		●	●	●	104,27	110,00
AP1608831	Jeu de carénages Gris Argenté		●	●	●	104,27	110,00
AP1654684	Jeu de carénages Rouge Grenat		●	●	●	104,27	110,00
AP1637415	Jeu de carénages Champagne Anodisé		●	●	●	171,56	181,00
AP1637416	Jeu de carénages Cuivre Anodisé		●	●	●	171,56	181,00
AP1637417	Jeu de carénages Rouge Métallisé		●	●	●	171,56	181,00
AP1637418	Jeu de carénages Bleu Anodisé		●	●	●	171,56	181,00
AP1637419	Jeu de carénages Chrome		●	●	●	171,56	181,00
AP1637420	Jeu de carénages Pop Art Rouge		●	●	●	171,56	181,00
AP1637421	Jeu de carénages Pop Art bleu		●	●	●	171,56	181,00
AP1637422	Jeu de carénages Nuances de Blanc		●	●	●	171,56	181,00
<b>Sécurité</b>							
SP1518241	Rétroviseur (unité)	●	●	●	●	45,50	48,00
SP1637911	Paire de Rétroviseurs Deluxe	●	●	●	●	161,14	170,00
SP1509362	Ceinture à boucle type automobile	●				88,15	93,00
SP1518274	Ceinture à boucle type automobile		●	●	●	88,15	93,00
SP1543160	Pare-brise	●	●	●	●	195,26	206,00
SP1521592	Gilet de sécurité	●	●	●	●	62,56	66,00
SP1638965	Pare-choc avant (nc : scooters 3 roues)		●			122,27	129,00
SP1528298	Pare-choc avant (nc : scooters 3 roues)			●	●	122,27	129,00
SP1638966	Pare-choc arrière		●			122,27	129,00
AP1638967	Pare-choc arrière			●	●	122,27	129,00



Invacare® Colibri®, Leo®, Orion® Family et Comet® Family							Euros		
							Prix Public		
ACCESSOIRES ORION & COMET							HT	TTC	
							Prix Public HT	Prix Public TTC	
<b>Transport d'accessoires</b>									
AP1637915	Panier avant XL		•	•	•		71,09	75,00	AP1637915
SP1505727	Panier arrière (NC : 1528274, 1505729, 1505728, 1505731)	•	•	•	•		98,58	104,00	
AP1637913	Coffre arrière verrouillable noir, Style Top Case	•	•	•	•		179,15	189,00	
SP1505731	Sac de transport (NC : 1505727, 1505728, 1505729)		•	•			145,02	153,00	
AP1659742	Crochets porte sac de voyage		•	•			76,78	81,00	
SP1528274	Porte-canne (NC : 1505727; 1505728)	•	•	•			103,32	109,00	SP1505731
SP1541502	Extension de support d'accessoires pour <b>Comet® Ultra</b>				•		38,86	41,00	
SP1505728	Porte cadre de marche (NC : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274)	•	•	•	•		76,78	81,00	
SP1553851	Porte-déambulateur/rollator (compatible avec Invacare® Banjo®, Dolomite® Jazz et Dolomite® Legacy)	•	•	•	•		392,42	414,00	
SP1505729	Porte-bouteille à oxygène - compatible avec bouteille de diamètre 11cm (NC : 1505727, 1505728, 1505731)	•	•	•	•		117,54	124,00	SP1505728
SP1521594	Porte-boisson		•	•	•		81,52	86,00	
AP1637912	Porte-téléphone		•	•	•		88,15	93,00	
AP1637914	Repose-pieds réglable en hauteur		•	•	•		237,91	251,00	SP1505729
SP1640422	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 100 kg) (NC : lift)		•				122,27	129,00	
SP1640424	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 100 kg) (NC : lift)		•				122,27	129,00	
SP1640426	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 100 kg) (NC : lift)		•				122,27	129,00	
SP1640423	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)		•				122,27	129,00	
SP1640425	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)		•				122,27	129,00	
SP1640427	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)		•				122,27	129,00	
<b>Confort</b>									
SP1640428	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 100 kg) (NC : lift)			•	•		122,27	129,00	
SP1640429	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 100 kg) (NC : lift)			•	•		122,27	129,00	
SP1640430	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 100 kg) (NC : lift)			•	•		122,27	129,00	AP1637912
SP1640447	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)			•	•		122,27	129,00	
SP1640448	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)			•	•		122,27	129,00	
SP1640449	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)			•	•		122,27	129,00	
SP1641608	Kit de charge externe 8 Ah	•	•	•	•		150,71	159,00	
<b>Autres accessoires</b>									
SP1521684	Protection d'assise		•	•			57,82	61,00	
SP1509434	Couverture de protection	•					150,71	159,00	
SP1518240	Couverture de protection		•	•	•		150,71	159,00	
<b>RAMPES en ACCESSOIRES (livrées séparément)</b>									
1654128	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg	•	•	•	•	•	402,84	425,00	
1654129	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.	•	•	•	•	•	805,69	850,00	
1654130	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg	•	•	•	•	•	426,54	450,00	

S  
P  
1  
5  
2  
1  
5  
9  
4