

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 140 kg

Poids du fauteuil à partir de : 107 kg

Moteurs et châssis garantis 4 ans / Batteries 1 an



- + Version traction, propulsion ou 6 roues
- + Electronique R'Net TEN[®] (120A)
- + Vitesse 10km/h, moteurs 300W
- + Assise électrique 45°
- + Dossier électrique 30°
- + Assise et dossier contour
- + Largeur hors tout: 60cm
- + Roues av. 9" ou 10", roues motrices 14"
- + Garde-boue et appui-tête
- + Option payante batteries grande capacité (obligatoire avec lift)



Juvo B5 AA2

01

Modèle

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

| 490E75=0_AJXX_C | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC | CODE LPP | MONTANT LPP | PCH |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------|-------------|-----------|
| AJ03_C | Juvo B5 AA2 roues arrière motrices (propulsion) | 7 772,51€ | 8 200,00€ | 9161584 | 3 938,01€ | 3 938,01€ |
| EA 005 | Roues arrière motrices (propulsion) | ◇ | ◇ | | | |
| EA 007 | Châssis B5 | ◇ | ◇ | | | |
| AJ04_C | Juvo B5 AA2 roues avant motrices (traction) | 8 341,23€ | 8 800,00€ | 9161584 | 3 938,01€ | 3 938,01€ |
| EA 004 | Roues avant motrices (traction) | ◇ | ◇ | | | |
| EA 007 | Châssis B5 | ◇ | ◇ | | | |
| AJ10_C | Juvo B5 AA2 roues centrales motrices | 8 530,81€ | 9 000,00€ | 9161584 | 3 938,01€ | 3 938,01€ |
| EA 006 | Roues centrales motrices | ◇ | ◇ | | | |
| EA 007 | Châssis B5 | ◇ | ◇ | | | |
| ET 012 | Vitesse 6 km/h | ○ | ○ | | | |
| ET 013 | Vitesse 7,2 km/h | ○ | ○ | | | |
| ET 014 | Vitesse 10 km/h - Poids utilis. max 100kg | ○ | ○ | | | |
| ES 002 | Accroche-taxi (kit de transport en véhicule avec utilisateur) - NC dossier actif Baxx De série avec EA006 (roues centrales) | ◇ | ◇ | | | |



Motorisation

| | |
|--------|---|
| ET 016 | Performance 300W - 4 pôles |
| EW 002 | Extension de garantie à 4 ans sur les moteurs |

| PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|----------------|-----------------|
| o | o |
| ◇ | ◇ |

Poids de l'utilisateur

70kg 75kg 90kg 100kg 113kg 125kg 140kg Information pour le réglage des amortisseurs

02 Assise et dossier

◇ : configuration standard
o : options sans supplément de prix

Assise standard

| | | |
|--------|------------------------|---|
| EC 001 | Assise standard junior | |
| EC 002 | Petite assise standard |  |
| EC 003 | Grande assise standard | |
| EC 004 | Assise standard XL | |

| PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|----------------|-----------------|
| 211,37€ | 223,00€ |
| o | o |
| o | o |
| 211,37€ | 223,00€ |



| Profondeur | Largeur Assise Junior | | | | Largeur Petite Assise | | | Largeur Grande Assise | | | Largeur Assise XL | | | |
|------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|
| | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
| 34 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 cm | | | | | | | | | | | | | | |

Choix non possible

Assise VAS - Assise réglable Vario

| | | |
|--------|---|---|
| EC 005 | Assise VAS - Dossier réglable en tension, plaque d'assise réglable et coussin standard Uniquement avec châssis taille 2 (EA008) et batteries grande capacité (EU032) | |
| EA 008 | |  |
| ED 048 | Poignée de poussée | |

| PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|----------------|-----------------|
| 590,52€ | 623,00€ |
| 68,25€ | 72,00€ |



| Profondeur | Largeur Assise VAS | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
| 38 cm | | | | | | | | | |
| 40 cm | | | | | | | | | |
| 42 cm | | | | | | | | | |
| 44 cm | | | | | | | | | |
| 46 cm | | | | | | | | | |
| 48 cm | | | | | | | | | |
| 50 cm | | | | | | | | | |
| 52 cm | | | | | | | | | |
| 54 cm | | | | | | | | | |
| 56 cm | | | | | | | | | |
| 58 cm | | | | | | | | | |

Hauteur assise en cm (sans le coussin d'assise)

Se reporter au tableau en fin de fiche de mesure et entourer la hauteur souhaitée

Coussins d'assise

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|--|----------------|-----------------|
| EC 011 | Sans coussin | 0 | 0 |
| EC 012 | Coussin assise noir standard (épaisseur 5 cm) | 0 | 0 |
| EC 013 | Avec housse pour incontinence (épaisseur 5 cm) | 91,94€ | 97,00€ |
| EC 034 | Livo (épaisseur 5 cm) - Poids utilis. max 125kg | 110,90€ | 117,00€ |
| EC 035 | EvoFlair (épaisseur 8 cm) - Poids utilis. max 200kg | 316,59€ | 334,00€ |
| EC 014 | Terra (épaisseur 6 cm) - Poids utilis. max 150kg | 290,05€ | 306,00€ |
| EC 015 | Terra Aquos (épaisseur 6 cm) - Poids utilis. max 150kg | 332,70€ | 351,00€ |
| EC 016 | Terra Flair (épaisseur 6 cm) - Poids utilis. max 150kg | 597,16€ | 630,00€ |
| EC 018 | Cloud (épaisseur 11 cm) | 799,05€ | 843,00€ |

Coussins d'Assise contour

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|--|----------------|-----------------|
| EC 020 | Assise contour plat (épaisseur 7 cm)  | 0 | 0 |
| EC 021 | Assise contour incurvé (épaisseur 9 cm) | 0 | 0 |
| | Finalisation coussin assise contour au choix: | | |
| EC 022 | Revêtement tissu  | 0 | 0 |
| EC 023 | Simili cuir  | 0 | 0 |
| EC 024 | Revêtement incontinence | 48,34€ | 51,00€ |

Coussins de Dossier contour

| | | | |
|--------|---|--------|--------|
| ED 032 | Sans toile de dossier (à cocher si Dossier de positionnement Baxx choisi) | 0 | 0 |
| ED 033 | Toile de dossier réglable en tension | 0 | 0 |
| ED 034 | Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier AVEC PLAQUE , non réglable - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm | 0 | 0 |
| ED 035 | Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier AVEC PLAQUE , non réglable - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm  | 0 | 0 |
| ED 050 | Dossier avec contour plat Réglable PAR SANGLES réglable en tension - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm | 58,77€ | 62,00€ |
| ED 051 | Dossier avec contour incurvé Réglable PAR SANGLES réglable en tension - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm | 58,77€ | 62,00€ |
| | Finalisation coussin dossier contour au choix: | | |
| ED 037 | Revêtement tissu | 0 | 0 |
| ED 038 | Simili cuir | 0 | 0 |
| ED 039 | Coussins latéraux - Uniquement avec ED035, ED050 et ED051 | 82,46€ | 87,00€ |
| ED 040 | Support lombaire | 62,56€ | 66,00€ |



Dossier de positionnement Baxx

| PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|----------------|-----------------|
| 834,12€ | 880,00€ |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



| | | |
|--------|---|--|
| ED 036 | Dossier de positionnement Baxx Version dossier haut AFT (maintien latéral et postérieur du dos) - Fixation 4 points Poids utilis. max 113kg - Réduction prof. 2cm - Uniquement avec assise VAS - NC largeur ass. 54cm | |
| ED 041 | Hauteur dossier haute - 46cm | |
| ED 042 | Hauteur dossier extra haute - 51cm | |
| ED 043 | Galbe actif - 6cm | |
| ED 044 | Galbe profond - 10cm | |
| ED 045 | Galbe extra profond - 15cm | |

Teintes dossier Baxx

| | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| ED 002 | 0 | 0 | ED 003 | 0 | 0 |
| ED 004 | 0 | 0 | ED 005 | 0 | 0 |
| ED 009 | 0 | 0 | ED 012 | 0 | 0 |
| ED 013 | 0 | 0 | ED 014 | 0 | 0 |
| ED 016 | 0 | 0 | ED 017 | 0 | 0 |
| ED 018 | 0 | 0 | ED 021 | 0 | 0 |
| ED 022 | 0 | 0 | ED 023 | 0 | 0 |
| ED 027 | 0 | 0 | ED 029 | 0 | 0 |

Appui-tête et support

| | | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|----------------------------|--|---|----------------|-----------------|
| GAMME CARE LINE | | | | |
| EL 006 | Appui-tête, petit |  | 0 | 0 |
| EL 007 | Appui-tête, large | | 0 | 0 |
| EL 013 | Appui-nuque, petit |  | 78,67€ | 83,00€ |
| EL 014 | Appui-nuque, large | | 78,67€ | 83,00€ |
| EL 015 | Appui-tête en X, petit | | 90,05€ | 95,00€ |
| EL 016 | Appui-tête en X, large | | 90,05€ | 95,00€ |
| EL 001 | Support appui-tête Col de cygne | | 0 | 0 |
| EL 002 | Support appui-tête Multi axes, ouvert | | 0 | 0 |
| EL 003 | Support appui-tête Multi axes, droit | | 0 | 0 |
| GAMME ADVANCED LINE | | | | |
| EL 033 | Comfort Plus, taille S + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031) | | 514,69€ | 543,00€ |
| EL 034 | Comfort Plus, taille M + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031) | | 525,12€ | 554,00€ |
| EL 035 | Comfort Plus, taille L + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031) | | 536,49€ | 566,00€ |
| EL 036 | Combo 3 parties, taille S + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031) | | 701,42€ | 740,00€ |
| EL 037 | Combo 3 parties, taille L + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031) | | 712,80€ | 752,00€ |
| EL 038 | UniLink, extension 50mm pour support appui-tête UniLink | | 70,14€ | 74,00€ |
| EL 039 | UniLink, extension 38mm pour support appui-tête UniLink | | 70,14€ | 74,00€ |
| EL 040 | UniLink, extension 75mm pour support appui-tête UniLink | | 70,14€ | 74,00€ |



Réglage assise et dossier

| | | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|------------------|---|---|----------------|-----------------|
| EC 025 | Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité A partir hauteur ass. 47cm |  | 0 | 0 |
| EC 027 EA 008 | Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - A partir hauteur ass. 47cm Uniquement avec châssis taille 2 (EA008) et batteries grande capacité (EU032) si poids > 100kg | | 2 282,46€ | 2 408,00€ |
| ED 047 | Dossier électrique 30°, rabattable sur l'assise Avec assise standard, assise VAS. | | 0 | 0 |
| SBK | Dossier électrique -7° à 50° rabattable sur l'assise SBK 122019.003 (assise VAS) - SBK 20465.005 (assise standard) Prof assise < 54cm - Hauteur dossier 54cm Amplitude de réglage lors de l'utilisation combinée du dossier 50° et de l'inclinaison d'assise 45° limitée | | 1 847,39€ | 1 949,00€ |



03 Accoudoirs

◇ : configuration standard
 ○ : options sans supplément de prix

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|--|----------------|-----------------|
| EE 023 | Standards, réglables en hauteur mécaniquement, en continu | ◇ | ◇ |
| EE 024 | Relevables non rapportés au dossier - NC assise Junior Uniquement pour assise 42cm, 48cm, 54cm et 56cm Avec assise standard, réglage de la largeur d'assise non possible | 193,36€ | 204,00€ |
| SBK | Rapportés au dossier pour assise standard - SBK 19215.006 - NC assise Junior et assise <40cm | 1 371,56€ | 1 447,00€ |
| SBK | Rapportés au dossier pour assise VAS - SBK 122019.002 | 1 794,31€ | 1 893,00€ |



04 Repose-pieds / Repose-jambes

◇ : configuration standard
 ○ : options sans supplément de prix

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|------------|---|----------------|-----------------|
| EB 002/007 | Repose-jambes mécaniques avec palettes individuelles, aluminium Poids utilis. max 140kg - NC UL < 21cm | ◇ | ◇ |
| EB 003/007 | Repose-jambes électriques avec palettes individuelles, aluminium Poids utilis. max 140kg - NC UL < 21cm | 966,82€ | 1 020,00€ |
| FS | Palette centrale monobloc électrique à compensation Uniquement avec châssis T2 et batteries grande capacité | 1 836,97€ | 1 938,00€ |
| | Repose-pieds avec palettes individuelles, aluminium | 474,88€ | 501,00€ |
| | Palettes monobloc, aluminium - NC UL < 17cm | 474,88€ | 501,00€ |
| EB 004/009 | Repose-jambes électriques avec palette monobloc, aluminium | 1 160,19€ | 1 224,00€ |
| EB 010 | Protections genoux pour reposer-jambes mécaniques et électriques - NC EB001 | 155,45€ | 164,00€ |
| EB 013 | Palette centrale mécanique - Réglage pied droit et gauche individuellement - NC EC001 UL max 41cm avec EC027 | 628,44€ | 663,00€ |



Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 15 à 54cm)
 Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

05 Commandes électroniques

◇ : configuration standard
 ○ : options sans supplément de prix

| Boîtier de commande | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| EU 053 | R'Net TEN° (120A) - fonctions Bluetooth et Infrarouge intégrées + module de vérin | ◇ | ◇ |
| EU 056 | 4 fonctions Bluetooth max. Compatible Apple, Android, Windows Phone. | ◇ | ◇ |
| EU 079 | R'Net LED Light (120A) + module de vérin EU 056 | ◇ | ◇ |
| ES 024 | Protection / pare-choc boîtier de commande | 51,18€ | 54,00€ |
| | Ergo tétra pour R'Net TEN° - 493U75=ST188 | 52,13€ | 55,00€ |
| EU 057 | Commande tierce personne droit gauche | 9384775 714,26€ | 677,02€ 714,26€ |



Teintes boîtier TEN°

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC | | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|--------|-----------------------|----------------|-----------------|
| EU 002 | Anthracite métallique | 0 | 0 | EU 003 | Noir profond | 0 | 0 |
| EU 004 | Bleu glace | 0 | 0 | EU 005 | Orange métallique | 0 | 0 |
| EU 009 | Pourpre métallique | 0 | 0 | EU 012 | Bleu métallique | 0 | 0 |
| EU 013 | Noir mat | 0 | 0 | EU 014 | Rouge cardinal | 0 | 0 |
| EU 016 | Gris clair métallique | 0 | 0 | EU 017 | Jaune vif | 0 | 0 |
| EU 018 | Rouge vif | 0 | 0 | EU 021 | Vert pomme métallique | 0 | 0 |
| EU 022 | Blanc crème | 0 | 0 | EU 023 | Blanc neige | 0 | 0 |
| EU 065 | Gris titane | 0 | 0 | EU 029 | Rose RAL 4010 | 0 | 0 |

Boutons Piko

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|----------------------------|----------------|-----------------|
| EU 067 | Diamètre 50mm rouge / noir | 280,57€ | 296,00€ |
| EU 068 | Diamètre 30mm rouge / noir | 280,57€ | 296,00€ |

Pantographe (escamotage du boîtier de commande)

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------------------------------|---|----------------|-----------------|
| EU 071 | Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 10cm | ◇ | ◇ |
| EU 072 | Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 18cm | 0 | 0 |
| Côté de montage du pantographe | Droit Gauche | 0 | 0 |

Accessoires de joystick

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|--|----------------|-----------------|
| EU 080 | Embout de joystick en U pour tétraplégique (longueur de main 7090mm) | 126,07€ | 133,00€ |
| EU 081 | Stick S80 (tige de 80mm de hauteur) | 82,46€ | 87,00€ |
| EU 082 | Soft ball (revêtement noir) | 140,28€ | 148,00€ |
| EU 083 | Embout de balle de golf, petit (diamètre 43mm) | 93,84€ | 99,00€ |
| EU 084 | Embout de balle de golf, grand (diamètre 48mm) | 93,84€ | 99,00€ |



Modules pour commandes spéciales

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|--|----------------|-----------------|
| EU 054 | Ecran TEN° pour commandes spéciales | 1 372,51€ | 1 448,00€ |
| EU 055 | Module entrée / sortie D50883 | 763,98€ | 806,00€ |
| EU 094 | Module sans fil Easywave radio fréquence - Uniquement avec EU055 | 367,77€ | 388,00€ |



Support pour écran TEN° (EU054)

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| EU 073 | Standard - NC ES012 | 82,46€ | 87,00€ |
| EU 074 | Type Col de cygne - NC ES012 | 234,12€ | 247,00€ |
| EU 075 | Type Col de cygne pour tablette | 200,95€ | 212,00€ |

Contrôles spéciaux avec écran TEN° (EU054)

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|--|----------------|-----------------|
| EU 100 | Micro Joystick Omni (10g) | 3 346,92€ | 3 531,00€ |
| EU 101 | Multi Joystick Omni (50g) | 3 051,18€ | 3 219,00€ |
| EU 102 | All round Joystick Omni Light (120g)  | 2 533,65€ | 2 673,00€ |
| EU 128 | All round Joystick (250g) | 1 583,89€ | 1 671,00€ |
| EU 129 | All round Heavy Duty Joystick (650g) | 2 850,24€ | 3 007,00€ |
| EU 104 | Commande par bouton 3 boutons 4 boutons | 622,75€ | 657,00€ |



Bouton Piko (uniquement avec EU104)

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|---|----------------|-----------------|
| EU 086 | 1 ^{er} Piko bouton diam. 50mm rouge jaune noir argent | 160,19€ | 169,00€ |
| EU 090 | 1 ^{er} Piko bouton diam. 30mm rouge jaune noir argent | 160,19€ | 169,00€ |
| EU 186 | 2 ^{eme} Piko bouton diam. 50mm rouge jaune noir argent | 160,19€ | 169,00€ |
| EU 190 | 2 ^{eme} Piko bouton diam. 30mm rouge jaune noir argent | 160,19€ | 169,00€ |
| EU 286 | 3 ^{eme} Piko bouton diam. 50mm rouge jaune noir argent | 160,19€ | 169,00€ |
| EU 290 | 3 ^{eme} Piko bouton diam. 30mm rouge jaune noir argent | 160,19€ | 169,00€ |
| EU 386 | 4 ^{eme} Piko bouton diam. 50mm rouge jaune noir argent | 160,19€ | 169,00€ |
| EU 390 | 4 ^{eme} Piko bouton diam. 30mm rouge jaune noir argent | 160,19€ | 169,00€ |

Contrôles spéciaux Mo-Vis

Contrôles spéciaux Mo-Vis sans écran Omni - Options non montées

Voir FDM Commandes Mo-Vis



Support pour commandes spéciales Mo-Vis (uniquement avec EU100/101)

Commande au doigt à fixer dans le prolongement de l'accoudeur

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|---|----------------|-----------------|
| EU 110 | Support pour commandes spéciales Mo-Vis inclus 1 micro bouton (on/off) | 264,45€ | 279,00€ |
| EU 111 | Support pour commandes spéciales Mo-Vis inclus 2 micro boutons (on/off et mode)  | 411,37€ | 434,00€ |
| EU 112 | Support pour commandes spéciales Mo-Vis inclus 1 bouton Piko diam. 30mm (on/off) | 273,93€ | 289,00€ |
| EU 113 | Support pour commandes spéciales Mo-Vis inclus 2 boutons Piko diam. 50mm (on/off et mode) | 433,18€ | 457,00€ |



Support pour joystick Mo-Vis (options montées)

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|--|----------------|-----------------|
| EU 076 | Commande au menton à escamotage électrique à gauche - NC EU102, EL004, EL005 | 2 223,70€ | 2 346,00€ |
| EU 077 | Commande au menton à escamotage électrique à droite - NC EU102, EL004, EL005 | 2 223,70€ | 2 346,00€ |
| EU 078 | Support pour tablette thérapeutique - ES012 obligatoire | 489,10€ | 516,00€ |
| EU 137 | Support d'épaule Mo-Vis - NC EU129 et EU150 - Dispo Q1 2025 | 1 895,73€ | 2 000,00€ |

Joystick Mo-Vis type R'Net (options montées) Se branche directement sur le bus R'Net

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| EU 105 | Micro Joystick R'Net (10g) | 3 472,99€ | 3 664,00€ |
| EU 106 | Multi Joystick R'Net (50g) | 3 272,99€ | 3 453,00€ |
| EU 107 | All Round Joystick Omni (250g) | 2 733,65€ | 2 884,00€ |
| EU 108 | All Round Joystick R'Net Light (120g) | 1 900,47€ | 2 005,00€ |
| EU 109 | All Round R'Net Heavy Duty (650g) | 3 410,43€ | 3 598,00€ |

Commande sur tablette avec R'Net

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|----------------------|--|----------------|-----------------|
| EU 063 ES 014 | Commande TEN° sur tablette escamotable électriquement avec 1 bouton Piko inclus pour la rotation. Montage au centre de la tablette - Joystick 250g  | 2 745,97€ | 2 897,00€ |
| EU 063/117 ES 014 | Commande TEN° sur tablette escamotable électriquement avec 1 bouton Piko inclus pour la rotation. Montage au centre de la tablette - Joystick 120g | 4 223,70€ | 4 456,00€ |
| ES 015 | Tablette thérapeutique relevable, sans découpe, pour placement de la commande par le prestataire | 560,19€ | 591,00€ |
| EU 063/116 | Commande TEN° pourr tablette avec joystick 250g et 1 bouton Piko inclus | 1 953,55€ | 2 061,00€ |
| EU 063/117 | Commande TEN° pourr tablette avec joystick 120g et 1 bouton Piko inclus | 3 431,28€ | 3 620,00€ |



06

Roues motrices

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|---|----------------|-----------------|
| EG 001 | 14" pneu | O | O |
| EG 002 | 14" bandage | 91,94€ | 97,00€ |
| EG 011 | Gris | O | O |
| EG 012 | Noir | O | O |
| EG 013 | Rainurés - Compatible uniquement avec EG011  | O | O |
| EG 014 | Crampons - NC EA006  | O | O |
| EG 015 | Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons | O | O |



07

Roues directrices

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

| | | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|--|---|----------------|-----------------|
| EF 003 | 6" PU Confort (roues avant et arrière pour modèle roues centrales motrices EA006) | | O | O |
| EF 005 | 9" pneu | | O | O |
| EF 006 | 9" bandage | | 72,99€ | 77,00€ |
| EF 007 | 10" pneu | | O | O |
| EF 008 | 10" bandage | | 72,99€ | 77,00€ |
| EF 001 | Avec amortisseurs (de série pour modèle roues centrales motrices EA006) | 📷 | 78,67€ | 83,00€ |
| EF 002 | Sans amortisseurs | | O | O |
| EF 020 | Verrouillage des roues directionnelles - Uniquement pour modèles traction et propulsion | 📷 | 425,59€ | 449,00€ |
| EF 022 | Stabilisation de trajectoire mécanique - NC EA004 et R'Net - NC EA006 | | 213,27€ | 225,00€ |
| EF 023 | Stabilisation de trajectoire électrique (Gyro) - NC ET001 et EU032 - Uniquement avec R'Net TEN° De série avec modèle traction | | 548,82€ | 579,00€ |



08

Batteries

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

| | | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|------------------|---|---|----------------|-----------------|
| EU 501 | Batteries Gel 45 Ah (C5) / 58 Ah (C20) NC combinaison poids utilis. > 100kg et EC026 - NC EC027 | | ◊ | ◊ |
| EU 032 EA 008 | Batteries grande capacité Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20), livrées avec chargeur EU044 Longueur châssis +6cm environ - Largeur châssis +2cm environ (EA008) | | 1 254,03€ | 1 323,00€ |
| EU 041 | Chargeur de batteries 8A - NC EU032 | 📷 | ◊ | ◊ |
| EU 044 | Chargeur de batteries 10A | | 264,45€ | 279,00€ |



09

Accessoires de châssis

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

| | | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|---|---|----------------|-----------------|
| EA 010 | Garde-boue roues motrices | 📷 | ◊ | ◊ |
| EA 011 | Garde-boue roues directionnelles - Uniquement pour modèles traction et propulsion | | ◊ | ◊ |
| ES 013 | Préparation pour système d'arrimage DAHL - Poids max utilisateur 140kg - NC EF021 | 📷 | 107,11€ | 113,00€ |
| ES 021 | Kit éclairage | | 531,75€ | 561,00€ |
| ET | Prise alimentation externe 12V - Type allume cigare. ET002 droite ET005 gauche | | 338,39€ | 357,00€ |
| ET | Prise alimentation externe 24V - Type allume cigare. ET003 droite ET006 gauche | | 125,12€ | 132,00€ |
| ET | Prise alimentation externe 5V - Type USB. ET004 droite ET007 gauche | | 169,67€ | 179,00€ |
| EF 021 | Monte-trottoirs - Uniquement avec roues arrière motrices | | 397,16€ | 419,00€ |
| ES 003 | Pochette pour téléphone portable | | 41,71€ | 44,00€ |



| | | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|--|---|----------------|-----------------|
| ES 004 | Porte-bagage |  | 264,49€ | 279,00€ |
| ES 005 | Porte-canne | | 94,79€ | 100,00€ |
| ES 006 | Rétroviseur (montage côté opposé au joystick) - NC ES012 | | 137,44€ | 145,00€ |
| ES 007 | Kit outil | | 54,03€ | 57,00€ |
| ES 010 | Porte-bouteille | | 32,23€ | 34,00€ |
| ES 011 | Pompe électrique rechargeable Airman | | 189,57€ | 200,00€ |
| ET 001 | Klaxon externe | | 397,16€ | 419,00€ |
| ES 023 | Crochet/ support sac à dos pour assise standard et VAS - Poids max supporté 10kg | | 101,42€ | 107,00€ |
| ES 012 | Tablette thérapeutique escamotable, côté opposé au joystick - NC ES006 | | 474,88€ | 501,00€ |



10 Coloris de châssis

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

| | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC | |
|-----|-----------------------|----------------|-----------------|-----|-------------------|-----------------|---|
| 002 | Anthracite métallique | O | O | 003 | Noir profond | O | O |
| 004 | Bleu glace | O | O | 005 | Orange métallique | O | O |
| 009 | Pourpre métallique | O | O | 012 | Bleu métallique | O | O |
| 013 | Noir mat | O | O | 014 | Rouge cardinal | O | O |
| 016 | Gris clair métallique | O | O | 017 | Jaune vif | O | O |
| 018 | Rouge vif | O | O | 021 | Vert pomme | O | O |
| 022 | Blanc crème | O | O | 023 | Blanc neige | O | O |
| 027 | Gris titane | O | O | 037 | Rose RAL 4010 | O | O |
| SBK | Couleurs spéciales | Nous consulter | | | | | |

11 Ceintures et harnais

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

| | | | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|---|---|---|-----------------|
| EP 001 | Standard | | ◇ | ◇ |
| EP 020 | 2 points, avec enrouleur, boucle métallique | | 189,57€ | 200,00€ |
| EP 002 | 2 points, rembourrée, boucle métallique |  | 113,74€ | 120,00€ |
| EP 003 | 2 points, rembourrée, boucle plastique | | 99,53€ | 105,00€ |
| EP | Harnais dynamique | EP 005 taille S EP 006 taille M EP 007 taille L |  | 179,15€ 189,00€ |
| EP | Harnais thoracique | EP 008 taille S EP 009 taille M EP 010 taille L | | 179,15€ 189,00€ |
| EP 011 | Harnais thoracique Slimline (sangle fine) | EP 011 taille S EP 012 taille M EP 013 taille L | | 179,15€ 189,00€ |
| EP | Harnais épaule | EP 014 taille S EP 015 taille M EP 016 taille L | | 189,57€ 200,00€ |



En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

Maj 24/03/25



EC 001/ 002/003/004
Assise standard



EC 005 Assise VAS



EC 020/ ED 034 Coussins assise et
dossier avec contour plat



EC 022 Coussins avec revêtement
tissu



EC 023 Coussins avec revêtement
simili cuir



EC 021/ ED 035 Coussins assise et
dossier avec contour incurvé



ED 030 Dossier LX



ED 031 Dossier LT



EC 008 Assise F



EC 009 Assise X



EC 010 Assise W



ED 036 Dossier Baxx



EL 006/007 Appui-tête petit/ large



EL 013/014 Appui-nuque



EL 015/016 Appui-tête en X



EC 025 Bascule d'assise électrique à 45°



EC 027 Bascule assise 45° et lift élect. ajust. en haut. jusqu'à 35cm




EE 024 Accoudoirs relevables non rapportés au dossier



EB 003 Repose-jambes électriques avec palettes individuelles



EB 013 Palette centrale mécanique



Palettes aluminium



EU 053 R'Net TEN° (120A)



EU 079 R'Net LED Light (120A)



EU 057 Commande tierce personne



EU 080 Embout de joystick en U pour tétraplégique



EU 081 Stick S80



EU 082 Soft Ball (revêtement noir)



EU 083 Embout de balle de golf, petit



EU 084 Embout de balle de golf, grand



EU 054 Ecran TEN° pour commandes spéciales



EU 101 Multi Joystick Omni (50g)



EU 110 Support pour commandes spéciales Mo-Vis + 1 micro bouton



EU 111 Support pour commandes spéciales Mo-Vis + 2 micro boutons



EU 063 Commande TEN° sur tablette escamotable



EG 013 Roues motrices rainurées



EG 014 Roues motrices crampons



EF 001 Roues directrices avec amortisseurs



EF 020 Verrouillage des roues directionnelles



EU 041 Chargeur de batteries 8A



EA 010 Garde-boue roues motrices



ES 013 Préparation pour système d'arrimage DAHL



ES 021 Kit éclairage



ET 002/ 005 Prise alimentation externe 12V



ET 004/ 007 Prise alimentation externe type USB



EF 021 Monte-trottoirs



ES 003 Pochette pour téléphone portable



ES 004 Porte bagage



ES 010 Porte-bouteille



EP 002 Ceinture 2 points, rembourrée, boucle métallique



EP 0005/ 006/ 007 Harnais dynamique



EP 008/ 009/ 010 Harnais thoracique



EP 011/ 012/ 013 Harnais thoracique Slimline



EP 014/ 015/ 016 Harnais épaule