



N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 125 kg

Poids du fauteuil à partir de : 11,6 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis aluminium, croisillon 3 branches
- + Hauteur de dossier réglable
- + Palier de roues arrière réglable sur 48 positions
- + Toile d'assise standard noire
- + Toile de dossier réglable en tension
- + Roues Infinity Ultra-légère
- + Version CV: potences escamotables, repose-pieds escamotables intérieur et extérieur, angulation potence 70°
- + Version CS: potences fixes, palette monobloc aluminium réglable en inclinaison, angulation potence 80°
- + Crash testé norme ISO 7176-19



Motus 2.0 CS/CV

01 Modèle

480F61=2_AA02_C : version CV

480F61=2_AA03_C : version CS

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
MD 01/09	Motus dossier fixe, toile réglable en tension	1 516,59€	1 600,00€	9161549	558,99€	558,99€
MD 10	Motus dossier inclinable 30° et rabattable sur l'assise Toile réglable en tension	1 706,16€	1 800,00€	9161555	603,65€	603,65€
MD 11	Motus dossier cassant, toile réglable en tension	1 706,16€	1 800,00€	9161561	603,65€	603,65€
	Gouttière hémiplegique	378,20€	399,00€	9362302	119,39€	
	Potences fixes (CS)					
	Potences escamotables (CV)					

02 Assise

Largeur d'assise en cm (SB)	35,5	38	40,5	43	45,5	48										
Prof. d'assise en cm (ST)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54						
Hauteur d'assise avant en cm	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Hauteur d'assise arrière en cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52


> Hauteur assise avant en cm

		PLAGE DE RÉGLAGE
FOURCHE LONGUE	4"	46 - 53 cm
	5"	47 - 54 cm
	5,5"	44 - 55 cm
	6"	44 - 55 cm
	7"	45 - 55 cm
FOURCHE COURTE	4"	38 - 46 cm
	5"	40 - 46 cm
	5,5"	42 - 47 cm
	6"	42 - 47 cm
	7"	44 - 49 cm

> Position roue arrière

Position roue arrière → Distance du point de basculement en mm

Dimension (horizontale) de l'axe central au point culminant Tube de support du dossier (bord avant)/barre de rembourrage (bord supérieur)

Position roue arrière	Distance du point de basculement	
D (active)	83 mm	
C	63 mm	
B	43 mm	
A	23 mm	

> Incompatibilités de positions

ME 02 NC avec une profondeur d'assise de 36/38/40 cm et une position horizontale C et D

ME 05 NC avec la combinaison des freins MG80, une hauteur d'assise arrière de 36 à 38 cm et une position horizontale D

Toiles d'assise

MC 13	Standard
MC 14	Ajustable

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
100,47€	106,00€

Coussins d'assise

MC 01	Coussin d'assise noir standard (épaisseur 5 cm)
MC 29	Livo (épaisseur 5 cm) - Largeur assise à partir de 43cm
MC 02	Cubic Foam (épaisseur 5 cm)
MC 05	Evolight (épaisseur 6 cm)
MC 30	EvoFlair (épaisseur 8 cm) - Largeur assise à partir de 43cm
MC 20	Terra (épaisseur 6 cm)
MC 21	Terra Aquos (épaisseur 6 cm)
MC 22	Terra Flair (épaisseur 6 cm)
MC 23	Cloud (épaisseur 11 cm)

CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
		101,42€	107,00€
		88,15€	93,00€
		134,60€	142,00€
		232,23€	245,00€
9362377	34,90€	322,27€	340,00€
		217,06€	229,00€
		276,78€	292,00€
		505,21€	533,00€
		723,22€	763,00€

03

Dossier

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Hauteur de dossier en cm

MD 01	Dossier fixe tube droit - Toile noire - Uniquement avec toile de dossier réglable en tension MD03 Tube de dossier droit pour hauteur de 30 à 50 cm par palier de 2,5 cm maximum Réglable de : 30 32,5 35 37,5 40 Réglable de : 35 37,5 40 42,5 45 Réglable de : 40 42,5 45 47,5 50
MD 09	Dossier fixe à courbure lombaire 8° - Toile noire - Uniquement avec toile de dossier réglable en tension MD03 Réglable de : 35 37,5 40 Réglable de : 40 42,5 45 Réglable de : 45 47,5 50
MD 10	Dossier inclinable à 30° et rabattable, poignées standards longues incluses Uniquement avec toile de dossier réglable en tension MD03 NC ME02 / ME04 43 48
MD 11	Dossier cassant, toile de dossier réglable en tension MD03 42,5 45 47,5 50



Poignées

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MD 50	Standards, courtes - NC combinaison MG80, MD09 et hauteur dossier <40cm		◇	◇
MD 51	Standards, longues - Incluses avec dossier inclinable NC combinaison MG80, MD09 et hauteur dossier <40cm		○	○
MD 52	Télescopiques, longues		124,17€	131,00€
MD 53	Télescopiques, courtes - NC MG80		124,17€	131,00€
MD 55	Longues amovibles, rapportées au dossier, réglables en hauteur	📷	143,13€	151,00€
MD 56	Pliables et rabattables - A partir hauteur de dossier 40cm	📷	113,74€	120,00€
MD 45	Poignées longues amovibles, pour dossier Baxx		159,24€	168,00€



Accessoires de dossier

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MD 58	Barre stabilisatrice de dossier - incluse avec MD10 Dossier inclinable, Si MD10 Dossier inclinable, compatible avec MD51 et MD52 Si MD01 ou MD09 Dossier fixe, uniquement avec MD55		88,15€	93,00€

Toiles de dossier

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MD 44	Dossier Baxx		Joindre la FDM Baxx	
MD 80	Toile de dossier élargie + 2cm		18,96€	20,00€
MD 81	Toile de dossier élargie + 4cm		18,96€	20,00€

Support thoracique

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MD 23	Support du tronc latéral., STS, medium, droit		123,22€	130,00€
MD 24	Support du tronc latéral., STS, medium, gauche		123,22€	130,00€
MD 62	Support du tronc latéral., STS, large, droit		153,55€	162,00€
MD 63	Support du tronc latéral., STS, large, gauche		153,55€	162,00€

Appui-tête

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MZ 105 MZ 54	Support de montage noir et appui-tête Confort Plus, taille M	9362294	63,41€	436,02€	460,00€
MZ 106 MZ 54	Support de montage noir et appui-tête Combo 3 parties, taille L	9362294	63,41€	549,76€	580,00€
MZ 107	UniLink, extension 38mm pour support appui-tête			66,35€	70,00€
MZ 108	UniLink, extension 50mm pour support appui-tête			66,35€	70,00€
MZ 109	UniLink, extension 76mm pour support appui-tête			66,35€	70,00€

04

Protège-vêtement / Garde-boue / Accoudoirs

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ME 01/20	Protège-vêtement aluminium de la couleur du châssis			O	O
ME 02/20	Garde-boue aluminium, de la couleur du châssis - NC MD10			◇	◇
ME 04	Garde-boue en carbone - NC MD10			377,25€	398,00€
ME 05/20	Accoudoirs crantés relevables, manchettes courtes réglables en hauteur, de la couleur du châssis - Hauteur mini 21cm - maxi 24cm Longueur 21,8cm - NC ME60			285,31€	301,00€
ME 06/20	Accoudoirs crantés relevables, manchettes longues réglables en hauteur, de la couleur du châssis - Hauteur mini 20cm - maxi 30cm Longueur 31,8cm - NC ME60			285,31€	301,00€
ME 17/20	Accoudoirs crantés relevables, manchettes longues réglables en hauteur et en profondeur, de la couleur du châssis - Hauteur mini 21cm - maxi 30cm Longueur 30cm			330,81€	349,00€
ME 11	Accoudoirs amovibles, enfichables, réglables en hauteur, couleur noire Hauteur mini 21cm - maxi 30cm Longueur 30cm			O	O
ME 50	Accoudoirs tube, réglables en hauteur - NC ME11 et ME05 Hauteur mini 22cm - maxi 30cm Longueur 17cm (court) / 26cm (long)	long	extra long	279,62€	295,00€
ME 60	Tablette thérapeutique - Compatible avec ME17 et ME11	9362319	76,84 €	277,73€	293,00€
ME 67	Demi tablette thérapeutique rabattable, gauche	9362319	76,84 €	277,73€	293,00€
ME 68	Demi tablette thérapeutique rabattable, droite	9362319	76,84 €	277,73€	293,00€



05

Potences et Palettes

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Longueur des tubes de potence (sans le coussin d'assise)			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MB 40	Court (réglage de 34 à 41 cm)		O	O
MB 41	Medium (réglage de 41 à 51 cm)		◇	◇
MB 42	Long (réglage de 47 à 55 cm)		O	O

Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 34 à 55cm)
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

Version Motus CS

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MB 03	Palette monobloc aluminium, réglable en inclinaison, profondeur 16cm		◇	◇
MB 20	Palette monobloc aluminium pour petite longueur UL		142,18€	150,00€
MB 09	Palette repose-pieds séparés en aluminium		87,20€	92,00€
MB 200	Palette relevable standard - Uniquement avec MB03		0	0
MB 201	Palette relevable et escamotable vers la gauche - Uniquement avec MB03	📷	100,47€	106,00€
MB 202	Palette relevable et escamotable vers la droite - Uniquement avec MB03		100,47€	106,00€



Version Motus CV

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MB 10	Repose-pieds séparés, composites, réglables en inclinaison, profondeur 16cm UL 36cm minimum		📷	◇	◇
MB 09	Repose-pieds séparés, aluminium, réglables en inclinaison, profondeur 16cm, UL 36cm mini			◇	◇
MB 03	Palette monobloc aluminium, réglable en inclinaison, profondeur 16cm			0	0
	Potences 80°, sans adduction pour repose-pieds - 2 x 481B160=SV005			220,85€	233,00€
MB 21	Repose-moignon droit (livré avec repose-pieds gauche)			184,83€	195,00€
MB 22	Repose-moignon gauche (livré avec repose-pieds droit)			184,83€	195,00€
MB 23	Repose-moignon la paire (compatible avec repose-pieds)			369,67€	390,00€
MB 25	Repose-jambes relevables, la paire	9362331*2	105,76€*2	200,49€	211,52€
MB 26	Repose-jambes relevables, droit (livré avec repose-pieds gauche)	9362331	105,76€	100,25€	105,76€
MB 27	Repose-jambes relevables, gauche (livré avec repose-pieds droit)	9362331	105,76€	100,25€	105,76€



06

Roues motrices

◇ : configuration standard
0 : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 02	24"		◇	◇
Carrossage	0° 2° 3° 4°			
Position horizontale de la roue arrière	A B C D			

Jantes arrière

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 06	Paroies creuses		◇	◇
MG 15	Infinity ultra-légères - NC MG34 et MG30	📷	0	0
MG 80	Roues arrière à démontage rapide avec frein tambour NC carrossage		491,00€	518,00€



Flasques

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
124,17€	131,00€

MG 90 Flasques, transparent

Pneus

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
o	o
o	o
60,66€	64,00€
158,29€	167,00€
48,34€	51,00€

MG 30 Standards crantés 1 3/8" - NC MG15

MG 31 Striés Schwalbe RightRun 1"

MG 34 Bandages 1 3/8" - NC MG15

MG 37 Schwalbe Marathon Plus Evo 1"

MG 200 Schwalbe One 1"

MG 341 PU (bandages) 1", noir

Mains courantes

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
132,70€	140,00€
68,25€	72,00€
439,81€	464,00€

MG 52 Aluminium anodisé, grand diamètre

MG 54 Aluminium plastifié, grand diamètre

MG 56 Inox poli, grand diamètre

MG 65 Gekko, noir anodisé

Accessoires de roues arrière

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
106,16€	112,00€
203,79€	215,00€

MG 87 Pompe 14 bars

MG 88 Pompe Airman électrique

07

Roues directrices

◇ : configuration standard
o : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
	DIMENSIONS		
MF 30	4" bandages, noir	o	o
MF 31	5" bandages, noir	o	o
MF 04	5.5" bandages, larges souples	o	o
MF 32	6" bandages, noir	o	o
MF 08	7" bandages - NC prof 36 et 38cm et version CS	o	o

08 Freins

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	
MH 01	Freins à pousser - NC prof assise <40cm, roues 24" et position B, C, D	📷	◇	◇	
MH 11	Freins à tirer		O	O	
MH 06	Freins utilisateur et accompagnateur		327,96€	346,00€	
MH 05	Freins ciseaux - Uniquement version CS et carrossage 0°		162,09€	171,00€	
MH 10	Rallonges de leviers de freins emboîtables		46,45€	49,00€	

09 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	
MA 51	Aide au basculement pour accompagnateur, droit - NC MA57 et MA55	📷	58,77€	62,00€	
MA 52	Aide au basculement pour accompagnateur, gauche - NC MA58 et MA56		58,77€	62,00€	
MA 55	Anti-basculé, droit - NC MA51		123,22€	130,00€	
MA 56	Anti-basculé, gauche - NC MA52		123,22€	130,00€	
MA 57	Porte canne, droit - NC MA51	📷	78,67€	83,00€	
MA 58	Porte canne, gauche - NC MA52		78,67€	83,00€	
MZ 51	Ceinture avec boucle en métal		72,99€	77,00€	
MZ 52	Kit outillage		54,03€	57,00€	
MZ 59	Pochette pour téléphone portable		25,59€	27,00€	
MZ 58	Sac pour les roues motrices		103,32€	109,00€	
MZ 89	Protection pour axes à démontage rapide		10,43€	11,00€	
MZ 92	Wheelblades		374,41€	395,00€	
MZ 93	Sac à dos	📷	52,13€	55,00€	

10 Coloris de châssis

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
002	Anthracite métallique	O	O	010	Bleu électrique (sur version CV potences noires)	O
012	Bleu métallique	O	O	014	Rouge cardinal	O
016	Gris clair métallique	O	O	021	Vert pomme métallique	O
023	Blanc neige RAL 9016	O	O	048	Noir mat	O

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.



MD 10 Dossier inclinable à 30° et rabattable



MD 11 Dossier cassant



MC 29 Coussin d'assise Livo



MC 30 Coussin d'assise EvoFlair



MD 55 Poignées longues amovibles



MD 56 Poignées pliables et rabattables



MD 58 Barre stabilisatrice



ME 02 Garde-boue aluminium



ME 04 Garde-boue carbone



ME 17 Accoudoirs crantés, manchettes longues



ME 11 Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur



ME 50 Accoudoirs tube, réglables en hauteur



ME 60 Tablette thérapeutique



MB 03 Palette monobloc aluminium, réglable en inclinaison



MB 201 Palette standard



MB 10 Repose-pieds séparés, composites, régl. en inclinaison



MB 22 Repose-moignon



MB 25 Repose-jambes relevables, la paire



MG 15 Infinity ultra légères



MH 01 Freins à pousser



MH 05 Freins ciseaux



MH 10 Rallonges de leviers de freins emboîtables



MA 51 Aide au basculement



MA 57 Porte canne



MZ 58 Sac pour les roues motrices



MZ 59 Pochette pour téléphone portable



MZ 89 Protection pour axes à démontage rapide



MZ 92 Wheelblades



MZ 93 Sac à dos