

DEVIS

COMMANDE



N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 100 kg (largeur 28 à 44cm)

Poids maximum utilisateur : 125 kg (largeur 46 à 50cm)

Poids du fauteuil à partir de : 11,5 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis rigide aluminium
- + Palettes monobloc alu réglable en inclinaison et en profondeur
- + Toile de dossier réglable en tension
- + Dossier rabattable et verrouillable sur l'assise
- + Protège-vêtement amovibles et rabattables
- + Carrossage 0°, 3°, 6° ou 9°



Ventus

01

Modèle

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

480A25=00000_K

Ventus

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
1 800,00€	1 899,00€	9161621	558,99€	558,99€

02

Assise

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Largeur d'assise en cm (SB)	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
Prof. d'assise en cm (ST)	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
Hauteur d'assise avant en cm	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Hauteur d'assise arrière en cm	33 44	34 45	35 46	36 47	37 48	38 49	39 50	40 51	41 52	42 53	43		

> Hauteur assise avant en cm

Fourches standards

ROUES AVANT	FOURCHES		
	Extra courtes	Courtes	Longues
4"	42-43	44-48	49-51
5"	-	45-49	49-53
5,5"	-	47-49	50-53
6"	-	47-49	50-53

> Hauteur assise avant en cm

Fourches Design

ROUES AVANT	FOURCHES		
	Extra courtes	Courtes	Longues
4"	43	46-49	50-53
5"	-	46-50	50-53
5,5"	-	48-51	51-54
6"	-	50-51	51-54

> Hauteur assise avant en cm

Fourches Froglegs

ROUES AVANT	FOURCHES	
	Courtes	Longues
4"	48-50	50-52
5"	50-51	52-53


> Hauteur assise arrière en cm

ROUES ARRIÈRE	CARROSSAGE	PALIER DE ROUES		
		COURT	MOYEN	LONG
22"	0/3°	35 (38*)-40	35 (38*)-44	40 (44*)-49
	6°	34 (37*)-39	34 (37*)-43	39 (43*)-48
	9°	33-38**	33-42**	38-47**
24"	0/3°	38 (41*)-42	38 (41*)-46	43 (47*)-52
	6°	37 (40*)-42	37 (40*)-46	42 (46*)-51
	9°	36-41**	36-43**	41-50**
25"	0/3°	39 (42*)-43	39 (42*)-47	44 (48*)-53
	6°	38 (41*)-43	38 (41*)-47	43 (47*)-52
	9°	37-42**	37-46**	42-51**

* pour déport de roue arrière à axe double (MG85) ** NC MG85

> Positions du palier de roues arrière

POSITION ROUES	DISTANCE DU POINT DE BASCULEMENT
1 (active)	130 mm
2	120 mm
3	110 mm
4	100 mm
5	90 mm
6	80 mm
7	70 mm
8	60 mm
9	50 mm



> Augmentation de la largeur en fonction du carrossage en cm

CARROSSAGE	22"	24"	25"
3°	< 6	6	> 6
6°	< 12	12	> 12
9°	< 18	18	> 18

> Hauteur assise arrière en cm

Hauteur assise arrière, NC ME05						
Hauteur assise arrière [cm]	Sans déport de roue arrière			Avec déport de roue arrière		
	22"	24"	25"	22"	24"	25"
33	●	●	●	●	●	●
34	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●
36	●	●	●	●	●	●
37	●	●	●	●	●	●
38	●	●	●	●	●	●
39	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●
41	●	●	●	●	●	●
42	●	●	●	●	●	●
43	●	●	●	●	●	●
44	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●	●	●
46	●	●	●	●	●	●
47	●	●	●	●	●	●
48	●	●	●	●	●	●
49	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●
51	●	●	●	●	●	●
52	●	●	●	●	●	●
53	●	●	●	●	●	●
●	Combinaison possible					
●	Combinaison impossible					

> Déport roue arrière

Déport roue arrière / LL						
	Adduction 0 cm		Adduction 2 cm, 4 cm		Abduction 4 cm	
Angulation du châssis	75°	85°	75°	85°	75°	85°
Longueur tube de potence court	–	–	LLL 39 - 45 cm	LLL 39 - 48 cm	LLL 39 - 47 cm	LLL 39 - 48 cm
Longueur tube de potence long	LLL 40 - 50 cm	LLL 40 - 50 cm	LLL >= 44 cm	LLL >= 46 cm	LLL >= 47 cm	LLL >= 47 cm

Toiles d'assise

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MC 13	Standard	◊	◊
MC 14	Réglable en tension	112,80€	119,00€
MC 19	Plaque d'assise rigide	127,01€	134,00€

Coussins d'assise

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MC 01	Coussin d'assise noir standard (épaisseur 5 cm)	9362377	34,90€	101,42€	107,00€
MC 29	Livo (épaisseur 5 cm)			88,15€	93,00€
MC 02	Cubic Foam (épaisseur 5 cm)			134,60€	142,00€
MC 05	Evolight (épaisseur 6 cm) - Poids utilis. max 125kg			232,23€	245,00€
MC 30	EvoFlair (épaisseur 8 cm)			322,27€	340,00€
MC 20	Terra (épaisseur 6 cm)			217,06€	229,00€
MC 21	Terra Aquos (épaisseur 6 cm)			276,78€	292,00€
MC 22	Terra Flair (épaisseur 6 cm)			505,21€	533,00€
MC 23	Cloud (épaisseur 11 cm)			723,22€	763,00€

03

Dossier

◊ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

Hauteur de dossier en cm

22,5 25 27,5 30 32,5 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50

Types de dossier

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MD 10	Dossier droit à inclinaison fixe, rabattable sur l'assise	◊	◊
MD 12	Tube de dossier droit fixe	◊	◊

Toiles de dossier

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MD 03	Réglable en tension, rembourrée	9362377	34,90€	O	O
MD 04	Standard			◊	◊
MD 25	Réglable en hauteur à poignées longues Hauteur dossier > 27,5cm			240,76€	254,00€
MD 26	Réglable en hauteur à poignées courtes Hauteur dossier > 27,5cm			251,18€	265,00€
MD 44	Dossier Baxx			Joindre la FDM Baxx	

Poignées

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MD 50	Standards, courtes - NC MD25 et MD26 - Hauteur dossier > 25cm	📷	◇	◇
MD 51	Standards, longues - NC MD25 et MD26 - Hauteur dossier > 25cm		○	○
MD 53	Télescopiques, courtes - NC MD25 et MD26 - Hauteur dossier > 25cm	📷	188,63€	199,00€
MD 52	Télescopiques, longues - NC MD25 et MD26 - Hauteur dossier > 25cm		188,63€	199,00€
MD 55	Poignées longues amovibles, rapportées au dossier, réglables en hauteur et escamotables NC MD25 et MD26 - Hauteur de dossier >30cm		224,64€	237,00€
MD 56	Poignées rabattables - NC MD04, MD25 et MD26 - Hauteur de dossier >30cm		156,40€	165,00€
MD 59	Sans poignées - NC MD25 et MD26		○	○



04

Protège-vêtements / Accoudoirs

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ME 01	Protège-vêtements aluminium		◇	◇
ME 02	Garde-boue aluminium		158,29€	167,00€
ME 03	Garde-boue composite		154,50€	163,00€
ME 04	Garde-boue en carbone		570,62€	602,00€
ME 05	Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur	📷	200,001€	211,00€
ME 50	Accoudoirs tubes - NC ME05	📷	318,48€	336,00€
ME 51	Inserts néoprène - NC ME01 et ME05		◇	◇



05

Potences et Palettes

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

Potences et châssis

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MA 20	Angulation du châssis 75°		○	○
MA 21	Angulation du châssis 85°		◇	◇
MA 14	Adduction de châssis 0cm		◇	◇
MA 15	Adduction de châssis 2cm - Uniquement largeur assise > 32cm		○	○
MA 16	Adduction de châssis 4cm - Uniquement largeur assise > 36cm		○	○
MA 06	Abduction de châssis 4cm - NC châssis 75° Uniquement avec largeur assise < 36cm et profondeur assise < 40cm		○	○

Longueur des tubes de potence (sans le coussin d'assise)

MB 40	Court (réglage de 39 à 45 cm)
MB 42	Long (réglage de 46 à 50 cm) - NC MA15 et MA16

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
O	O

Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 20 à 50cm)
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

Repose-pieds

MB 03	Palette monobloc réglable en inclinaison et en profondeur NC UL 39 à 50cm - Combinaison roues 5,5" et 6" et MA21
MB 06	Palette monobloc tube - Uniquement UL 39 à 49cm
MB 20	Palette monobloc pour petite longueur de tibia - Uniquement UL 20 à 39cm



PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
124,17€	131,00€
139,34€	147,00€



Accessoires pour repose-pieds

MB 71	Sangle appui-mollets
MB 73	Cales latérales pour palette monobloc - NC MB06



PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
81,52€	86,00€



06 Roues motrices

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

										PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 01	22"									O	O
MG 02	24" - NC profondeur assise <36cm et MA21									◇	◇
MG 00	25" - NC profondeur assise <36cm et MA21									O	O
Carrossage fixe	0°	3°	6°	9°							
Position horiz. de la roue arrière	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		

Jantes arrière

		22"	24"	25"	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 06	Creuses anti-déjantage	•	•	•	O	O
MG 10	Spinergy SPOX		•		718,48€	758,00€
MG 11	Spinergy LX		•		764,93€	807,00€
MG 15	Infinity ultra-légères - NC MG34	•	•	•	◇	◇



Palier de roues arrière

MG 75	Court - Hauteur assise arrière max. 43cm
MG 76	Moyen - Hauteur assise arrière max. 47cm
MG 77	Long - Hauteur assise arrière max. 53cm

PRIX
PUBLIC
HTPRIX
PUBLIC
TTC

O


O

O

O

O

O



Flasques - NC MG10 et MG11

MG 90	Flasques, transparent
MG 100	Flasques, Graphic
MG 101	Flasques, Miracle
MG 102	Flasques, Network
MG 103	Flasques, Robots
MG 104	Flasques, Spectrum

PRIX
PUBLIC
HTPRIX
PUBLIC
TTC

124,17€

131,00€

207,58€

219,00€



Pneus

MG 31	Pneus Schwalbe RightRun 1"
MG 34	Bandages 1" - NC MG15
MG 37	Pneus Marathon Plus Evolution 1"

22"

24"

25"

PRIX
PUBLIC
HTPRIX
PUBLIC
TTC

•

•

•

◇

◇

O

O

94,79€

100,00€

Mains courantes

MG 52	Aluminium anodisé, grand diamètre
MG 53	Aluminium anodisé, petit diamètre
MG 54	Aluminium plastifié
MG 56	Inox poli, grand diamètre
MG 57	Inox poli, petit diamètre
MG 65	Gekko, noir anodisé
MG 63	Curve L, aluminium anodisé
MG 64	Curve L Grip

22"

24"

25"

PRIX
PUBLIC
HTPRIX
PUBLIC
TTC

•

•

•

◇

◇

O

O

133,65€

141,00€

68,25€

72,00€

68,25€

72,00€

410,43€

433,00€

374,41€

395,00€

458,77€

484,00€

Montage des mains courantes

MG 70	Étroit - 15mm - NC MG60
MG 71	Large - 25mm

PRIX
PUBLIC
HTPRIX
PUBLIC
TTC

◇

◇

O

O

Déport de roues arrière

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 85	A axe double (+ 80mm) - NC profondeur assise < 36cm		426,54€	450,00€
MG 86	A axe simple (+40mm, à partir position de la roue 6)		276,78€	292,00€
MG 46	Sans		◇	◇



Accessoires de roues arrière

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 87	Pompe 14 bars		109,00€	115,00€

07 Roues directrices

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MF 30	4" bandages, noir		O	O
MF 35	4" softroll, jantes aluminium		174,41€	184,00€
MF 31	5" bandages, noir		O	O
MF 36	5" softroll, jantes aluminium		174,41€	184,00€
MF 04	5.5" softroll, gris		◇	◇
MF 05	6" pneumatiques, gris		O	O
MF 32	6" bandages, noir		O	O
MF 37	6" softroll, jantes aluminium		174,41€	184,00€

Fourches

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MF 90	Standard		◇	◇
MF 94	Design		170,62€	180,00€
MX 30	Froglegs à suspension		474,88€	501,00€



Longueur des fourches

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MF 80	Longues		◇	◇
MF 81	Courtes		O	O
MF 82	Extra courtes - NC Froglegs, roues 5", 5,5" et 6"		O	O

08

Freins

◇ : configuration standard

O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MH 01	Standards		O	O
MH 13	Hautes performances	📷	236,97€	250,00€
MH 05	Ciseaux		145,02€	153,00€
MH 10	Rallonges de leviers emboîtables - NC MH05		32,23€	34,00€



09

Accessoires de châssis

◇ : configuration standard

O : options sans supplément de prix

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MA 51	Aide au basculement droit - NC MA55		📷	101,42€	107,00€
MA 52	Aide au basculement gauche - NC MA56			101,42€	107,00€
MA 55	Anti-basculer escamotable, droit - NC MA 51			135,55€	143,00€
MA 56	Anti-basculer escamotable, gauche - NC MA52		📷	135,55€	143,00€
MA 60	Protections de châssis			61,61€	65,00€
MZ 51	Ceinture avec boucle en métal			67,30€	71,00€
MZ 52	Kit outillage			56,87€	60,00€
MZ 58	Sac pour les roues motrices			103,32€	109,00€
MZ 59	Pochette pour téléphone portable			25,59€	27,00€
MZ 89	Protection pour axes à démontage rapide			10,43€	11,00€
MZ 93	Sac à dos			52,13€	55,00€
MZ 92	Wheelblades			374,41€	395,00€
MZ 63	Appui-tête complet avec kit d'installation Poids utilis. max 125kg	9362294	63,41€	337,44€	356,00€



10

Coloris de châssis

◇ : configuration standard

O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
001	Gris clair	O	O	002	Anthracite métallique	O	O
003	Noir profond	O	O	004	Bleu glace	O	O
005	Orange métallique	O	O	009	Pourpre métallique	90,05€	95,00€
010	Bleu électrique	90,05€	95,00€	012	Bleu métallique	90,05€	95,00€
014	Rouge cardinal	90,05€	95,00€	021	Vert pomme métallique	90,05€	95,00€
023	Blanc neige RAL 9016	O	O	027	Gris titane	O	O
032	Pur métal bleu	357,35€	377,00 €	033	Pur métal vert	357,35€	377,00 €
034	Pur métal bronze	357,35€	377,00 €	035	Pur métal rouge	357,35€	377,00 €
013	Noir mat	O	O				

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.



Longueur des jambes en cm

Mesure de la toile d'assise au dessus de la palette

Petite longueur de jambes	32-39
Palette monobloc	39-50



Largeur hors tout en cm

Avec montage étroit des mains courantes

Largeur d'assise	Largeur hors tout
28	45
30	47
32	49
34	51
36	53
38	55
40	57
42	59
44	61
46	63
48	65
50	67



Longueur hors tout en cm

Profondeur d'assise	Longueur de jambes mini et maxi	Roues 22"		Roues 24"		Roues 25"	
		Position axe avancé	Position axe reculé	Position axe avancé	Position axe reculé	Position axe avancé	Position axe reculé
30	17	59	67	61.5	69.5	62.5	70.5
	50	66.5	74.5	69	77	70	78
32	17	61	69	63.5	71.5	64.5	72.5
	50	68.5	76.5	71	79	72	80
34	17	63	71	65.5	73.5	66.5	74.5
	50	70.5	78.5	73	81	74	82
36	17	65	73	67.5	75.5	68.5	76.5
	50	72.5	80.5	75	83	76	84
38	17	67	75	69.5	77.5	70.5	78.5
	50	74.5	82.5	77	85	78	86
40	17	69	77	71.5	79.5	72.5	80.5
	50	76.5	84.5	79	87	80	88
42	17	71	79	73.5	81.5	74.5	82.5
	50	78.5	86.5	81	89	82	90
44	17	73	81	75.5	83.5	76.5	84.5
	50	80.5	88.5	83	91	84	92
46	17	75	83	77.5	85.5	78.5	86.5
	50	82.5	90.5	85	93	86	94
48	17	77	85	79.5	87.5	80.5	88.5
	50	84.5	92.5	87	95	88	96
50	17	79	87	81.5	89.5	82.5	90.5
	50	86.5	94.5	89	97	90	98

Avec déport de roues arrière, la position de l'axe est reculée de 8 cm.



MD 50 Poignées standards courtes



MD 53 Poignées télescopiques courtes



ME 02 Protège-vêtements aluminium



ME 05 Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur



ME 50 Accoudoirs tubes



MB 03 Palette monobloc réglable



MB 06 Palette monobloc tube



MB 73 Cales latérales



MG 06 Jantes creuses anti-déjantage




MG 10 Spinergy SPOX



MG 11 Spinergy LX



MG 15 Infinity ultra-légères



MG 77 Palier de roues arrière long



MG 100 Flasques Graphic



MG 104 Flasques Spectrum



MG 85 Déport de roues arrière à axe double



MF 90 Fourches standards



MH 13 Freins haute performance



MA 51 Aide au basculement droit



MA 56 Anti-basculé