

DEVIS

COMMANDE



N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 120 kg

Poids du fauteuil à partir de : 8,9 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis aluminium ouvert avec système de pliage Easy Go
- + Châssis avant droit ou avec adduction/abduction
- + Palettes monobloc pliable
- + Toile de dossier réglable en tension avec pochette
- + Garde-boue en aluminium
- + Roues active à démontage rapide
- + Freins actifs 4.0



Zenit

01 Modèle

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

480F160=1_AA02_C		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
MD 01	Zenit dossier droit (90° par rapport au tube d'assise)	3 302,37€	3 484,00€	9161549	558,99€	558,99€
MD 11	Zenit dossier inclinable, verrouillable et rabattable sur l'assise (-10°/-5°/0°/+5°/+10°) +240g	3 734,60€	3 940,00€	9161555	603,65€	603,65€
MA 08	Matériaux Aluminium	O	O			
MA 12	Matériaux Carbone - Poids utilis.max 100kg Uniquement angulation potence 85° et adduction 2cm	532,70€	562,00€			

02 Assise

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Largeur d'assise en cm (SB)	32	34	36	38	40	42	44	46									
Prof. d'assise en cm (ST)	36	38	40	42	44	46	48	50									
Hauteur d'assise avant en cm	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Hauteur d'assise arrière en cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			

Toiles d'assise

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MC 15	Business avec 1 poche de rangement	43,60€	46,00€
MC 16	Réajustable en tension	0	0
MC 18	Ultra légère	45,50€	48,00€

Coussins d'assise

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MC 01	Coussin d'assise noir standard (épaisseur 5 cm)	9362377	34,90€	101,42€	107,00€
MC 29	Livo (épaisseur 5 cm)			88,15€	93,00€
MC 02	Cubic Foam (épaisseur 5 cm)			134,60€	142,00€
MC 05	Evolight (épaisseur 6 cm) - Poids utilis. max 125kg			232,23€	245,00€
MC 30	EvoFlair (épaisseur 8 cm)			322,27€	340,00€
MC 20	Terra (épaisseur 6 cm)			217,06€	229,00€
MC 21	Terra Aquos (épaisseur 6 cm)			276,78€	292,00€
MC 22	Terra Flair (épaisseur 6 cm)			505,21€	533,00€
MC 23	Cloud (épaisseur 11 cm)			723,22€	763,00€

03 Dossier

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Hauteur de dossier en cm

25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 NON REGLABLE

Toiles de dossier

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MD 05	Réglable en tension, nid d'abeille, respirante et thermoformée avec 1 poche	9362377	34,90€	0	0
MD 03	Réglable en tension, microaérée en nylon 			55,92€	59,00€
MD 18	Ultra légère			54,98€	58,00€
MD 06	Sans toile de dossier			0	0
MD 80	Toile de dossier élargie + 2cm			16,11€	17,00€
MD 81	Toile de dossier élargie + 4cm			16,11€	17,00€
MD 44	Dossier Baxx			Joindre la FDM Baxx	



Poignées

	POIDS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MD 50 Standards, courtes		0	0
MD 51 Standards, longues - NC MD18	+128g	0	0
MD 55 Poignées longues amovibles, rapportées au dossier, réglables en hauteur et escamotables - NC MD18 et MD11	+580g	181,04€	191,00€
MD 56 Poignées rabattables	+108g	179,15€	189,00€
MD 59 Sans poignées	-258g	0	0



04

Protège-vêtements / Accoudoirs

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

	POIDS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ME 02 Garde-boue aluminium standard avec protection néoprène		0	0
ME 04 Garde-boue en carbone	-256g	376,30€	397,00€
ME 05 Accoudoirs aluminium à manchettes courtes réglables en hauteur NC MH01 - NC MZ51	+2 490g	348,82€	368,00€
ME 06 Accoudoirs aluminium à manchettes longues réglables en hauteur	+2 180g	318,48€	336,00€



05

Potences et Palettes

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Potences et châssis

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MA 20 Angulation de potences 75°	0	0
MA 21 Angulation de potences 85°	0	0
MA 14 Châssis avec potences droites, 0cm adduction	0	0
MA 15 -2cm , adduction (châssis cintré vers l'intérieur)	0	0
MA 30 +2cm, abduction (châssis cintré vers l'extérieur) - Compatible largeur assise 42cm	0	0

Repose-pieds

	POIDS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MB 70 Verrouillage palette monobloc		79,62€	84,00€
MB 160 Palette aluminium		0	0
MB 180 Palette carbone	-177g	163,98€	173,00€

Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)


Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 28 à 51cm)
 Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

MB 130 Ajustable

O

O

2




06

Roues motrices

◇ : configuration standard



O : options sans supplément de prix

															PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 02	24"														O	O
MG 00	25"														O	O
Carrossage fixe	0°	2°	3°	4°												
Centre de gravité mesuré parallèlement au sol	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
ou prenez le centre de gravité à partir d'un Avantgarde 4 et nous le positionnerons sur votre Zenit																
A	B	C	D	E	F	G	H									




Jantes arrière

			POIDS	24"	25"	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 06	Creuses anti-déjantage	📷		•	•	O	O
MG 10	Spinergy SPOX	📷	-360g	•		607,58€	641,00€
MG 11	Spinergy LX	📷	-400g	•		764,93€	807,00€
MG 12	Spinergy LX Blade, rayons noirs		-660g	•		851,18€	898,00€
MG 12	Spinergy LX Blade, rayons blancs		-660g	•		851,18€	898,00€
MG 15	Infinity ultra-légères - NC MG34		-720g	•	•	O	O
MG 150	Infinity ultra-légères couleur Poids utilis. max 140kg - NC MG34		-720g	•		177,25€	187,00€
Kit couleur jantes + fourches pour Infinity Ultra-légères couleur à choisir ci-dessous:							
Orange métallique				•		O	O
Bleu électrique				•		O	O
Rouge cardinal				•		O	O
Vert pomme métallique				•		O	O



Flasques

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 90	Flasques, transparent		124,17€	131,00€
MG 100	Flasques, Graphic		207,58€	219,00€
MG 101	Flasques, Miracle			
MG 102	Flasques, Network			
MG 103	Flasques, Robots			
MG 104	Flasques, Spectrum			



Pneus

		POIDS	24"	25"	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 31	Pneus Schwalbe RightRun 1"		•	•	0	0
MG 34	Bandages 1" Gris - NC MG15 et MG150	+344g	•		0	0
MG 341	Bandages 1" Noir - NC MG15 et MG150	+344g	•		62,56€	66,00€
MG 37	Pneus Marathon Plus 1" anti-crevaisson	+374g	•	•	50,24€	53,00€
MG 200	Schwalbe ONE 1"	-226g	•		75,83€	80,00€

Mains courantes

		POIDS	24"	25"	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 50	Aluminium noir		•	•	0	0
MG 52	Aluminium anodisé, grand diamètre	-40g	•	•	0	0
MG 53	Aluminium anodisé, petit diamètre	-120g	•		0	0
MG 54	Aluminium plastifié	+500g	•	•	133,65€	141,00€
MG 56	Inox poli, grand diamètre	+620g	•	•	68,25€	72,00€
MG 57	Inox poli, petit diamètre	+580g	•		68,25€	72,00€
MG 65	Gekko, noir anodisé	+580g	•	•	292,89€	309,00€
MG 63	Curve L, aluminium anodisé	+200g	•	•	340,28€	359,00€
MG 64	Curve L Grip	+840g	•	•	370,62€	391,00€

Montage des mains courantes

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 70	Etroit - 15mm	0	0
MG 71	Large - 25mm	0	0

Système d'axes à démontage rapide

POIDS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
	O	O
MG 27 Axes à démontage rapide		
MG 28 Axes à démontage rapide pour tétraplégique	+158g	146,92€ 155,00€


Accessoires de roues arrière

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 87 Pompe 14 bars	106,16€ 112,00€
MG 88 Pompe Airman électrique	203,79€ 215,00€

07 Roues directrices

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		DIMENSIONS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MF 30	4" bandages, noir	100 x 30 mm	O	O
MF 35	4" softroll, jantes aluminium	100 x 30 mm	166,82€	176,00€
MF 31	5" bandages, noir	125 x 32 mm	O	O
MF 36	5" softroll, jantes aluminium	126 x 32 mm	166,82€	176,00€
MF 04	5.5" bandages, gris - NC MA21	140 x 45 mm	O	O
MF 05	6" pneumatiques, gris - NC MA21	150 x 32 mm	O	O
MF 32	6" bandages, noir - NC MA21	150 x 36 mm	O	O
MF 37	6" softroll, jantes aluminium - NC MA21	150 x 32 mm	166,82€	176,00€
MF 90	Axes de fourches à vis		O	O



08 Freins

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		POIDS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MH 01	Freins actifs 4.0 - NC ME05		O	O
MH 30	Freins actifs 4.0, poignées longues		O	O
MH 05	Freins ciseaux	-142g	146,92€	155,00€
MH 10	Rallonges de leviers de freins fixes	+70g	35,07€	37,00€
MH 21	Rallonges de leviers de freins emboîtables	+34g	72,04€	76,00€



09

Accessoires de châssis

◇ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

		POIDS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MA 51	Aide au basculement pour accompagnateur, droit	+270g	106,16€	112,00€
MA 52	Aide au basculement pour accompagnateur, gauche	+270g	106,16€	112,00€
MA 55	Anti-basculer escamotable, droit	+517g	194,31€	205,00€
MA 56	Anti-basculer escamotable, gauche	+517g	194,31€	205,00€
MA 60	Protections de châssis	+42g	93,84€	99,00€
MZ 51	Ceinture avec boucle en métal - NC ME05		67,30€	71,00€
MZ 59	Pochette pour téléphone portable		25,59€	27,00€
MZ 58	Sac pour les roues motrices		103,32€	109,00€
MZ 89	Protection pour axes à démontage rapide		11,37€	12,00€
MZ 70	Kit de transport pour véhicules		297,63€	314,00€
MZ 92	Wheelblades		374,41€	395,00€
MZ 93	Sac à dos		52,13€	55,00€

10

Coloris de châssis

◇ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
001	Gris clair	385,78€	407,00€	002	Anthracite métallique	385,78€	407,00€
003	Noir profond	385,78€	407,00€	004	Bleu glace	385,78€	407,00€
005	Orange métallique	385,78€	407,00€	009	Pourpre métallique	385,78€	407,00€
010	Bleu électrique	385,78€	407,00€	012	Bleu métallique	385,78€	407,00€
014	Rouge cardinal	385,78€	407,00€	021	Vert pomme métallique	385,78€	407,00€
023	Blanc neige RAL 9016	385,78€	407,00€	027	Gris titane	385,78€	407,00€
039	Noir mat anodisé	O	O	040	Anthracite mat anodisé	O	O
041	Or mat anodisé	O	O	042	Bleu mat anodisé	O	O
043	Orange mat anodisé	O	O	044	Vert mat anodisé	O	O
045	Violet mat anodisé	O	O	046	Rouge mat anodisé	O	O
048	Noir mat	385,78€	407,00€				

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.



MD 03 Toile de dossier réglable en tension



MD 51 Poignées standards longues



MD 55 Poignées longues amovibles



ME 04 Garde-boue carbone



MG 06 Jantes creuses anti-déjantage



MG 10 Spinergy SPOX




MG 11 Spinergy LX



MG 15 Infinity ultra légères



MG 100 Flasques Graphic



MG 101 Flasques Miracle



MG 102 Flasques Network



MG 103 Flasques Robots



MG 104 Flasques Spectrum



MF 35/36/ 37 Roues softroll



MF 90 Axes de fourches à vis



MH 01 Freins actifs 4.0