



# PLEGO

Plego est un fauteuil roulant électrique pliant conçu pour un transport facile et compact pour tenir dans un coffre de voiture. Avec Plego vous pouvez profiter d'une mobilité à l'extérieur avec une vitesse jusqu'à 6km/h



Agence de Phalempin :  
Tel : 03.28.55.07.98  
Fax: 03.20.90.28.89  
Agence de Cournon :  
Tel : 04.73.60.82.40  
Fax: 04.73.77.95.94

Date et achat de la société :

### Prescription Médicale :

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN non-inclinable code LPP : 9122124

	Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Photo
<b>Configuration Standard</b>				
S = Standard   O = choix sans surcoût   □ = choix avec surcoût				
Plego en exécution standard	<input checked="" type="checkbox"/> 2 561,91 €	2 702,81 €	LPP 9122124 2702,81€	

### STANDARD

		S	-	-	-
	Palette centrale	S	-	-	-
	Accoudoirs rabattables pour les transferts	S	-	-	-
Hauteur d'assise	48 cm (sans coussin)	S	-	-	-
Largeur d'assise	46 cm	S	-	-	-
Profondeur d'assise	43 cm	S	-	-	-
Hauteur de dossier	46 cm	S	-	-	-
B24DL 5cm	Coussin d'assise 5cm - revêtement 3D Net noir	S	-	-	-
B58	Ceinture de sécurité	S	-	-	-
B78	Roulettes anti-bascules	S	-	-	-
C75	Châssis noir mat	S	-	-	-
L46	Dossier réglable en tension (4 sangles)	S	-	-	-
SE01	Gardes-boue	S	-	-	-
Roues avant	200 x 50 PU Noir	S	-	-	-
Roues arrières	12" PU Noir	S	-	-	-

## Besoin d'un PLEGO en urgence ?

### PLEGO STOCK - LIVRAISON EXPRESS



- Assise :  
Largeur 46 cm  
Profondeur 43cm  
Hauteur 48 cm  
Coussin B24DL
- Commande à droite
- Coloris Noir
- Batterie 12,8 Ah - 24V
- Roues avant et arrière bandage

Prix Public HT : **2561,91€**  
Prix Public TTC : **2702,81€**  
LPP (code 9122124\*) : **2702,81€**



**JE PASSE COMMANDE**

ref 4060062

COMMANDE							
	Standard	O Gauche O Droite	<b>S</b>	-	-	-	
SE08	Fixation de commande à l'arrière (sur dossier)		<input type="checkbox"/>	87,39 €	92,20 €	LPP 9322410 35,71€	
SE53	Pantographe	O Gauche O Droite	<input type="checkbox"/>	77,25 €	81,50 €	-	

BATTERIE							
	12.8 Ah - 24V Li-ion		<b>S</b>	-	-	-	
	17.5 Ah - 24V Li-ion		<input type="checkbox"/>	249,69 €	263,42 €	-	

COLORIS							
	<b>Accents de couleur</b>						
C77	Noir brillant		<input type="radio"/>	-	-		
C4G	Rouge brillant		<input type="checkbox"/>	40,17 €	42,38 €		
C56G	Bleu métallique brillant		<input type="checkbox"/>	40,17 €	42,38 €		
C52	Turquoise brillant		<input type="checkbox"/>	40,17 €	42,38 €		
C87G	Orange brillant		<input type="checkbox"/>	40,17 €	42,38 €		
C88G	Or Brillant		<input type="checkbox"/>	40,17 €	42,38 €		

ROUES							
	Roues PU bandages sur les 4 roues		<b>S</b>	-	-	-	
	Roues Gonflables à l'avant et PU bandages à l'arrière		<input type="checkbox"/>	77,25 €	81,50 €	-	
	Roues Gonflables à l'avant et à l'arrière		<input type="checkbox"/>	122,57 €	129,31 €	-	

APPUI-TÊTE							
L55B	Appui-nuque ajustable en Nylon		<input type="checkbox"/>	79,00 €	83,35 €	-	
L58	Appui-tête ajustable en hauteur et profondeur		<input type="checkbox"/>	180,50 €	190,43 €	-	
L58C	Appui-tête ajustable en hauteur, profondeur et translation		<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	

OPTIONS							
SE19	Kit éclairage <b>NOUVEAU</b>		<input type="checkbox"/>	300,76 €	317,30 €	-	
B20	Ceinture de sécurité additionnelle		<input type="checkbox"/>	34,44 €	36,33 €	-	
B24DLVI	Coussin d'assise confort à mémoire de forme		<input type="checkbox"/>	92,70 €	97,80 €	-	
B31	Porte-béquille		<input type="checkbox"/>	88,39 €	93,25 €		
B63	Pochette de rangement derrière le repose-pieds		<input type="checkbox"/>	101,97 €	107,58 €		
B64	Sac de rangement sous le siège		<input type="checkbox"/>	115,36 €	121,70 €		
E SE 45	Bâche de protection PLEGO		<input type="checkbox"/>	101,97 €	107,58 €		
	Batterie additionnelle 12.8 Ah (sans chargeur)		<input type="checkbox"/>	453,69 €	478,64 €	-	
	Batterie additionnelle 17.5 Ah (sans chargeur)		<input type="checkbox"/>	649,88 €	685,62 €	-	
	Chargeur additionnel (identique pour les 2 batteries)		<input type="checkbox"/>	103,00 €	108,67 €	-	

**RAMPES**

692	Paire de Rampes pliables 692 (180cm)	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	
-----	--------------------------------------	--------------------------	----------	----------	---	--

**TOTAL :****Commentaire :**