

Q300® R

avec assise SEDEO LITE

AA2



NOUVELLE OPTION

// Batteries Gel 60 Ah

OFFERTES
JUSQU'AU 31
MARS 2025



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 02-022025
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions


Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison		Identique facturation	
Code Clt:			Code Clt:			
Magasin:			Magasin:			
Rue:			Rue			
Ville/CP:			Ville /CP:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tél:			Tél:			
Informations			Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. utilisateur: 136 kg			
N° commande.:			Poids uti.: kg			
Art. No.: 2280030R-100 Code LPPR : 9167084						
Date:	Jour	Mois	Année			

Prix Public
TTC

€ 3 938,01

Mesures Anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	mm
c) Aisselle - assise	mm
d) Coude - assise	mm
e) Haut du bassin - assise	mm
f) Largeur épaule	mm
g) Largeur poitrine	mm
i) Largeur hanche	mm
j) Profondeur assise	mm
m) Longueur pied	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données Techniques

Crash testé selon ISO 7176-19:2008

Base motrice préparée pour station d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical)

Système d'assise	SEDEO LITE	Assise réglable	Larg. 385 - 510 mm, Prof. 410 - 510 mm
Poids sans batteries	à partir de 80 kg	Hauteurs d'assise	450 mm - 470 mm - 490 mm
Poids avec batteries	à partir de 124 kg (batteries 50 Ah)		
Assise	Bascule d'assise électrique (0° - 30° ou -5° - 25°) et dossier électrique (85° - 120°)		

Données Techniques - Base ROUES MOTRICES PROPULSION

Poids max. Utilisateur	136 kg	Roues motrices	12" / 14" (noir)
Largeur base	mini: 550 mm (moteurs 2 poles - roues 12") max: 580 mm (moteurs 4 poles - roues 14")	Roues directrices	8" bandage / 9" bandage / pneumatique (noir)
Electronique	R-net	Chargeur	220V/8 A
Autonomie (ISO 7176-4)	<u>Moteurs 6 km/h :</u> Mini : 25 km - max 32 km <u>Moteurs 10 km/h :</u> Mini : 20 km - max 29 km	Batteries	50 Ah Gel - 60 Ah Gel
Motorisation	6 et 10 km/h - 2 poles 6 et 10 km/h - 4 poles	Coloris	Carénage: 5 coloris Inserts: 7 coloris
Garde au sol	90 mm	Franchissement max.	100 mm (avec monte-trottoir)

Garantie: 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

BASE MOTRICE

Fauteuil Roulant Electrique - Q300 R		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML000166	Q300 R - AA2	3 732,71	3 938,01	9167084	3 938,01
		+ 7.42 € HT d'éco-participation			

Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML180012	6 km/h - Moteurs 2-Poles Performance (2x350 W)	std	std	-	-
QML180007	10 km/h - Moteurs 4-Poles (2x450 W)	std	std	-	-

Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML110009	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	935,55	987,00	-	-
QML110014	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	std	std	-	-

Roues Motrices et Directrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Roues Motrices					
QML070084	12", Bandage, Knobby	145,02	153,00	-	-
QML070034	14", Pneumatique, Knobby	std	std	-	-
QML070033	14", Bandage, Knobby	145,02	153,00	-	-

Roues Directrices					
QML080059	8", Bandage, Noir	std	std	-	-
QML080210	9", Bandage, Noir	std	std	-	-
QML080211	9", Pneumatique, Noir	std	std	-	-

Coloris		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Coloris Carénage					
QML100577	Noir (RAL 9005) - Finition noir naturel - carénage non peint	std	std	-	-
QML100576	Rouge (RAL 040 40 67)	322,27	340,00	-	-
QML100578	Bleu (RAL 260 40 45)	322,27	340,00	-	-

Coloris Inserts (enjolveurs, stickers têtes de fourche, stickers garde-boue)					
QML140004	Noir (RAL 9005)	std	std	-	-
QML140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	std	std	-	-
QML140007	Argent (RAL 9006)	std	std	-	-
QML140006	Orange (RAL 060 60 80)	std	std	-	-

Monte trottoir		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML090038	Monte trottoir	323,22	341,00	-	-
QML090037	Sans monte trottoir	std	std	-	-

Kit Éclairage LED 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML110201	Kit éclairage route LED (homologué StVZO)	598,10	631,00	-	-
QML110202	Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant)	309,95	327,00	-	-
QML110209	Sans kit éclairage	std	std	-	-

Hauteurs d'Assise				
		QML130004	QML130012	QML130009
	Hauteurs	Bascule électrique 0 - 30°	Bascule électrique -5 - 25°	Combiné lift / Bascule d'assise 0 - 30°
SH45	450 mm	☒		
SH47	470 mm	☒		
SH49	490 mm		☒	☒

Batteries & Chargeurs

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR €

Batteries

QML160016	Batteries, 50 Ah, Gel, sans maintenance	std	std	-	-
QML160001	Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance - Durée de vie supérieure	100,00	105,50	Offertes jusqu'au 31/03/2025	

Chargeurs

QML160101	Chargeur, 220 V / 8 Ah	std	std	-	-
QML160104	Chargeur, 220 V / 10 Ah	122,27	129,00	-	-

MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

Modules d'Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR €

QML130004	Basculé électrique, 0° - 30°	std	std	-	-
QML130012	Basculé électrique, -5° - 25°	273,93	289,00	-	-
QML130009	Combiné lift (300 mm) et basculé électrique (0° - 30°)	2 101,42	2 217,00	-	-

Fonction C-Me

Uniquement avec combiné lift & basculé d'assise QML130009

QML110034	C-Me Activé (vitesse max. 4.8 km/h avec lift) (Angle assise <9°)	std	std	-	-
QML110035	C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)	std	std	-	-

Module d'Inclinaison de Dossier

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR €

QML030149	Inclinaison électrique, 85° - 120°	std	std	-	-
-----------	------------------------------------	-----	-----	---	---

Option de Dossier

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR €

Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QML030104)

QML030156	Dossier amovible	std	std	-	-
QML030098	Dossier rabattable sur l'assise et amovible	307,11	324,00	-	-

Cadre de Dossier

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR €

Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QML030104)

QML030154	Dossier réglable en largeur, 385 - 485 mm	std	std	-	-
QML030155	Dossier réglable en largeur, 460 - 510 mm	std	std	-	-

Type de Dossier

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR €

Toile de dossier rembourrée (Voir Section A)

QML030150	Toile de dossier rembourrée, avec sangles réglables en tension	std	std	-	-
-----------	--	-----	-----	---	---

Coussin de dossier SEDEO LITE (Voir Section B)

QML030151	Coussin de Dossier SEDEO LITE	Voir tarifs Section B	-	-
-----------	-------------------------------	-----------------------	---	---

Coussin de dossier SEDEO PRO (Voir Section C)

QML030104	Coussin de Dossier SEDEO PRO, Flexible Avec les accoudoirs QML040039, QML040123 et QML040022 : uniquement disponible avec une largeur de dossier équivalente ou inférieure à la largeur d'assise. Avec les accoudoirs QML040021 et QML040019 : disponible avec une largeur de dossier jusqu'à 80 mm plus large que la largeur d'assise Non disponible avec accoudoirs relevables (QML040039) ou relevables à compensation (QML040123) avec une largeur d'assise comprise entre 380 mm et 440 mm	Voir tarifs Section C	-	-
-----------	--	-----------------------	---	---

JAY J3 (Voir Section D)

QML030054	Dossier JAY J3 - interface Jay J3 incluse (QML030055)	Voir tarifs Section D	-	-
-----------	---	-----------------------	---	---

JAY Shape (Voir Section E)

QML030152	Dossier souple JAY Shape	Voir tarifs Section E	-	-
-----------	--------------------------	-----------------------	---	---

DOSSIER

A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Dimensions

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Largeur toile de dossier (largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise)

BW385	385 mm (1)		BW46	460 mm	std	std	-	-
BW41	410 mm (1)		BW485	485 mm	std	std	-	-
BW435	435 mm		BW51	510 mm	std	std	-	-

(1) Non disponible avec profondeur 485 mm si combinée avec dossiers Sedeo Lite ou Sedeo ro

Non disponible avec profondeur 510 mm combinée avec tous types de dossiers.

Hauteur toile de dossier

BH46	460 mm	BH485	485 mm	BH51	510 mm	std	std	-	-
------	--------	-------	--------	------	--------	-----	-----	---	---

A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Cales tronc

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

QML030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	221,80	234,00	-	-
QML030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	221,80	234,00	-	-

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Dimensions

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Largeur du coussin de dossier SEDEO LITE - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

BW385	385 mm (1)		BW46	460 mm	std	std	-	-
BW41	410 mm (1)		BW485	485 mm	std	std	-	-
BW435	435 mm		BW51	510 mm	std	std	-	-

(1) Non disponible avec profondeur 485 mm si combinée avec dossiers Sedeo Lite ou Sedeo Pro.

Non disponible avec profondeur 510 mm combinée avec tous types de dossiers.

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Galbes

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

QML030130	Coussin de dossier, Profilé, Hauteur 500 mm, Housse Confort	std	std	-	-
QML030131	Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Housse Confort	463,51	489,00	-	-
QML030133	Coussin de dossier, Galbe Deep Contour Actif, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Galbe 180 mm, Housse Confort	481,52	508,00	-	-

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Cales tronc

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

QML030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	221,80	234,00	-	-
QML030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	221,80	234,00	-	-

C – Dossier SEDEO PRO, Dimensions

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Largeur du coussin de dossier SEDEO PRO

BW38	380 mm, pour largeur utile 380 mm (1)	std	std	-	-
BW42	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm (1)	std	std	-	-
BW46	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	std	std	-	-
BW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	std	std	-	-
BW54	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	std	std	-	-
BW56	560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm	std	std	-	-

(1) Non disponible avec profondeur 485 mm si combinée avec dossiers Sedeo Lite ou Sedeo Pro.

Non disponible avec profondeur 510 mm combinée avec tous types de dossiers.

Hauteur du coussin de dossier SEDEO PRO

BH44	440 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm	std	std	-	-
BH50	500 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm	std	std	-	-
BH56	560 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm	std	std	-	-

C – Dossier SEDEO PRO, Flexible, Galbes et Housse

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

QML030116	SEDEO Pro, Flexible, Deep Contour, Actif, galbe 12 cm, sangles réglables	585,78	618,00	-	-
QML030117	SEDEO Pro, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, galbe 18 cm, sangles réglables	585,78	618,00	-	-

Housse de dossier

QML030108	Housse, Confort	std	std	-	-
-----------	-----------------	-----	-----	---	---

DOSSIER

D – Dossier JAY J3, Dimensions

Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
-----------	------------	------	--------

Largeur du dossier JAY J3 - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

JAY030111	410 mm (1) Uniquement avec largeur d'assise 410 mm ou 435 mm	std	std	-	-
JAY030112	460 mm Uniquement avec largeur d'assise 460 mm ou 485 mm	std	std	-	-
JAY030113	510 mm	std	std	-	-

(1) Non disponible avec profondeur 485 mm si combinée avec dossiers Sedeo Lite ou Sedeo Pro.

Non disponible avec profondeur 510 mm combinée avec tous types de dossiers.

D – Dossier JAY J3, Galbe Profond - Support Moyen et Haut

Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
-----------	------------	------	--------

Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm
Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm

Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm

JAY J3, Galbe Profond - Support Moyen (MDC)

JAY030042	UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	-	-
-----------	----------------------------	--------	--------	---	---

JAY J3, Galbe Profond - Support Haut (MDC)

JAY030021	UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	-	-
-----------	----------------------------	--------	--------	---	---

D – Dossier JAY J3, Kit Accessoires de Positionnement

Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
-----------	------------	------	--------

Mini Fit Kit II (cales de positionnement supplémentaires)

JAY090032	pour dossier 410 mm	144,08	152,00	-	-
JAY090033	pour dossier 460 mm	144,08	152,00	-	-
JAY090034	pour dossier 510 mm	144,08	152,00	-	-

Malettes de Positionnement

JAY090035	Malette de positionnement pour dossier JAY J3	305,21	322,00	-	-
JAY090036	Malette accessoires/supports pour dossier JAY J3	901,42	951,00	-	-

E – Dossier souple JAY Shape, Dimensions

Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
-----------	------------	------	--------

Largeur du dossier JAY Shape - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

BW385	385 mm (1)	BW46	460 mm	std	std	-	-
BW41	410 mm (1)	BW485	485 mm	std	std	-	-
BW435	435 mm			std	std	-	-

(1) Non disponible avec profondeur 485 mm si combinée avec dossiers Sedeo Lite ou Sedeo Pro.

Non disponible avec profondeur 510 mm combinée avec tous types de dossiers.

Hauteur du dossier JAY Shape

BH47	470 mm	BH56	560 mm	std	std	-	-
BH495	495 mm	BH585	585 mm	std	std	-	-
BH52	520 mm	BH61	610 mm	std	std	-	-

Hauteurs 560/585/610 mm uniquement avec dossier manuel par platine (QML030147)

E – Dossier souple JAY Shape

Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
-----------	------------	------	--------

JAY080001	Dossier souple JAY Shape	609,48	643,00	-	-
JAY080006	Dossier souple JAY Shape, Oversized (+ 2.5 cm que la largeur d'assise pour plus d'immersion) Non disponible avec largeurs 485 mm et 510 mm	609,48	643,00	-	-

E – Dossier souple JAY Shape, Cales tronc

Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
-----------	------------	------	--------

JAY080010	Cales tronc JAY Shape, (LxH) 150 x 150 mm, Paire	147,87	156,00	-	-
-----------	--	--------	--------	---	---

DOSSIER

Appui-Tête - Têtière SEDEO & WHITMYER 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML030430	SEDEO, tèteière PU - (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO			std	std	-	-
QML030431	SEDEO, tèteière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO			65,40	69,00	-	-
QML030432	SEDEO, tèteière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO			378,20	399,00	-	-
WHT030402	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm Uniquement avec supports d'appui-tête Whitmyer			261,61	276,00	-	-
WHT030404	Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm Uniquement avec supports d'appui-tête Whitmyer			374,41	395,00	-	-

Appui-Tête - Supports SEDEO & WHITMYER 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML030433	SEDEO, support multi-positions			std	std	-	-
QML030434	SEDEO, support multi-positions réglable sans outils			94,79	100,00	-	-
WHT030408	Whitmyer, support LINX² - pour tèteière Whitmyer			140,28	148,00	-	-
WHT030409	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - pour tèteière Whitmyer			94,79	100,00	-	-

Appui-Tête - Fixation				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML030120	Fixation montée sur armature du dossier			std	std	-	-
QML030119	Fixation montée sur coussin de dossier			std	std	-	-

ASSISE

Interface d'assise				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML020123	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 410 - 485 mm			std	std	-	-
QML020124	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 510 - 560 mm			94,79	100,00	-	-

Coussin d'Assise - Types 			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Coussin Standard (Voir Section F)						
QML020098	Coussin d'Assise, Standard, Hauteur 50 mm		std	std	-	-
Coussins SEDEO (Voir Section G)						
QML020027	Coussin d'Assise SEDEO		std	std	-	-
Coussins JAY (Voir Section H)						
QML020515	Coussin d'Assise JAY		Voir Section H		-	-

F – Coussin d'Assise STANDARD, Dimensions				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pré-réglage largeur d'assise							
SW385	385 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)		std	std	-	-
SW41	410 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)		std	std	-	-
SW435	435 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)		std	std	-	-
SW46	460 mm, avec coussin largeur 485 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)		std	std	-	-
SW485	485 mm, avec coussin largeur 485 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)		std	std	-	-
SW51	510 mm, avec coussin largeur 485 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)		std	std	-	-
Pré-réglage profondeur d'assise							
SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm			std	std	-	-
SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm			std	std	-	-
SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm			std	std	-	-
SD485	485 mm, avec coussin profondeur 500 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si combinée avec dossier Sedeo Lite (QML030151) ou dossier Sedeo Pro (QML030104)			std	std	-	-
SD51	510 mm, avec coussin profondeur 500 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si combinée avec toile de dossier (QML030150) ou dossiers Jay (QML030554/QML030152) ou Sedeo Lite (QML030151) ou Sedeo Pro (QML030104)			std	std	-	-

G – Coussin d'Assise SEDEO, Dimensions

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Pré-réglage largeur d'assise

SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm (uniquement avec réglage de dossier 385 mm)	std	std	-	-
SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm (uniquement avec réglage de dossier 410 mm) Non disponible avec coussin SEDEO Anatomique (QML020076)	std	std	-	-
SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm (uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	-
SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm (uniquement avec réglage de dossier 435 mm) Non disponible avec coussin SEDEO Anatomique (QML020076)	std	std	-	-
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm (uniquement avec réglage de dossier 460 mm)	std	std	-	-
SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm (uniquement avec réglage de dossier 485 mm) Non disponible avec coussin SEDEO Anatomique (QML020076)	std	std	-	-
SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm (uniquement avec réglage de dossier 510 mm)	std	std	-	-

Pré-réglage profondeur d'assise

SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	-
SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	-
SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	-
SD485	485 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si combinée avec dossier Sedeo Lite (QML030151) ou dossier Sedeo Pro (QML030104)	std	std	-	-
SD51	510 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si combinée avec toile de dossier (QML030150) ou dossiers Jay (QML030554/QML030152) ou Sedeo Lite (QML030151) ou Sedeo Pro (QML030104)	std	std	-	-

G – SEDEO, Coussins

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Coussins SEDEO, Types

QML020073	SEDEO, Profilé (Profiled), hauteur 70 mm	std	std	-	-
QML020076	SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme (Support Memory) - hauteur 90 mm	490,05	517,00	-	-

Coussins SEDEO, Housse

QML020518	Housse - Dartex	std	std	-	-
QML020080	Housse - Confort	65,40	69,00	-	-

G – SEDEO, Plaque d'Assise

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

QML020082	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	109,00	115,00	-	-
QML020083	SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm	109,00	115,00	-	-

H – JAY, Dimensions

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Pré-réglage largeur cadre d'assise

SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm (uniquement avec réglage de dossier 385 mm)	std	std	-	-
SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm (uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	-
SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm (uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	-
SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm (uniquement avec réglage de dossier 435 mm)	std	std	-	-
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm (uniquement avec réglage de dossier 460 mm)	std	std	-	-
SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm (uniquement avec réglage de dossier 485 mm)	std	std	-	-
SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm (uniquement avec réglage de dossier 510 mm)	std	std	-	-

Pré-réglage profondeur cadre d'assise

SD41	410 mm	std	std	-	-
SD435	435 mm	std	std	-	-
SD46	460 mm	std	std	-	-
SD485	485 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si combinée avec dossier Sedeo Lite (QML030151) ou dossier Sedeo Pro (QML030104)	std	std	-	-
SD51	510 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si combinée avec toile de dossier (QML030150) ou dossiers Jay (QML030554/QML030152) ou Sedeo Lite (QML030151) ou Sedeo Pro (QML030104)	std	std	-	-

H – JAY, Coussins d'assise (Veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille)				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
JAY020006	JAY Easy Visco, base plate			398,10	420,00	-	-
JAY020011	JAY Balance, Insert Fluide, housse aérée, hauteur 70 mm, jusqu'à largeur d'assise 500 mm			636,02	671,00	-	-
JAY020015	JAY Balance, insert Fluide, housse aérée, hauteur 70 mm, version positionnement, jusqu'à largeur d'assise 500 mm			722,27	762,00	-	-

OPTIONS D'ASSISE

Cale Cuisse et Cale Genoux				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Cale cuisse - amovible				Prix Unitaire			
QML020113	Small, 120 x 120 mm, côté droit	QML020114	Small, 120 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-
QML020121	Large, 180 x 120 mm, côté droit	QML020122	Large, 180 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-
Cale genoux escamotable				Prix Unitaire			
QML020342	Small, 120 x 120 mm, côté droit	QML020341	Small, 120 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-

ACCOUDOIRS

Accoudoirs - Types 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML040039	Accoudoirs relevables			std	std	-	-
QML040022	Accoudoirs amovibles, SEDEO LITE, inc. manchettes stds 380 mm et protège-vêtements Non disponible avec tablette Non disponible avec commandes spéciales			std	std	-	-
QML040019	Accoudoirs escamotables Sedeo Pro, vers l'arrière, avec protège-vêtements (réglage supplémentaire de 40 mm par côté) Non disponible avec manchette standard 380 mm (QML040040/41)			260,66	275,00	-	-
QML040021	Accoudoirs amovibles, SEDEO PRO, avec protège-vêtements Non disponible avec manchette standard 380 mm (QML040040/41)			250,24	264,00	-	-
QML040123	Accoudoirs relevables à compensation			633,18	668,00	-	-

Manchettes d'Accoudoirs 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Manchettes standard							
QML040040	Standard, 380 mm - droite	QML040041	Standard, 380 mm - gauche	std	std	-	-
QML040025	Sedeo Pro, 400 mm - droite	QML040026	Sedeo Pro, 400 mm - gauche	31,28	33,00	-	-

Manchettes confort

QML040204	Confort Dartex, 400 mm, droite			82,46	87,00	-	-
QML040203	Confort Dartex, 400 mm, gauche			82,46	87,00	-	-

Gouttières hémiplegiques

QML040031	Gouttière, droite Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE (QML030130-QML030131-QML030133)			235,07	248,00	-	-
QML040032	Gouttière, gauche Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE (QML030130-QML030131-QML030133)			235,07	248,00	-	-

Protège-vêtements				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML040033	Protège-vêtements, standard Disponible uniquement avec : accoudoirs relevables QML040039 & accoudoirs relevables à compensation QML040123			std	std	-	-
QML040034	Protège-vêtements, confort - (largeur d'assise -20 mm) Disponible uniquement avec : accoudoirs amovible QML040021 & accoudoirs escamotables QML040019			150,71	159,00	-	-
QML040035	Protège-vêtements, cunéiforme confort - (largeur d'assise -80 mm) Disponible uniquement avec accoudoirs amovible QML040021			233,18	246,00	-	-

REPOSE-PIEDS

Potence Centrale Réglable en Inclinaison

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Uniquement avec roues directrices 8" - Non compatible avec monte-trottoir

QML050086	Potence centrale, réglable avec outils de 90° à 180°, palette monobloc relevable et réglable en angle - LJ réglable 310 mm à 470 mm (mesure à partir de la plaque d'assise)	std	std	-	-
-----------	---	-----	-----	---	---

Appui-mollets

QML050087	Appui-mollets simple	std	std	-	-
QML050092	Appui-mollets séparé, paire	93,84	99,00	-	-

Repose-Jambes Central, Electrique

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Uniquement avec roues directrices 8" - Non compatible avec monte-trottoir

QML050076	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° LJ réglable de 200 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise)	2 289,10	2 415,00	-	-
-----------	---	----------	----------	---	---

Palettes et Appui-mollets

QML050072	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	std	std	-	-
QML050092	Appui-mollets séparé, paire	std	std	-	-

Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDO LITE / Potences (pièces détachées)

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

QML050105	Repose-jambes manuels, SEDEO Lite (LJ de 350 à 510 mm)	std	std	-	-
22805100-001 22805100-002	Potences escamotables, SEDEO Lite, 70°, escamotables (paire, inc.palettes, talonnières) En supplément des repose-jambes Sedeo Lite - Livrées séparément (pièces détachées)	147,87	156,00	-	-



Légers + Maniables

Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO PRO

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

QML050016	Repose-jambes manuels, pour UL 36 à 53 cm	std	std	-	-
QML050017	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation	929,86	981,00	-	-

Supports repose-jambes latéraux

QML050170	Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	std	std	-	-
QML050171	Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	std	std	-	-

Palettes Séparées

QML050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	std	std	-	-
QML050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	std	std	-	-
QML050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm	std	std	-	-

Options repose-jambes

QML050082	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	std	std	-	-
QML050083	Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	88,15	93,00	-	-
QML050084	Talonnières	std	std	-	-
QML050200	Protection de genou, confort	113,74	120,00	-	-

Support amputé

Prix Unitaire

QML050142	Support amputé, confort, droit	QML050143	Support amputé, confort, gauche	140,28	148,00	-	-
-----------	--------------------------------	-----------	---------------------------------	--------	--------	---	---

OPTIONS DE POSITIONNEMENT & ACCESSOIRES

Options de Positionnement & Accessoires

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

QML090128	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	std	std	-	-		
QML090123	Supports de fixation de rails d'assise pour ceinture de positionnement	20,85	22,00	-	-		
JAY090100	Ceinture bassin JAY 2 Points rembourée, boucle plastique avec clip, 190 x 40 mm	103,32	109,00	-	-		
JAY090101	Ceinture bassin JAY 2 Points rembourée, boucle plastique avec clip, 240 x 40 mm	103,32	109,00	-	-		
JAY090077	Ceinture bassin JAY 4 Points, bouton métal à pousser, 140 x 40 mm Choisir supports de fixation de rail d'assise QML090123 pour ceinture de positionnement	116,59	123,00	-	-		
JAY090102	Ceinture bassin JAY 4 Points en V, bouton plastique à clip, Medium	123,22	130,00	-	-		
QML090110	Rétroviseur, à droite (prix unitaire)	QML090118	Rétroviseur, à gauche (prix unitaire)	59,72	63,00	-	-
Montage rétroviseur : ne pas combiner avec le même côté d'entrée si option tablette QML090040				-	-	-	-

Accessoires (suite)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML030605	Plot d'abduction Non disponible avec repose-jambes central électrique	132,70	140,00	-	-
Tablette (montage côté opposé du manipulateur)					
QML090124	Tablette escamotable	302,37	319,00	-	-
QML090040	Tablette, réglable en largeur, escamotable	344,08	363,00	-	-

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML110015	LED, Vérins			std	std	-	-
QML110016	LED, Vérins et kit éclairage			std	std	-	-
QML110017	Ecran couleur LCD			701,42	740,00	-	-
QML110018	Ecran couleur LCD, joystick renforcé Non disponible avec embouts joystick QML090505 à QML090511			1 129,86	1 192,00	-	-
QML110013	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)			1 782,94	1 881,00	-	-
QML110023	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)			2 138,39	2 256,00	-	-

Support Commande Principale 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML110050	Support fixe			std	std	-	-
QML110082	Support escamotable			std	std	-	-
QML110056	Support escamotable, intérieur/extérieur Non disponible avec accoudoirs amovibles SEDEO Lite QML040022			205,69	217,00	-	-

Montage Commande Principale				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML110052	Accoudoir, côté droit	QML110053	Accoudoir, côté gauche	std	std	-	-

Langue

QML119002	Français
-----------	----------

Embouts de Joystick (Optionel)				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Prix Unitaire							
QML090505	Balle de golf, Ø 42 mm	QML090508	Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	-	-
QML090506	T-Bar, largeur 82 mm	QML090045	Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	-	-
QML090507	Balle souple, Ø 70 mm	QML090512	Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	-	-
QML090509	Coupelle commande menton, Ø 37 mm			54,98	58,00	-	-
QML090511	Champignon, Ø 45 mm			238,86	252,00	-	-

Outils de Programmation pour Professionnels 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML090066	Logiciel de programmation R-Net pour PC avec dongle			495,73	523,00	-	-
QML090176	Console de programmation sans fil - Dongle Wi-Fi			694,78	733,00	-	-

Module de Puissance 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML110003	Module de puissance, R-Net, 90 A			std	std	-	-

Commandes Accompagnateurs 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML110021	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)			677,02	714,26	9368167	714,26
QML110020	Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur			183,89	194,00	9368150	35,71

Montage commande accompagnateur

QML110025	Côté droit	QML110026	Côté gauche	std	std	-	-
-----------	------------	-----------	-------------	-----	-----	---	---

Commande sur Tablette 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML110143	Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette Non disponible en largeurs 485 mm et 510 mm			2 123,22	2 240,00	-	-

Montage de la tablette

QML110080	Côté gauche	QML110081	Côté droit	std	std	-	-
-----------	-------------	-----------	------------	-----	-----	---	---

COMMANDES SPÉCIALES

R-Net OMNI2 interface commandes spéciales, infra rouge 32-40 kHz 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML110116	R-Net OMNI2	2 192,42	2 313,00	-	-
QML110117	R-Net OMNI2, mode scanner (recommandé avec GYRO)	2 192,42	2 313,00	-	-
Interface nouvelle génération pour commande spéciale, incluant 4 Bluetooth (2 PC/Android & 2 iOS), infrarouge et chargeur USB					

Montage R-Net OMNI2 - côté opposé au manipulateur R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML110119	Support fixe, à droite	std	std	-	-
QML110120	Support fixe, à gauche	std	std	-	-
QML110123	Support escamotable, à droite Non disponible avec rétroviseur monté à droite QML090110	194,31	205,00	-	-
QML110124	Support escamotable, à gauche Non disponible avec rétroviseur monté à gauche QML090118 En combinaison avec commande accompagnateur, montage du boîtier CTRL+5 sur accoudoir	194,31	205,00	-	-

Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H)	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
--	-----------	------------	------	--------

Commandes proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)

QML110301	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	Disponible à partir de 2025			
QML110304	VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26
QML110305	VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) Non disponible avec embouts de joystick : tige (QML090512), champignon Ø 45 mm (QML090511), T-Bar (QML090506)	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26

Commandes proportionnelles Mo-Vis

QML110306	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
QML110307	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis) Uniquement utilisé avec embout de joystick de série ou embout de joystick balle Allround Ø 48 mm	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
QML110308	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) (OMNI2 requis)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26
QML110309	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
QML110310	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
QML110311	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26

Supports de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML110342	Appui palmaire pour joystick MicroGuide Uniquement avec mini-joysticks, Micro Series	297,63	314,00	-	-

Emplacement de la fixation

QML110350	Sur l'accoudoir, montage fixe	std	std	-	-
QML110353	Sur l'accoudoir, montage escamotable	std	std	-	-

Côté de la fixation

QML110362	Droit	std	std	-	-
QML110361	Gauche	std	std	-	-

COMMANDES SPÉCIALES

Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H)

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)



QML110208 VIGO, commande gyroscopique montée sur casque
Uniquement avec têtère appui-tête WHT030402

4 494,79

4 742,00

9368167

714.26

Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

QML110370 Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales)
Option support Whimyer obligatoire

4 923,22

5 194,00

9368167

714.26

QML110371 Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds)
Option support Whimyer obligatoire

4 923,22

5 194,00

9368167

714.26

Supports commandes Occipitales - Option obligatoire

WHT030408 WHITMYER, support LINX²

140,28

148,00

-

-

WHT030409 WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°

94,79

100,00

-

-

Commandes au Menton Proportionnelles & Supports

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Commandes au menton proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)

QML110470 MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)

Disponible à partir de 2025

QML110472 VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°)

1 751,66

1 848,00

9368167

714.26

QML110473 VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°)

1 751,66

1 848,00

9368167

714.26

Commandes au menton proportionnelles Mo-Vis

QML110474 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)

2 907,11

3 067,00

9368167

714.26

QML110475 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis)

3 094,79

3 265,00

9368167

714.26

QML110476 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)

2 907,11

3 067,00

9368167

714.26

QML110477 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)

3 094,79

3 265,00

9368167

714.26

Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton 

QML110480 Plastron - small (2) (largeur plastron: 15,24 cm)

680,57

718,00

-

-

QML110483 Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit

717,54

757,00

-

-

QML110484 Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche

717,54

757,00

-

-

QML110485 Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit

2 222,75

2 345,00

-

-

QML110486 Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche

2 222,75

2 345,00

-

-

QML110487 Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche

717,54

757,00

-

-

QML110488 Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit

717,54

757,00

-

-

Kit d'Extension Link-It

QML110590 Module de base + tube de 100 mm, incluant 5 clips câble

88,15

93,00

-

-

QML110591 Module de base + tube de 150 mm, incluant 5 clips câble

88,15

93,00

-

-

Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section H)

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

QML110510 Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête
(recommandé avec GYRO)
Sélectionner option appui-tête

988,63

1 043,00

9368167

714.26

COMMANDES SPÉCIALES

H – Contacteur #1 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)					
QML110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	-	-
QML110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
QML110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	-	-
QML110523	#1 Egg Switch – noir	172,51	182,00	-	-
QML110524	#1 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	-	-
QML110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	-	-
QML110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	-	-
QML110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	-	-
QML110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
QML110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	-	-
QML110534	#1 Twister Switch – noir	172,51	182,00	-	-
QML110535	#1 Twister Switch – vert	172,51	182,00	-	-
QML110536	#1 Twister Switch – rouge	172,51	182,00	-	-
Montage Link-It contacteur 					
QML110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	-	-
QML110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	-	-
QML110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	-	-
QML110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	-	-
QML110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	-	-
QML110569	#1 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé	std	std	-	-
Côté du Montage Contacteur #1					
QML110572	#1 A droite Non disponible avec contacteur Satellite	std	std	-	-
QML110571	#1 A gauche Non disponible avec contacteur Satellite	std	std	-	-
Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)					
QML110537	#1 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	-	-
QML110538	#1 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	-	-
QML110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	-	-

COMMANDES SPÉCIALES

I – Contacteur #2

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Sélection d'un Second Contacteur #2 et de son Montage

QML110631	#2 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	-	-
QML110632	#2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
QML110633	#2 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	-	-
QML110088	#2 Egg Switch – noir	172,51	182,00	-	-
QML110089	#2 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	-	-
QML110671	#2 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	-	-
QML110674	#2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	-	-
QML110673	#2 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	-	-
QML110672	#2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
QML110675	#2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	-	-
QML110095	#2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	-	-
QML110096	#2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	-	-
QML110097	#2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	-	-

Montage Link-It pour Contacteur #2

QML110098	#2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	-	-
QML110099	#2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	-	-
QML110100	#2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	-	-
QML110104	#2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	-	-
QML110105	#2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	-	-
QML110106	#2 Sans montage Link-It (contacteur livré non fixé)	std	std	-	-

Côté du Montage Contacteur #2

QML110108	A droite Non disponible avec contacteur Satellite	std	std	-	-
QML110107	A gauche Non disponible avec contacteur Satellite	std	std	-	-

Contacteurs Satellite #2 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)

QML110111	#2 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	-	-
QML110112	#2 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	-	-
QML110113	#2 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	-	-

Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")

QML110550	Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
QML110551	Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
QML110552	Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
QML110554	Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	-	-

Accessoires

QML110580	Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	-	-
QML110581	Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	-	-
QML110582	Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	-	-
QML110583	Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	-	-

Dispositif de Sécurité

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

QML090147	Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00	-	-
-----------	--	--------	----------	---	---

Roues Motrices & Directrices - Garde Boue

[◀ RETOUR](#)


// QML080210/11



// QML070034



// QML070084



// QML080059

Kit Eclairage

[◀ RETOUR](#)


// QML110209



// QML110209



// QML110202

Carénages

[◀ RETOUR](#)


// QML100577



// QML100576



// QML100578



// QM100585



// QML100586

Dossier Toile & Options de Dossier

[◀ RETOUR](#)


// QML030150



// QML030098

Coussins de Dossier SEDEO LITE[◀ RETOUR](#)

// QML030130



// QML030131



// QML030133

Coussins de Dossier SEDEO PRO[◀ RETOUR](#)

// QML030116



// QML030117

Coussinets Appui-Tête & Supports d'Appui-Tête[◀ RETOUR](#)

// QML030430 & QML030431



// QML030432



// WHT030402



// WHT030404



// QML030433



// WHT030408



// WHT030409

Coussins d'Assise[◀ RETOUR](#)

// QML020098



// QML020073

Dossiers JAY J3

◀ RETOUR



Largeur dossier en mm	Galbe Profond Support Moyen - MDC	Galbe Profond Support Haut - DC
	JAY030042	JAY030021
	Largeur max tronc	
410	330	330
460	380	380
510	430	430

Coussins JAY

◀ RETOUR




Types d'Accoudoirs & Manchettes

◀ RETOUR



Repose-Jambes

◀ RETOUR



// QML050015



// QML050016



// QML050076



// QML050086

Manipulateurs R-Net & Montage

◀ RETOUR



// QML110017



// QML110013



// QML110018



// QML110056

Embouts de Joystick

◀ RETOUR



// QML090505



// QML090045



// QML090507



// QML090508



// QML090509



// QML090512



// QML090511



// QML090506

Commande Accompagnateur - OMNI 2

[◀ RETOUR](#)


// QML110021



// QML110116

Commandes Occipitales

[◀ RETOUR](#)


// QML110370 // QML110371

Commandes au Menton & Commandes Manuelles

[◀ RETOUR](#)


// QML110301

// QML110472 // QML110473 //
QML110304 // QML110305// QML110306 - QML110309
// QML110474 - QML110477// QML110475 // QML110477
// QML110307 // QML110310

Commande sur Tablette

[◀ RETOUR](#)


// QML110143

Contacteurs

[◀ RETOUR](#)


// QML110651 - QML110655
// QML110671 - QML110675



// QML110523



// QML110524



// QML110611 - QML110613
// QML110631 - QML110633



// QML110537 - QPP110539



// QML110534 - QML110536



// QML110551



// QML110552

Montage et Position Contacteurs

[◀ RETOUR](#)


// QML110526 // QML110566



// QML110566 & QML110099



// QML110560 & QML110098



// QML110563 & QML110104

Montage et Position pour Commandes Manuelles

◀ RETOUR



// QML110353 // QML110362

// QML110353
// QML110362 // QML110342// QML110353 // QML110361
// QML110524 // QML110526
// QML110560// QML110353 // QML110306
// QML110362 // QML110538
// QML110539

Montage et Position pour Commande Menton

◀ RETOUR



// QML110480 // QML110470



// QML110483 // QML110484



// QML110483 // QML110484



// QML110485 // QML110486



// QML110485 // QML110474

// QML110487
// QML110526 // QML110529
// QML110561 // QML110572
// QML110571

// QML110487 // QML110474

Commentaires Pour Fabrications Spéciales



Q300 R - SEDEO LITE - AA2

€

Prix de base TTC	3 938,01
Total options TTC	
Prix total TTC	

Date

Signature

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Les-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr

www.SunriseMedical.fr