

Date

France

Client

Tampon de la société

Poids du client (kg)

Langue manuel d'utilisation

Responsable

VHP, propulsion manuelle, pliant
à dossier inclinable

Code LPP 9178627 - Montant LPPR 603,65 €

Prix de vente conseillé HT: 4442,65 €

Taux de TVA 5,5%: 244,35 €

Prix de vente conseillé TTC: 4.687,00 €

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10mm

Largeur d'assise (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
 La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre, tandis que la distance entre les deux protections latérales est de 1 cm plus large
Pour l'élargissement d'assise, voir section élargissement garde boue et escamotables avec protège vêtements

Profondeur d'assise (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5
 La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm

Distance du repose-pieds (DP) (cm) ±0.5cm - réglages par incrément de 1.5cm
(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)

Position des roues arrière ☒ Standard ☐ Prudent ☐ Actif

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5 (min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5cm

Carrossage ☒ 0° ☐ 2°


Hauteur avant STD 49

Hauteur arrière STD 42


Prix TTC

Châssis avant

☒ Châssis standard alu




☒



☐

(Roues de 5" max.)



☐

(Roues de 4" max.)

Couleur de châssis**Couleur de châssis (Sans supplément de prix)**

☒ Noir opaque

☐ Tekno Anthracite

☐ Blanc perlé

☐ Bleu nuit mat

☐ Orange Mat

☐ Gris mat

☐ Rouge mat

Couleur de châssis sur demande

☐ Argent vif

☐ Bleu brillant

☐ Violet

☐ Vert Lemon

☐ Bleu de Chine

☐ Rouge brillant

12579

152,00

Dossier

☒ Rembourrage respirant du dossier à réglages multiples

Tubes de poignée

☒ Tubes à manche court

☐ Tubes avec poignée standard

☐ Tubes SPORT Sans poignées

Configuration plus légère

☐ Poignées rabattables

Non disponible avec: Poignées de poussée accompagnateur



02958

302,00

Roues avant

☒ 4" Bandage

☐ 3" Sport

☐ 5" Bandage

☐ 6" Bandage

☐ 6" Pneumatiques

Configuration plus légère

(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)

(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)

☐ 3" Active Soft (grand)

☐ 4" Active Sport (étroit)

☐ 4" Active Soft (grand)

☐ 5" Active Soft (grand)

☐ 5" Pneumatiques

(Jante en aluminium)

(Jante en aluminium)

(Jante en aluminium)

(Jante en aluminium)

06824

152,00

01398

152,00

03943

152,00

07518

152,00

10844

72,00

Support de fourche avant

☒ Standard support de fourche avant

☐ Support fourche V Design 2.0

excluent l'installation de: Fourches à démontage rapide



Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

			Prix TTC
Special Options			
☐ Déport de roues arrière		01950	213,00
☐ Bande de maintien du fauteuil plié		06833	38,00
☐ Cordelette de déverrouillage de dossier avec un seule mouvement		06834	67,00

Set couleurs: comprend le moyeu et la jante de la roue arrière et les fourches avant			
Seules les roues standard Progeo 22"/24" ont des moyeux et des jantes colorés			
☒ Noir ☐ Argent vif ☐ Vert Lemon ☐ Bleu brillant ☐ Rouge brillant ☐ Violet ☐ Blanc perlé ☐ Tekno Anthracite ☐ Bleu nuit mat ☐ Gris mat ☐ Rouge mat	22" 24" 25" 26" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24"	00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833	152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00

Roues arrière			
☒ 24" Ultra-light Progeo - Standard! ☐ 22" Ultra-light Standard Progeo ☐ 25" Ultra-light Standard Progeo (Couleur : noire) ☐ 26" Standard Progeo (Couleur : noire)			
☐ 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT ☐ 24" Ultra-light "Spinergy LX" ☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL" ☐ 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	Configuration plus légèr ☐ Moyeu noir et rayons blanc ☐ Moyeu et rayons noir Main courante en aluminium/caoutchouc intégrée	04383 01685 07846 02270	1.055,00 1.055,00 886,00 1.658,00
☐ 25" Ultra-light "Spinergy LX" ☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL" ☐ 26" Ultra-light "Spinergy LX"	☐ Moyeu noir et rayons blanc	02101 07847 02102	1.055,00 886,00 1.055,00
☐ 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir)			01392 273,00

Pneumatiques roues arrière			
☒ Haute-pression ☐ Haute-pression à profil crantés	(22"-24"-25"-26") (24")	Configuration plus légèr	
☐ Marathon + ☐ Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir	(24"-25") (24")	avec protection anti crevaison	01669 75,00 11083 118,00
Non disponible avec Roues arrière: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
☐ Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris	(22")		04181 122,00

Mains courantes			
☒ Aluminium ☐ Aluminium noir SOFT-TOUCH ☐ Acier chromé ☐ Titane ☐ Ultra Grip ☐ TOP FRICTION Profil oval avec insért en caoutchouc ☐ NOVA H Profil noir ergonomique ☐ NOVA D Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)	Ecartement sur les roues (22"-24"-25"-26") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25")	★ 3 cm Configuration plus légèr (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	09170 145,00 01684 182,00 00016 331,00 00017 378,00 11023 361,00 11025 331,00 11026 361,00 04050 198,00
☐ Revêtement silicone pour mains courantes alu standard			

Freins			
☒ Levier courbé à pousser			
☐ Levier droit à pousser ☐ Levier droit à tirer			
☐ Frein actifs ☐ Frein à pousser avec extension ☐ Frein à tirer avec extension	Configuration plus légèr		
	06428 01949 03372	151,00 91,00 91,00	



Date Commande Client Adresse

Prix TTC

Repose-pieds monobloc aut. type ciseaux☆ Repose-pieds COMPACT, monobloc à fermeture automatique *Configuration plus légère*

11529


Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☐ Interne☐ Externe

ANGLE ET PROFONDEUR RÉGLABLES

Repose-pieds - Voir tableau de références N°3

Attention ! Tous les repose-pieds relevables nécessitent de l'installation d'une sangle rigide et un support de fourche standard

Augmentation du poids de 500gr.☐ Repose-pieds plastique. réglables en inclinaison

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☆ 2/3 Interne

☐ 2/3 Externe


11525

☐ Repose-pieds monobloc relevable. angle et profondeur réglables

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☐ Interne

☆ 2/3 Interne

☐ Externe

11527

☐ Repose-pieds monobloc relevables en aluminium. angle et profondeur réglables

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☐ Interne

☆ 2/3 Interne

☐ 2/3 Externe

11528

☐ Repose-pieds monobloc carbone, angle réglable, escamotable, relevable

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☆ Interne

☐ Externe

03291

331,00

Garde-boue**Garde-boue - FIXE**

☆ Garde-boue en Carbone

☐ Protège vêtements droits en Carbone**Élargissement du protège vêtements**

☆ + 0 cm

☐ + 1 cm☐ + 2 cm

12648

☐ Surcoût pour: VERSION AMOVIBLE

NON → Élargissement du protège vêtements



08921

145,00

Accoudoirs☐ Accoudoirs tubulaires

(Escamotables, amovibles et réglable en hauteur)



00694

273,00

Accoudoirs escamotables avec protège vêtements☐ Accoudoirs amovibles PRO GEO

(Amovibles et réglable en hauteur)



09956

261,00

Élargissement Accoudoirs amovibles PRO GEO

☆ + 0 cm

☐ + 2 cm

Disponible seulement avec roues arrière Ultra-light Progeo Standard et carrossage 0°

12648

☐ Accoudoirs escamotables avec protège vêtements droits en carbone

09079

261,00

Accessoires☐ Protège châssis avant

07058

63,00

☐ Toile de connexion dossier/toile assise

10241

23,00

☐ Sac de rangement amovible (avec système de libération rapide)

09811

145,00

Date Commande Client Adresse

Prix TTC

En option 1

☐ Kit de Transit			00836	180,00
☐ Roues anti-basculé	(rotation interne pour réduire l'encombrement)		00023	151,00
	☐ Droite		00024	151,00
	☐ Gauche			
☐ Tube de bascule	☐ Droit		00025	92,00
	☐ Gauche		01046	92,00
☐ Porte cannes	☐ Droit		00838	91,00
	☐ Gauche		00837	91,00

En option 2

☐ Tetraclic	(Axe à démontage rapide pour Tétraplégique)		03947	211,00
☐ Ceinture de bassin			03972	76,00
☐ Harnais			04103	172,00
☐ Fourches à démontage rapide	Disponible avec: Standard support de fourche avant		00030	180,00
☐ Poignées de poussée accompagnateur	(Amovibles et réglables en hauteur)		01048	225,00
☐ Support lombaire	(pour insérer sous la toile de dossier)		00013	46,00
☐ Cale-troncs escamotables	Non disponible avec Dossier postural PHYSIO		02097	302,00
Empêche le rabattement du dossier	☐ Droite		02098	302,00
	☐ Gauche			
☐ Flasques Noirs	(22"-24")		01043	180,00
☐ Flasques Transparents	(22"-24")		00835	180,00
☐ Flasques Progeo design	(22"-24")		00019	211,00

Kit supplémentaire

☐ Roues arrière 24" Tout-terrain	Pneumatiques Tout-terrain - mains courantes aluminium (couleur noire)	03378	603,00
☐ Roues arrière FAT 24"	Pneumatiques FAT 3" - mains courantes aluminium (couleur noire)	09357	1.008,00

Date Commande Client Adresse


Prix TTC

**Siège de série modulable et évolutif - PHYSIO - Dossier postural
(Rembourrage du dossier std. pas fourni)**

Amovible avec libération rapide
Installation pour tubes de diamètre 18÷26mm
Réglage en profondeur (4cm)
Réglage en inclinaison (±18°)

Coussin fait en mousse de polyuréthane à base anti glissante et avec jupette en polyester.

- ☐ 5 x 37,5 x 40 cm
☐ 5 x 40,0 x 43 cm
☐ 5 x 42,5 x 45 cm
☐ 5 x 45,0 x 43 cm
☐ 5 x 47,5 x 43 cm



☐ **AIR** Coque Carbone

indisponible pour largeur 48

HAUTEUR DE DOSSIER		28	34	40			
Forme de la coque		Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

1.210,00

☐ **POSTURE** Coque Aluminium

HAUTEUR DE DOSSIER	34	40	52
Forme de la coque	Aile pour la restriction du support latéral R=régulier		
	R	R	R
	☐	☐	☐

1.166,00

Configuration DEEP avec PAD pour support latéral (réglable en hauteur)

Commentaires

Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Petit (h 13cm)



☐ Droit
10272

37,00

☐ Gauche
10272

37,00

Grande (h 20cm)



☐ Droit
10273


43,00

☐ Gauche
10273

43,00

SWING AWAY - Support latéral

Hardware de fixation et de réglage complet avec rembourrage de pare-chocs
Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



☐ Grande (18x12)

05647 236,00

☐ Petite (14x9)

05643 236,00

☐ Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces).....

10271 79,00

☐ Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces).....

☐ Petite (14x9)

05642 236,00

☐ Grande (18x12)

05646 236,00

☐ Appui-tête réglable - système d'assemblage à double sphère

Disponible uniquement avec le dossier Physio Posture



☐ Grande (34x14)

05648 532,00

☐ Petit (28x14)

Prix TTC

Prix TTC

- Taille personnalisée Largeur cm.
Profondeur cm.

Commentaires

Page à envoyer si optional a été choisi	
☒	standard (Fourni par défaut)
☐	sur demande (Sans supplément de prix)
☐	en option (à rajouter au prix de base)

TABLEAU DE REFERENCES

1	Hauteur avant			
Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (90°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (85°) roues de 4" max.				
FOURCHE	Roues avant			
	3"	4"	5"	6"
COURTE 	max 46	max 47	max 48	
MOYENNE 	max 50	max 51	max 52	max 54
En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.				

2	Hauteur arrière			
Roues arrière				
22"	24"	25"	26"	
min 35	min 38	min 39	min 40	
max 43	max 45	max 46	max 48	

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds
	Repose-pieds COMPACT, monobloc à fermeture automatique	min 36
	Repose-pieds plastique	min 36
	Repose-pieds monobloc relevable	min 36
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium	min 36
	Repose-pieds monobloc carbone	min 36
IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)		
NOTE!		
Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur.		

4	Roues arrière	
Modèle	Fonctions	
22" Ultra-light Standard Progeo	(non disponible en couleur anthracite)	
24" Ultra-light Progeo - Standard!	(disponible pour toutes les couleurs)	
24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(Moyeu argenté, Jantes et 16 rayons noirs)	
24" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)	
24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc) - (Moyeu, jante et 18 rayons noir)	
24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs) - (main courante en aluminium/caoutchouc intégrée - réduction de l'encombrement jusqu'à 3 cm. - tous les pneus)	
24" Tout-terrain	(Couleur : noire) - (main courantes aluminium - pneumatiques Tout-terrain)	
25" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)	
25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc)	
26" Standard Progeo	(Couleur : noire)	
26" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 18 rayons noirs)	