

Date

France

Client

Tampon de la société

Poids du client (kg)

Langue manuel d'utilisation

Responsable

VHP, propulsion manuelle, pour activités
physiques et sportives
Code LPP 9178691 - Montant LPPR 558,99 €
CRASH TEST APPROVED

Prix de vente conseillé HT: 2999,05 €

Taux de TVA 5,5%: 164,95 €

Prix de vente conseillé TTC: 3.164,00 €

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10mm

Largeur d'assise (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre

Profondeur d'assise (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50

La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm

Distance du repose-pieds (DP) (cm) ±0.5cm - réglages par incrément de 1.5cm

(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)


Position des roues arrière ☒ Standard ☐ Prudent ☐ Actif ☐ Extrême

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5 (min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5cm

Carrossage ☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°


Hauteur avant STD 49 Hauteur arrière STD 42

Prix TTC




☆ Plaque de réglage arrière d'aluminium

☆ Garde-boue amovibles ABS

☐ Protège vêtements amovibles droits ABS☐ Garde-boue amovibles en carbone 03946 378,00☐ Protège vêtements amovibles droits en Carbone 08918 378,00☐ Plaque de réglage arrière FULL CARBON avec protège vêtements intégré 07646 1.080,00

☆ Version garde-boue (Disponible seulement avec roues arrière 24")

JOKER



☆ Repose-pieds en aluminium, réglables en inclinaison

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☆ Interne ☐ 2/3 Interne☐ Externe ☐ 2/3 Externe

11523

☐ Repose-pieds en aluminium EVOLUTION - angle et profondeur réglables

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☆ Interne ☐ 2/3 Interne☐ Externe ☐ 2/3 Externe

07649

145,00

☐ Repose-pieds monobloc carbone, réglables en inclinaison


Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☆ Interne ☐ Externe

03346

361,00

JOKER ZERO

☐ Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison

Distance minimale du repose-pieds 15cm.


☆ 2/3 Interne ☐ 2/3 Externe

06814

227,00

☐ Repose-pieds monobloc relevables en aluminium, angle et profondeur réglables

Distance minimale du repose-pieds 15cm.

☆ Interne ☐ 2/3 Interne☐ Externe ☐ 2/3 Externe

06856

227,00

☐ Repose-pieds monobloc carbone angle réglable, escamotable, relevable

Distance minimale du repose-pieds 15cm.

☆ Interne ☐ Externe

06857


588,00

Date Commande Client Adresse


Prix TTC

Châssis avant


☆ Châssis standard alu



☆



□



□

(Roues de 4" max.)

Couleur de châssis

Couleur de châssis (Sans supplément de prix)

☆ Noir opaque

□ Tekno Anthracite

□ Blanc perlé

□ Bleu nuit mat

□ Orange Mat

□ Gris mat

□ Rouge mat

Couleur de châssis sur demande

○ Argent vif

○ Bleu brillant

○ Violet

○ Vert Lemon

○ Bleu de Chine

○ Rouge brillant

12579

152,00

Siège

☆ Toile d'assise avec pochette (sous le siège)

○ Assise réglable en tension

08883

261,00

○ Siège rigide en carbone

08336

533,00

○ Pochette (sous le siège) [25x11x4,5]

08281

145,00

Axe des roues arrière

☆ Axe des roues arrière en aluminium

○ Axe des roues arrière en fibre de carbone

Configuration plus légère

07647

174,00

Système de réglage et de fixation du dossier

☆ Dossier avec verrouillage
avec angle réglable de -4° à +16°

□ Dossier rabattable sans verrouillage sur l'assise
avec angle réglable de -4° à +16°

□ Dossier non rabattable
avec angle réglable de -4° à +16°


Dossier

☆ Rembourrage respirant du dossier à réglages multiples

☆ Dossier aluminium

○ Dossier titane

○ Dossier carbone



06811

225,00

04389

905,00

○ **AIR** Dossier postural intégré (PAS REMOVIBLE)

Coque Carbone - Support latéral 7,5cm

Réglage en profondeur ±1cm. - Réglage en inclinaison ±10°
indisponible pour largeur 48

1.210,00

H 28	H 34	H 40			
Hauteur de dossier (TS) min 34	Hauteur de dossier (TS) min 38	Hauteur de dossier (TS) min 44			
(.....)	(.....)	(.....)			
Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐


Installation sur:

☆ Tubes de dossier

□ Dossier aluminium

○ Dossier titane

○ Dossier carbone



06811

225,00

04389

905,00

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

			Prix TTC
Tubes de poignée			
☆ Tubes avec poignée standard			
☐ Tubes à manche court			
☐ Tubes SPORT Sans poignées			
☐ Tubes en carbone avec poignée court	<i>Configuration plus légère</i>	04390	180,00
Non disponible avec: Dossier postural PHYSIO - Dossier postural A I R			
☐ Poignées rabattables	Hauteur minimal du dossier 30,5cm	02958	302,00
Non disponible avec: Poignées de poussée accompagnateur			
			
Roues avant			
☆ 4" Bandage			
☐ 3" Sport			
☐ 5" Bandage			
☐ 6" Bandage			
☐ 6" Pneumatiques			
☐ 3" Active Soft (grand)	(Jante en aluminium)	06824	152,00
☐ 4" Active Sport (étroit)	(Jante en aluminium)	01398	152,00
☐ 4" Active Soft (grand)	(Jante en aluminium)	03943	152,00
☐ 5" Active Soft (grand)	(Jante en aluminium)	07518	152,00
☐ 5" Pneumatiques		10844	72,00
Set couleurs: comprend le moyeu et la jante de la roue arrière et les fourches avant			
Seules les roues standard Progeo 22"/24" ont des moyeux et des jantes colorés			
☆ Noir	22" 24" 25" 26"		
☐ Argent vif	22" 24"	00833	152,00
☐ Vert Lemon	22" 24"	00833	152,00
☐ Bleu brillant	22" 24"	00833	152,00
☐ Rouge brillant	22" 24"	00833	152,00
☐ Violet	22" 24"	00833	152,00
☐ Blanc perlé	22" 24"	00833	152,00
☐ Tekno Anthracite	22" 24"	00833	152,00
☐ Bleu nuit mat	22" 24"	00833	152,00
☐ Gris mat	22" 24"	00833	152,00
☐ Rouge mat	22" 24"	00833	152,00
Roues arrière			
☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard!			
☐ 22" Ultra-light Standard Progeo			
☐ 25" Ultra-light Standard Progeo			
☐ 26" Standard Progeo			
☐ 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	<i>Configuration plus légère</i>	04383	1.055,00
☐ 24" Ultra-light "Spinergy LX"		01685	1.055,00
☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Moyeu noir et rayons blanc ☐ Moyeu et rayons noir	07846	886,00
☐ 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	Main courante en aluminium/caoutchouc intégrée	02270	1.658,00
☐ 25" Ultra-light "Spinergy LX"		02101	1.055,00
☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Moyeu noir et rayons blanc	07847	886,00
☐ 26" Ultra-light "Spinergy LX"		02102	1.055,00
☐ 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir)		01392	273,00
Pneumatiques roues arrière			
☆ Haute-pression	(22"-24"-25"-26")	<i>Configuration plus légère</i>	
☐ Haute-pression à profil crantés	(24")		
☐ Marathon +	(24"-25")	avec protection anti crevaisson	01669 75,00
☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Gris	(22")		04181 122,00
☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Noir	(24")		11083 118,00
Non disponible avec Roues arrière: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
Mains courantes Ecartement sur les roues ☆ 3 cm □ 4 cm			
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	<i>Configuration plus légère</i>	
☐ Aluminium noir SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	09170 145,00
☐ Acier chromé	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	01684 182,00
☐ Titane	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00016 331,00
☐ Ultra Grip	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00017 378,00
☐ TOP FRICTION	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11023 361,00
Profil oval avec insért en caoutchouc			
☐ NOVA H	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11025 331,00
Profil noir ergonomique			
☐ NOVA D	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11026 361,00
Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)			
☐ Revêtement silicone pour mains courantes alu standard	Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")		04050 198,00

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

			Prix TTC
Freins			
☆ Levier courbé à pousser			
☐ Levier droit à pousser			
☐ Levier droit à tirer			
☐ Frein actifs	Configuration plus légère		06428 151,00
☐ Frein à pousser avec extension			01949 91,00
☐ Frein à tirer avec extension			03372 91,00
Accoudoirs			
☐ Accoudoirs tubulaires	(Escamotables, amovibles et réglable en hauteur)		00694 273,00
Accessoires			
☐ Protège châssis avant			07058 63,00
☐ Toile de connexion dossier/toile assise			10241 23,00
☐ Sac de rangement amovible (avec système de libération rapide)			09811 145,00
SAFETY			
☐ Système d'ancrage avec 4 points pour la fixation de la fauteuil roulant (l'installation doit être effectuée par le fabricant) Un soutien de tête adéquate pour le transport doit être installé et doit être dans la position souhaitée à tout moment pendant le transport.			08654 216,00
En option 1			
<u>Seulement un option par côté peuvent être choisies</u>			
☐ Kit de Transit	excluent l'installation de Anti-bascules		03290 180,00
☐ Roues anti-basculer (rotation interne pour réduire l'encombrement)	excluent l'installation de Kit de Transit		06821 151,00 06822 151,00
En option 2			
☐ Poignées de poussée accompagnateur	(Amovibles et réglables en hauteur)		03645 211,00
☐ Tetraclic	(Axe à démontage rapide pour Tétraplégique)		03947 211,00
☐ Ceinture de bassin			03972 76,00
☐ Harnais			04103 172,00
☐ Support lombaire	(pour insérer sous la toile de dossier)		00013 46,00
☐ Cale-troncs escamotables Empêche le rabattement du dossier	Non disponible avec Dossier postural PHYSIO - Dossier postural A I R		02097 302,00 02098 302,00
☐ Flasques Noirs	(22"-24")		01043 180,00
☐ Flasques Transparents	(22"-24")		00835 180,00
☐ Flasques Progeo design	(22"-24")		00019 211,00
Kit supplémentaire			
☐ Roues arrière 24" Tout-terrain	Pneumatiques Tout-terrain - mains courantes aluminium (couleur noire)		03378 603,00
☐ Roues arrière FAT 24"	Pneumatiques FAT 3" - mains courantes aluminium (couleur noire)		09357 1.008,00

Date Commande Client Adresse


Prix TTC

Siège de série modulable et évolutif - PHYSIO - Dossier postural (Rembourrage du dossier std. pas fourni)

Amovible avec libération rapide
Installation pour tubes de diamètre 18÷26mm
Réglage en profondeur (4cm)
Réglage en inclinaison ($\pm 18^\circ$)


Coussin fait en mousse de polyuréthane à base anti glissante et avec jupette en polyester.

- ☐ 5 x 37,5 x 40 cm
- ☐ 5 x 40,0 x 43 cm
- ☐ 5 x 42,5 x 45 cm
- ☐ 5 x 45,0 x 43 cm
- ☐ 5 x 47,5 x 43 cm




☐ **AIR** Coque Carbone

indisponible pour largeur 48

HAUTEUR DE DOSSIER		28	34	40			
Forme de la coque		Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

1.210,00

☐ **POSTURE** Coque Aluminium

HAUTEUR DE DOSSIER	34	40	52
Forme de la coque	Aile pour la restriction du support latéral R=régulier		
	R	R	R
			
	☐	☐	☐

1.166,00

Configuration DEEP avec PAD pour support latéral (réglable en hauteur)

Commentaires

Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Petit (h 13cm)



☐ Droit
10272

37,00

☐ Gauche
10272

37,00

Grande (h 20cm)



☐ Droit
10273

43,00


☐ Gauche
10273

43,00

SWING AWAY - Support latéral

Hardware de fixation et de réglage complet avec rembourrage de pare-chocs

Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



☐ Grande (18x12)

05647 236,00

☐ Petite (14x9)

05643 236,00

☐ Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces) (.....)

10271 79,00

☐ Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces) (.....)

☐ Petite (14x9)

05642 236,00

☐ Grande (18x12)

05646 236,00

☐ Appui-tête réglable - système d'assemblage à double sphère


Disponible uniquement avec le dossier Physio Posture



- ☐ Grande (34x14)
- ☐ Petit (28x14)

05648 532,00

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

						Prix TTC
Coussin STIMULITE nid d'abeille anti-escarres et coussins posturaux - monté sur fauteuil TVA 5,5% .						
○ Classic H 7 cm.	☐ 36x41 00035	☐ 38x38 00036	☐ 38x41 01052	☐ 41x41 00037		948,40
	☐ 41x46 00840	☐ 46x41 00698	☐ 46x46 00038			
○ Anatomique posturale H 9cm H 5cm. en zone ischiatique	☐ 36x41 00056	☐ 38x38 00696	☐ 38x41 00032	☐ 41x41 00033		1.105,60
	☐ 41x46 01050	☐ 46x41 00034	☐ 46x46 01051			
○ Forme slimline H 7cm H 5cm. en zone ischiatique	☐ 36x41 00854	☐ 38x38 00707	☐ 38x41 00083	☐ 41x41 01073		716,30
	☐ 41x46 00085	☐ 46x41 01074	☐ 46x46 01075			
○ Sport H 5 cm.	☐ 36x41 00053	☐ 38x38 00054	☐ 38x41 01060	☐ 41x41 01061		676,30
	☐ 41x46 00057	☐ 46x41 01062	☐ 46x46 00846			
Taille personnalisée Largeur cm. Profondeur cm.						

Commentaires

Fauteuil : Progeo JOKER - Rev. 2025.0	Prix TTC Taux de TVA 5,5%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Page à envoyer si optional a été choisi</th> </tr> <tr> <td>☒ standard</td> <td>(Fourni par défaut)</td> </tr> <tr> <td>☐ sur demande</td> <td>(Sans supplément de prix)</td> </tr> <tr> <td>☐ en option</td> <td>(à rajouter au prix de base)</td> </tr> </table>	Page à envoyer si optional a été choisi		☒ standard	(Fourni par défaut)	☐ sur demande	(Sans supplément de prix)	☐ en option	(à rajouter au prix de base)
Page à envoyer si optional a été choisi										
☒ standard	(Fourni par défaut)									
☐ sur demande	(Sans supplément de prix)									
☐ en option	(à rajouter au prix de base)									

TABLEAU DE REFERENCES

1	Hauteur avant			
Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (90°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (85°) roues de 4" max.				
FOURCHE	Roues avant			
	3"	4"	5"	6"
SPORT 	max 52	max 53	max 54	
COURTE 	max 54	max 55	max 56	max 57
MOYENNE 	max 56	max 57	max 58	max 59
En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.				

2	Hauteur arrière			
Roues arrière				
22"	24"	25"	26"	
min 36	min 38	min 39	min 40	
max 44	max 46	max 47	max 48	

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds
	Repose-pieds en aluminium réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds monobloc carbone	min 35
	Repose-pieds monobloc carbone réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium, angle et profondeur réglables	min 35
	Repose-pieds monobloc carbone angle réglable, escamotable, relevable	min 35
IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)		
Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur.		
NOTE!		

4	Roues arrière	
	Modèle	Fonctions
	22" Ultra-light Standard Progeo	(non disponible en couleur anthracite)
	24" Ultra-light Progeo - Standard!	(disponible pour toutes les couleurs)
	24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(Moyeu argenté, Jantes et 16 rayons noirs)
	24" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc) - (Moyeu, jante et 18 rayons noir)
	24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs) - (main courante en aluminium/caoutchouc intégrée - réduction de l'encombrement jusqu'à 3 cm. - tous les pneus)
	24" Tout-terrain	(Couleur : noire) - (mains courantes aluminium - pneumatiques Tout-terrain)
	25" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc)
	26" Standard Progeo	(Couleur : noire)
	26" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 18 rayons noirs)