

Coût de transport : 35 €

Date

France

Tampon de la société

Client

Poids du client (kg)

Langue manuel d'utilisation

Responsable

VHP, propulsion manuelle, pour activités
physiques et sportives
Code LPP 9178691 - Montant LPPR 558,99 €

Prix de vente conseillé HT: 3336,49 €

Taux de TVA 5,5%: 183,51 €

Prix de vente conseillé TTC: 3.520,00 €

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10mm

Largeur d'assise (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre, tandis que la distance entre les deux protections latérales est de 1.5 cm plus large

Pour l'élargissement d'assise, voir section élargissement garde boue

Profondeur d'assise (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50

La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm

Distance du repose-pieds (DP) (cm) ±0.5cm - réglages par incrément de 1.5cm

(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)Position des roues arrière ☒ Standard ☐ Prudent ☐ Actif ☐ Extrême


Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5 (min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5cm

Carrossage ☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°

Prix TTC


Profondeur châssis☐ Extension du châssis avant + 2,5 cm

Disponible uniquement avec un châssis de couleur noire



12842

☆ Plaque de réglage arrière standard



☆ Garde-boue en Carbone
☐ Protège vêtements droits en Carbone

Élargissement du protège vêtements

☆ + 0 cm
☐ + 1 cm

☐ Version amovible

La distance entre les deux protections latérales est supérieure de 1 cm à la largeur du siège.



12648

08921


145,00

☐ Plaque de réglage arrière FULL CARBON avec protège vêtements intégré

Configuration plus légère

07646

1.080,00



☆ Version garde-boue (Disponible seulement avec roues arrière 24")

Hauteur avant - Cochez la case à la hauteur désirée

Le différence de hauteur disponible entre le châssis HAUT et BAS est de 3 cm. (avec la même: fourche, roue avant et trou de régulation).

	 Fourche SPORT (H95)	 Fourche courte (H115)
CHÂSSIS BAS 90° Hauteur avant (min 44,5 - max 50) Distance du repose-pieds (min 33)	Roues avant 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	Roues avant 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
U-TUBE Repose-pieds alu Distance du repose-pieds (min 18 ÷ max 3) DPmax = Hauteur avant - 10cm		
CHÂSSIS HAUT 90° Hauteur avant (min 47,5 - max 53) Distance du repose-pieds (min 36)	Roues avant 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	Roues avant 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53
U-TUBE Repose-pieds alu Distance du repose-pieds (min 21 ÷ max 3) DPmax = Hauteur avant - 10cm		

L'hauteur avant effective pourrait être différente de celle choisie parce que sa valeur subit des changements causés par la combinaison entre la profondeur et l'hauteur arrière.

Hauteur arrière

La différence de Hauteur avant et Hauteur arrière doit être comprise de 3 et 12cm.

Roues arrière 22" (min 36 - max 44)
 Roues arrière 24" (min 38 - max 46)
 Roues arrière 25" (min 39 - max 47)
 Roues arrière 26" (min 41 - max 48)

Date Commande Client Adresse

Prix TTC

Siège

☆ Toile d'assise avec pochette (sous le siège)

☐ Assise réglable en tension

08883 261,00

☐ Siège rigide en carbone

08336 533,00

☐ Pochette (sous le siège) [25x11x4,5]

08281 145,00

CUSTOMIZE COLORS

① Couleur de châssis

(Sans supplément de prix)

☆ Noir opaque

☐ Blanc perlé☐ Orange Mat☐ Tekno Anthracite☐ Bleu nuit mat☐ Gris mat☐ Rouge mat

Couleur de châssis sur demande

☐ Argent vif☐ Rouge brillant☐ Bleu brillant☐ Violet☐ Vert Lemon

12579 152,00

② Couleur fourche

☆ Noir opaque

☐ Argent vif☐ Blanc perlé☐ Rouge brillant☐ Tekno Anthracite☐ Gris mat☐ Bleu brillant☐ Violet☐ Vert Lemon☐ Bleu nuit mat☐ Rouge mat

08342 132,00


③ Couleur roues arrière

seulement avec: Roues arrière Ultra-light Progeo - Standard! (22 - 24)

☆ Noir

☐ Argent vif☐ Blanc perlé☐ Rouge brillant☐ Tekno Anthracite☐ Gris mat☐ Bleu brillant☐ Violet☐ Vert Lemon☐ Bleu nuit mat☐ Rouge mat

04692 72,00



Axe des roues arrière

☆ Axe des roues arrière en aluminium

☐ Axe des roues arrière en fibre de carbone

Configuration plus légère

07647 174,00

Système de réglage et de fixation du dossier

☆ Dossier avec verrouillage

avec angle réglable de -4° à +16°

☐ Dossier rabattable sans verrouillage sur l'assise

avec angle réglable de -4° à +16°

☐ Dossier non rabattable

avec angle réglable de -4° à +16°

Dossier

☆ Rembourrage respirant du dossier à réglages multiples

☆ Dossier aluminium

☐ Dossier titane☐ Dossier carbone

06811 225,00

04389 905,00

☐ AIR Dossier postural intégré (PAS REMOVIBLE)

Coque Carbone - Support latéral 7,5cm

Réglage en profondeur ±1cm. - Réglage en inclinaison ±10°


indisponible pour largeur 48

1.210,00

H 28	H 34	H 40			
Hauteur de dossier (TS) min 34	Hauteur de dossier (TS) min 38	Hauteur de dossier (TS) min 44			
(.....)	(.....)	(.....)			
Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier					
A	R	A	R	A	R
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installation sur:

☆ Tubes de dossier

☐ Dossier aluminium☐ Dossier titane☐ Dossier carbone

06811 225,00

04389 905,00

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Prix TTC

Tubes de poignée

☆ Tubes avec poignée standard

☐ Tubes à manche court

☐ Tubes SPORT Sans poignées

☐ Tubes en carbone avec poignée court *Configuration plus légère* 04390 **180,00**

Non disponible avec: Dossier postural PHYSIO - Dossier postural A I R

☐ Poignées rabattables **Hauteur minimal du dossier 30,5cm** 02958 **302,00**

Non disponible avec: Poignées de poussée accompagnateur



Roues avant

☆ 4" Bandage

☐ 3" Sport *Configuration plus légère*

☐ 5" Bandage

☐ 3" Active Soft (grand) (Jante en aluminium) 06824 **152,00**

☐ 4" Active Sport (étroit) (Jante en aluminium) 01398 **152,00**

☐ 4" Active Soft (grand) (Jante en aluminium) 03943 **152,00**

☐ 5" Active Soft (grand) (Jante en aluminium) 07518 **152,00**

☐ 5" Pneumatiques 10844 **72,00**

Roues arrière

☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard!

☐ 22" Ultra-light Standard Progeo (Couleur : noire)

☐ 25" Ultra-light Standard Progeo (Couleur : noire)

☐ 26" Standard Progeo

☐ 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT *Configuration plus légère* 04383 **1.055,00**

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LX" 01685 **1.055,00**

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL" ☐ Moyeu noir et rayons blanc ☐ Moyeu et rayons noir 07846 **886,00**

☐ 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim" Main courante en aluminium/caoutchouc intégrée 02270 **1.658,00**

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LX" 02101 **1.055,00**

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL" ☐ Moyeu noir et rayons blanc 07847 **886,00**

☐ 26" Ultra-light "Spinergy LX" 02102 **1.055,00**

☐ 24" Tout-terrain (maines courantes aluminium noir) 01392 **273,00**

Pneumatiques roues arrière

☆ Haute-pression (22"-24"-25"-26") *Configuration plus légère*

☐ Haute-pression à profil crantés (24")

☐ Marathon + (24"-25") avec protection anti crevaisson 01669 **75,00**

☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Gris (22") 04181 **122,00**

☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Noir (24") 11083 **118,00**

Non disponible avec Roues arrière: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

Mains courantes	Ecartement sur les roues ☆ 3 cm	□ 4 cm		
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	<i>Configuration plus légère</i>		
☐ Aluminium noir SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	09170	145,00
☐ Acier chromé	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	01684	182,00
☐ Titane	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00016	331,00
☐ Ultra Grip	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00017	378,00
☐ TOP FRICTION	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11023	361,00
Profil oval avec insert en caoutchouc				
☐ NOVA H	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11025	331,00
Profil noir ergonomique				
☐ NOVA D	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11026	361,00
Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)				
☐ Revêtement silicone pour mains courantes alu standard		Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")	04050	198,00

Freins

☆ Levier courbé à pousser

☐ Levier droit à pousser

☐ Levier droit à tirer

☐ Frein actifs 06428 **151,00**



☐ Frein à pousser avec extension 01949 **91,00**

☐ Frein à tirer avec extension 03372 **91,00**






Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

			Prix TTC
Repose-pieds			
☆ Repose-pieds en aluminium. Non réglable en inclinaison			
☆ Repose-pieds alu		☐ avec plaque en plastic	
○ Repose-pieds monobloc relevables en aluminium FLIP-BACK! - angle et profondeur réglables IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 6cm min (Hauteur avant minimum=DP + 6cm) Avec roue avant de 5" la différence de Hauteur avant et Hauteur arrière doit être supérieure à 5 cm.			09420 216,00
○ Repose-pieds en aluminium - angle et profondeur réglables			04456 302,00
☆ Interne ☐ 2/3 Interne ☐ Externe ☐ 2/3 Externe			
○ U-TUBE - Repose-pieds en aluminium, angle et profondeur réglables CHÂSSIS BAS: distance minimale du repose-pieds 18 - distance maximale du repose-pieds 35 CHÂSSIS HAUT: distance minimale du repose-pieds 21 - distance maximale du repose-pieds 38			09853 261,00
○ Repose-pieds monobloc carbone. Réglable en inclinaison			04110 453,00
☆ Interne ☐ Externe			
Accoudoirs			
○ Accoudoirs tubulaires		(Escamotables, amovibles et réglable en hauteur)	00694 273,00
○ Accoudoirs escamotables avec protège vêtements droits en carbone		Disponible seulement avec: Plaque de réglage arrière standard	09079 261,00
Accessoires			
○ Protège châssis avant			07058 63,00
○ Toile de connexion dossier/toile assise			10241 23,00
○ Sac de rangement amovible (avec système de libération rapide)			09811 145,00
En option 1			
<u>Seulement un option par côté peuvent être choisies</u>			
○ Kit de Transit		excluent l'installation de Anti-basculés	03290 180,00
○ Roues anti-basculé		excluent l'installation de Kit de Transit (rotation interne pour réduire l'encombrement)	
		○ Droite	06821 151,00
		○ Gauche	06822 151,00
En option 2			
○ Poignées de poussée accompagnateur		(Amovibles et réglables en hauteur)	03645 211,00
○ Tetraclic		(Axe à démontage rapide pour Tétraplégique)	03947 211,00
○ Ceinture de bassin			03972 76,00
○ Harnais			04103 172,00
○ Support lombaire		(pour insérer sous la toile de dossier)	00013 46,00
○ Support latéral d'accoudoir escamotable droit		Non disponible avec Dossier postural PHYSIO - Dossier postural A I R	
Empêche le rabattement du dossier			
		○ Droite	02097 302,00
		○ Gauche	02098 302,00
○ Flasques Noirs		(22"-24")	01043 180,00
○ Flasques Transparents		(22"-24")	00835 180,00
○ Flasques Progeo design		(22"-24")	00019 211,00
Kit supplémentaire			
○ Roues arrière 24" Tout-terrain		Pneumatiques Tout-terrain - mains courantes aluminium (couleur noire)	03378 603,00
○ Roues arrière FAT 24"		Pneumatiques FAT 3" - mains courantes aluminium (couleur noire)	09357 1.008,00

Date Commande Client Adresse


Prix TTC

**Siège de série modulable et évolutif - PHYSIO - Dossier postural
(Rembourrage du dossier std. pas fourni)**

Amovible avec libération rapide
Installation pour tubes de diamètre 18÷26mm
Réglage en profondeur (4cm)
Réglage en inclinaison (±18°)

Coussin fait en mousse de polyuréthane à base anti glissante et avec jupette en polyester.

- ☐ 5 x 37,5 x 40 cm
☐ 5 x 40,0 x 43 cm
☐ 5 x 42,5 x 45 cm
☐ 5 x 45,0 x 43 cm
☐ 5 x 47,5 x 43 cm



☐ **AIR** Coque Carbone

indisponible pour largeur 48

HAUTEUR DE DOSSIER		28	34	40			
Forme de la coque		Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

1.210,00

☐ **POSTURE** Coque Aluminium

HAUTEUR DE DOSSIER	34	40	52
Forme de la coque	Aile pour la restriction du support latéral R=régulier		
	R	R	R
	☐	☐	☐

1.166,00

Configuration DEEP avec PAD pour support latéral (réglable en hauteur)

Commentaires

Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Petit (h 13cm)



☐ Droit
10272

37,00

☐ Gauche
10272

37,00

Grande (h 20cm)



☐ Droit
10273


43,00

☐ Gauche
10273

43,00

SWING AWAY - Support latéral

Hardware de fixation et de réglage complet avec rembourrage de pare-chocs
Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



☐ Grande (18x12)

05647 236,00

☐ Petite (14x9)

05643 236,00

☐ Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces).....

10271 79,00

☐ Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces).....

☐ Petite (14x9)

05642 236,00

☐ Grande (18x12)

05646 236,00

☐ Appui-tête réglable - système d'assemblage à double sphère


Disponible uniquement avec le dossier Physio Posture



- ☐ Grande (34x14)
☐ Petit (28x14)

05648 532,00

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

						Prix TTC
Coussin STIMULITE nid d'abeille anti-escarres et coussins posturaux - monté sur fauteuil TVA 5,5% .						
○ Classic H 7 cm.	☐ 36x41 00035	☐ 38x38 00036	☐ 38x41 01052	☐ 41x41 00037		948,40
	☐ 41x46 00840	☐ 46x41 00698	☐ 46x46 00038			
○ Anatomique posturale H 9cm H 5cm. en zone ischiatique	☐ 36x41 00056	☐ 38x38 00696	☐ 38x41 00032	☐ 41x41 00033		1.105,60
	☐ 41x46 01050	☐ 46x41 00034	☐ 46x46 01051			
○ Forme slimline H 7cm H 5cm. en zone ischiatique	☐ 36x41 00854	☐ 38x38 00707	☐ 38x41 00083	☐ 41x41 01073		716,30
	☐ 41x46 00085	☐ 46x41 01074	☐ 46x46 01075			
○ Sport H 5 cm.	☐ 36x41 00053	☐ 38x38 00054	☐ 38x41 01060	☐ 41x41 01061		676,30
	☐ 41x46 00057	☐ 46x41 01062	☐ 46x46 00846			
Taille personnalisée Largeur cm. Profondeur cm.						

Commentaires

Fauteuil : Progeo JOKER R2 - Rev. 2025.0	Prix TTC Taux de TVA 5,5%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">Page à envoyer si optional a été choisi</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 2px;">☆</td> <td style="padding: 2px;">standard (Fourni par défaut)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">☐</td> <td style="padding: 2px;">sur demande (Sans supplément de prix)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">☐</td> <td style="padding: 2px;">en option (à rajouter au prix de base)</td> </tr> </table>	Page à envoyer si optional a été choisi		☆	standard (Fourni par défaut)	☐	sur demande (Sans supplément de prix)	☐	en option (à rajouter au prix de base)
Page à envoyer si optional a été choisi										
☆	standard (Fourni par défaut)									
☐	sur demande (Sans supplément de prix)									
☐	en option (à rajouter au prix de base)									