

PA 200

Réglé par :

Tél:

Enregistrez le guide sur le bureau et ouvrez-le

E-mail:

Date:

Le prix évolue en fonction des choix effectués dans le formulaire €:

La configuration standard inclut; châssis, assise, verrou de dossier, option de couleur, dossier, essieu arrière en carbone, roulette et fourche, repose-pieds en titane ou repose-pieds, frein B3 push to lock, roue arrière à rayons en acier croisés Panthera, jantes poussoirs en titane et course droite Schwalbe pneus, anti-bascule.

EN 12183 / ISO 7176-11 Max. poids utilisateur: Largeur d'assise **24-33 cm 60 kg**

Choix requis:
Éventuellement

Supplément de prix

marqué en jaune

Prix € TTC

Cliquez sur "texte bleu souligné" pour plus d'informations ou une image

Design d'origine

Autres options

Autres

1) Châssis

CODE LPPR 9163070

Bambino 3

Largeur d'assise 24-33cm, Profondeur d'assise 25-30 cm

Bambino 3 Short

Largeur d'assise 24-27cm, Profondeur d'assise 18-25 cm

Effacer

2) Couleur du châssis

Bleu- Racing Blue

Noir- Anodic Black

Couleur en option- Une livraison plus long pour la couleur en option. Indiquer la référence dans le carré

Effacer

3) Largeur d'assise

24 cm

27 cm

30 cm

33 cm

Effacer

4) Dossier hauteur réglable

20-28 cm bleu

523BB17

27-35 cm bleu

523BB18

20-28 cm noir

523BB17BL

27-35 cm noir

523BB18BL

Effacer

5) Roue arrière

Carbone 6dgr

33030BB

Carbone 6dgr +10 mm

33031BB

Autre essieu arrière ou hauteur de siège

Augmenter la hauteur du siège

Effacer

Avec roues arrière 20" + roulettes 120 mm

6) Roue et fourche avant Réf

120 mm

90 mm

Standard avec roues arrière 20"

Autre roue et fourche avant

Guide Excel: Réf:

Effacer

7) Repose-pieds

Repose-pieds B3 - pliable, à angle rég

42341BB

Effacer

8) Frein

Frein B3

4630200

Effacer

Lame de frein B3 PU pneu SET

4630234

Frein auxiliaire

Réf:

9) Roue arrière - sans main courante[Tailles de roues arrière](#)[22" standard](#)

Effacer

20" [standard](#)24" [standard](#)24" [Spinergy X, rayon noir](#)24" [Spinergy X rayon blanc](#)[Entraînement à un bras](#)

Réf:

10) Pneu - choisir le pneu

Tous les prix sont pour la paire

[Schwalbe Right Run](#) 20", 22", 24"

Effacer

[Robuste 24"](#)[Schwalbe Marathon Plus, 22", 24"](#)[Schwalbe One 24"](#)[PU 20", 22", 24" \(plein\)](#)

(reTyre ne convient pas aux pneus PU)

[reTyre pneu 24"](#)**11) Main courante**

Tous les prix sont pour la paire

[Aluminium](#)

1902430

Effacer

[Paragrip](#)

19051DDBT x 2

[Tetragrip](#)

19052DDBT x 2

[Maxgrip 20", 22", 24"](#)1903070 x 2 (70=20", 80=22", 60=24"
(contient du latex)[Titanie](#)

190DD11 (x2 / fauteuil roulant)

DD = Wheel diameter

Accessoires**Protection latérale**[Protections latérales B3,](#)

4235000

Effacer

Accoudoir[Accoudoir B3 avec protection latérale](#)

Réglable en hauteur en 3 pos

Adaptateur de largeur de siège[Paire](#) - 4235020[Gauche](#) - 4235021[Droit](#) - 4235022

Limite l'angle du dossier vers l'avant à 16 mm. Rétrécit la largeur du siège de 7,5 mm de chaque côté.

Effacer

Support latéral[Support latéral B3 réglable](#)

4236000 / pcs

Gauche

Droit

Std

Std

Étroit -9mm

Étroit -9mm

Barre de poussée[Barre de poussée B3](#)

4233000

Hauteur, angle réglable
avec Quick release**Appui-tête**[Appui-tête B3 Blue](#)

4710100

[Appui-tête B3 Noir](#)

4710100BL

Effacer

Position Basse

Position Haute

Hauteur, angle et profondeur réglables

Coussin[2,5 cm](#)

572BB34

[5 cm](#)

575BB34

Effacer

Cale de coussin[Wedge cushion](#)

57710BB

pas largeur 24 cm

**Autre**[Protection de tube avant*](#)
9900251 (2 pcs)[Protection de tube arrière](#)
9900251 (1 pcs)[Tablette B3](#)
6810000[Support magnétique](#)
6810010[Cale de dossier](#)
4710012[Sangle de torse](#)
4380238[Freewheel *](#)[Freewheel **](#)Freewheel-pièces d'assemblage du kit
42342BB**Fixation de la ceinture pelvienne**[Plaque de fixation de la ceinture pelvienne](#)

9900247 Dossier, fixation à 2 points

[Pince de fixation pour ceinture pelvienne, paire](#)

9900248 Fixation à 2 points

[Fixation ceinture pelvienne plaque à 4 pts+pince](#)

9900250 Fixation à 4 points

[Fixation ceinture pelvienne, 4 pts avec pinc](#)

(9900248 x 2) Fixation à 4 points

* Protection des tubes à l'avant ; peut être trop longue si le repose-pieds est en position haute. Convient lorsque l'essieu arrière est en position d'équilibre standard et le repose-pieds en position basse à 16 cm ou moins, en position haute, à 28 cm ou moins, mesurés du sol jusqu'au dessus du repose-pieds

Protège-rayons20" 22" 24" [LOGO](#)

4500021 4500100 4500000

22" 24" [NO LOGO](#)

4500011 4500111

Effacer

Protecteurs de rayons avec thème20" 22" 24" [Splash](#)

4500320 4500322 4500324

20" 22" 24" [Car rim](#)

4500120 4500122 4500124

20" 22" 24" [Wild animals](#)

4500420 4500422 4500424

20" 22" 24" [Smiley](#)4500220 4500222 4500224 [Effacer](#)

SPLASH CAR RIM WILD ANIMALS SMILEY

Réglages de la configuration

Inclinaison du dossier

Noter la mesure (A) de l'inclinaison souhaitée pour le dossier. 14-28 mm. Standard=18 mm

A= _____ mm

Réglage de l'essieu arrière

Noter la mesure (A) pour l'équilibre souhaité. Standard=77 mm

A= _____ mm

Position de repose-pieds

Noter la mesure (A) et (B) pour le repose-pieds
[Bambino repose-pieds avec Feewheel - info](#)

A= _____ mm B= _____ mm

Aux roues arrière de 22"

Mesurer la position haute 210-310 mm

Mesurer la position basse 150-220

Notez la position profondeur

Notez la position en hauteur

Std position

Position haute

Position avancée de 30 mm

Position basse

Supplément