

VHP, poussette inclinable, supérieure ou égale à 16 ans
Code LPP 9277482 - Montant LPPR 403,50 €VHP, poussette multi-réglable évolutive, inférieure à 16 ans
Code LPP 9277513 - Montant LPPR 962,20 €VHP, propulsion manuelle, Pliant, A dossier inclinable
Code LPPR 9178627 - Montant 603,65 €

Date

France

Tampon de la société

Client

Poids du client (kg)

Langue manuel d'utilisation

Responsable

Prix de vente conseillé HT: 4361,14 €

Taux de TVA 5,5%: 239,86 €

Prix de vente conseillé TTC: 4.601,00 €

Renseignements sur la personne:

Pathologie du client:

Présence de spasmes ou distonie : ☐ Oui ☐ NON

Poids du client (kg):.....Kg

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de $\pm 10\text{mm}$

Largeur d'assise (LS)

MODÈLE ADULTE

☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48☐ Kit pour augmenter la largeur d'assise (LS + 3cm) 09876 101,00★ Non monté ☐ Monté

MODÈLE ENFANT

☐ 27 ☐ 30 ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39


★ Kit pour augmenter la largeur d'assise (LS + 3cm) 11476

★ Non monté ☐ Monté


Prix TTC

Profondeur d'assise (PS) - réglable!


Châssis court

☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40


Châssis moyen

☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45

Châssis long

☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50

Position du tube de dossier



Distance du repose-pieds (DP) - (Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette)

IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm).

Distance minimale du repose-pieds ~22cm

.....(cm)



 $\pm 0.5\text{cm}$ - réglages par incrément de 1.5cm

Hauteur de selle (parallèle au sol)


	Roues arrière			
	12"	16"	22"	24"
ROUES AVANT 6"	☐ 42	☐ 47 ☐ 48,3	☐ 42	☐ 42
	★ ☐ 43,3		☐ 43,3	☐ 43,3
	☐ 44,5		☐ 44,5	☐ 44,5
	☐ 45,8		☐ 45,8	☐ 45,8
	☐ 47		☐ 47	☐ 47
			☐ 48,3	☐ 48,3

	Roues arrière			
	12"	16"	22"	24"
ROUES AVANT 7"	☐ 44,5	☐ 47 ☐ 48,3	☐ 44,5	☐ 44,5
	☐ 45,8		☐ 45,8	☐ 45,8
	☐ 47		☐ 47	☐ 47
			☐ 48,3	☐ 48,3



Châssis avant

★ Châssis droit
(indisponible pour largeur d'assise 27)☐ Châssis avec abduction 6cm
indisponible pour largeur 42 - 45 - 48
Distance maximale du repose-pieds 42☐ Potence relevable, escamotables à l'extérieur et amovibles
indisponible pour largeur 27 - 30 - 33
Distance minimale du repose-pieds 25cm.

Potence escamotables à l'extérieur et amovibles




★ 110°

☐ 120°☐ 95°


(exclut l'installation de roues avant 7")

Potence escamotables à l'extérieur et amovibles



★ 95°



(Non disponible roues avant 7")

Inclut un support pour
mollets ainsi qu'un repose-
pieds en plastique avec
sangle de talons

09730

288,00

VHP, propulsion manuelle, repose-jambe droit ou gauche, repose-pied non articulé
Code LPP 9367481 - Montant LPPR 77,88 €

Date	Commande	Client	Adresse
Prix TTC			
Couleur de châssis (Sans supplément de prix) ☆ Noir opaque ☐ Bleu AVIO ☐ Tekno Anthracite		☐ Blanc perlé ☐ Orange Mat ☐ Gris mat ☐ Rouge mat	
Couleur de châssis sur demande ☐ Rouge brillant ☐ Violet		☐ Vert Lemon ☐ Bleu de Chine	
		09729	288,00
Seule poignée de poussee Seule poignée de poussee avec commande de bascule - AMOVIBLE angle réglable  Avec dossier non rabattable réglable en hauteur 30÷70cm (par rapport à l'assise) Avec dossier rabattable réglable en hauteur 20÷60cm (par rapport à l'assise)		Dossier ☆ Dossier non rabattable angle réglable de -4° à +12° ☐ Dossier rabattable angle réglable de -4° à +12° 09728 319,00 ☐ Dossier inclinable (Pas rabattable) Inclinaison dynamique avec ressort à Gas La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm  10090 361,00	
Garniture de dossier ☆ AVEC rembourrage de dossier et sangles de réglage de tension. Complet avec toile de connexion dossier/toile assise. 04693 Avec dossier non rabattable->hauteur minimum 39cm Hauteur de dossier (TS) (std 42cm)			
Roues avant ☆ 6" Bandage ☐ 6" Pneumatiques ☐ 7" Bandage Non disponible avec: Châssis avant 95°			
Roues arrière ☆ Roues de transit de 12" - Bandages / Anti-crevaison ☐ Roues de transit de 12" - pneumatiques ☐ Roues de transit de 16" - pneumatiques ☐ 24" Ultra-light Progeo - Standard! 04696 145,00 ☐ 22" Ultra-light Standard Progeo 04696 145,00 ☐ 24" Ultra-light "Spinergy LX" 04691 886,00 ☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL" ☐ Moyeu noir et rayons blanc ☐ Moyeu et rayons noir 07848 886,00 ☐ 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim" Main courante en aluminium/caoutchouc intégrée 02270 1.658,00 ☐ 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir) 04690 360,00 ☐ 12" avec freins pour tierce personne ☐ Bandages / Anti-crevaison ☐ pneumatiques 04105 391,00 ☐ 16" avec freins pour tierce personne - pneumatiques 04107 391,00 ☐ 24" avec freins pour tierce personne (mains courantes aluminium - Ecartement sur les roues 3cm) 03384 438,00			
Couleur roues arrière <i>Seules les roues standard Progeo 22"/24" ont des moyeux et des jantes colorés</i> ☆ Noir 22" 24" 00833 152,00 ☐ Argent vif 22" 24" 00833 152,00 ☐ Vert Lemon 22" 24" 00833 152,00 ☐ Bleu brillant 22" 24" 00833 152,00 ☐ Rouge brillant 22" 24" 00833 152,00 ☐ Violet 22" 24" 00833 152,00 ☐ Blanc perlé 22" 24" 00833 152,00 ☐ Tekno Anthracite 22" 24" 00833 152,00 ☐ Bleu nuit mat 22" 24" 00833 152,00 ☐ Gris mat 22" 24" 00833 152,00 ☐ Rouge mat 22" 24" 00833 152,00			
Mains courantes Ecartement sur les roues ☆ 3 cm ☐ 4 cm ☆ Aluminium (22-24") 09170 145,00 ☐ Aluminium noir SOFT-TOUCH (24") 01684 182,00 ☐ Acier chromé (24") 00016 331,00 ☐ Titane (24") 00017 378,00 ☐ Ultra Grip (24") ☐ TOP FRICTION (24") 11023 361,00 ☐ NOVA H (24") 11025 331,00 ☐ NOVA D (24") 11026 361,00 ☐ Revêtement silicone pour mains courantes alu standard 04050 198,00			

Date.....Commande.....Client.....Adresse.....

Prix TTC

Pneumatiques roues arrière

- ☆ Haute-pression (22-24")
- ☐ Haute-pression à profil crantés (24")
- ☐ Marathon + (24") avec protection anti crevaisson 01669 **75,00**
- ☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Gris (22") 04181 **122,00**
- ☐ Bandages / Anti-crevaisson - Couleur Noir (24") 11083 **118,00**
- Non disponible avec Roues arrière: 24" Ultra-light "Spinergy LXL"**

Freins

- ☆ Levier courbé à pousser
- ☐ Levier droit à pousser
- ☐ Levier droit à tirer
- ☐ Frein à pousser avec extension 01949 **91,00**
- ☐ Frein à tirer avec extension 03372 **91,00**

Repose-pieds (Non disponible avec Potence relevable, escamotables à l'extérieur et amovibles)

- ☆ Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison 11525
- Distance minimale du repose-pieds ~22cm
- Non disponible avec: Potence avec repose-jambe relevable, escamotables à l'extérieur et amovibles**
- ☐ Repose-pieds monobloc releposables en aluminium angle et profondeur réglables 09727 **145,00**
- Indisponible pour largeur d'assise 27-30 avec châssis avant droit
- Distance minimale du repose-pieds ~21cm
- Non disponible avec: Potence avec repose-jambe relevable, escamotables à l'extérieur et amovibles**
- ☐ Interne ☒ 2/3 Interne ☐ 2/3 Externe ☐ Externe

Accoudoirs escamotables avec protège vêtements

- ☆ Accoudoirs amovibles PROGEO (Amovibles et réglable en hauteur)
- ☐ Accoudoirs escamotables avec protège vêtement (Amovibles et réglable en hauteur)
- la toile du siège et les manchettes d'accoudoir (cm) ☐ 21 ☐ 23 ☐ 25 ☆ 27 ☐ 29

SAFETY

- ☐ Système d'ancrage avec 4 points pour la fixation de la fauteuil roulant 08654 **216,00**
- (l'installation doit être effectuée par le fabricant)
- Un soutien de tête adéquate pour le transport doit être installé et doit être dans la position souhaitée à tout moment pendant le transport.

**Accessoires**

- ☐ Protège châssis avant 07058 **63,00**
- ☐ Sac de rangement amovible (avec système de libération rapide) 09811 **145,00**

En option 1

- ☆ Roues anti-basculer (rotation interne pour réduire l'encombrement)
- INCLUT DANS LE PRIX DE BASE**
- ☆ Appui tête (se replie avec le fauteuil)
- INCLUT DANS LE PRIX DE BASE** Nécessaire pour le remboursement LPPR
- ☐ Kit de Transit 00836 **180,00**
- ☐ Tube de bascule ☐ Droit 00025 **92,00**
- ☐ Gauche 01046 **92,00**
- ☐ Porte cannes ☐ Droit 00838 **91,00**
- ☐ Gauche 00837 **91,00**

En option 2

- ☐ Harnais 04103 **172,00**
- ☐ Ceinture de bassin 03972 **76,00**
- ☐ Tablette (amovible) 00508 **331,00**
- ☐ Support lombaire (pour insérer sous la toile de dossier) 00013 **46,00**
- ☐ Flasques Noirs (22-24") 01043 **180,00**
- ☐ Flasques Transparents (22-24") 00835 **180,00**
- ☐ Flasques Progeo design (22-24") 00019 **211,00**

Date Commande Client Adresse


Prix TTC

Siège de série modulable et évolutif - PHYSIO - Rembourrage du dossier std. pas fourni

Amovible avec libération rapide
Installation pour tubes de diamètre 18÷26mm
Réglage en profondeur (4cm)
Réglage en inclinaison ($\pm 18^\circ$)

Coussin fait en mousse de polyuréthane à base anti glissante et avec jupette en polyester.

- ☐ 5 x 37,5 x 40 cm
- ☐ 5 x 40,0 x 43 cm
- ☐ 5 x 42,5 x 45 cm
- ☐ 5 x 45,0 x 43 cm
- ☐ 5 x 47,5 x 43 cm
- ☐ 5 x 50,0 x 42 cm



Dossier postural KID VERSION JUNIOR

- ☐ **KID** Coque Aluminium

ATTENTION avec ce dossier, on réduit la profondeur de la siège d'environ 5 cm

HAUTEUR DE DOSSIER	29	34	40
Forme de la coque	Aile pour la restriction du support latéral R=régulier		
	R	R	R
	☐ 	☐ 	☐ 

1.166,00

Dossier postural VERSION ADULTES

- ☐ **AIR** Coque Carbone
indisponible pour largeur 27 - 30

HAUTEUR DE DOSSIER		28	34	40		
Forme de la coque		Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier				
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R
						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1.210,00

- ☐ **POSTURE** Coque Aluminium
indisponible pour largeur 27 - 30

HAUTEUR DE DOSSIER	34	40	52
Forme de la coque	Aile pour la restriction du support latéral R=régulier		
	R	R	R
	☐ 	☐ 	☐ 

1.166,00

Configuration DEEP avec PAD pour support latéral (réglable en hauteur)

Commentaires

Appuis-thoraciques en alluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Petit (h 13cm)



- ☐ Droit
10272

37,00

- ☐ Gauche
10272

37,00

Grande (h 20cm)



- ☐ Droit
10273

43,00

- ☐ Gauche
10273

43,00


Date Commande Client Adresse

Prix TTC

Accessoires

KID AIR POSTURE

- SWING AWAY - Support latéral
Indisponible pour le dossier Physio AIR coque en carbone
Hardware de fixation et de réglage complet avec rembourrage de pare-chocs
Appuis-thoraciques en alluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



○ Grande (18x12)

05647 236,00

○ Petite (14x9)

05643 236,00

○ Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces)..... 10271 79,00

○ Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces).....

○ Petite (14x9)

05642 236,00

○ Grande (18x12)

05646 236,00

- Appui-tête réglable - système d'assemblage à double sphère
Disponible uniquement avec le dossier Physio Posture et Kid


□ Grande (34x14)

□ Petite (28x14)



05648 532,00

Coussin STIMULITE nid d'abeille anti-escarres et coussins posturaux - monté sur fauteuil TVA 5,5% .

- | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|----------|
| ○ Classic H 7 cm. | □ 36x41 00035 | □ 38x38 00036 | □ 38x41 01052 | □ 41x41 00037 |  | 948,40 |
| | □ 41x46 00840 | □ 46x41 00698 | □ 46x46 00038 | | | |
| ○ Anatomique posturale H 9cm
H 5cm. en zone ischiatique | □ 36x41 00056 | □ 38x38 00696 | □ 38x41 00032 | □ 41x41 00033 |  | 1.105,60 |
| | □ 41x46 01050 | □ 46x41 00034 | □ 46x46 01051 | | | |
| ○ Forme slimline H 7cm
H 5cm. en zone ischiatique | □ 36x41 00854 | □ 38x38 00707 | □ 38x41 00083 | □ 41x41 01073 |  | 716,30 |
| | □ 41x46 00085 | □ 46x41 01074 | □ 46x46 01075 | | | |
| ○ Sport H 5 cm. | □ 36x41 00053 | □ 38x38 00054 | □ 38x41 01060 | □ 41x41 01061 |  | 676,30 |
| | □ 41x46 00057 | □ 46x41 01062 | □ 46x46 00846 | | | |
| ○ Coussin pédiatrique Contour H 6cm
H 5cm. en zone ischiatique | □ 25x25 00638 | □ 30x30 01351 | □ 36x36 00639 | | | 728,00 |

Taille personnalisée Largeur cm. Profondeur cm.

00064

Fauteuil : Progeo TEKNA TILT 2.0 - Rev. 2025.0

Prix TTC

Taux de TVA 5,5%

Page à envoyer si optional a été choisi

- | | | |
|---|-------------|------------------------------|
| ☆ | standard | (Fourni par défaut) |
| □ | sur demande | (Sans supplément de prix) |
| ○ | en option | (à rajouter au prix de base) |