

Déambulateur enfant Nimbo



- Taille 1 - 826115

- Taille 2 - 826116

- Taille 3 - 826117

- Taille 4 - 826118

- **Cadre ultra-léger et repliable à plat**
- **Déambulation facile**

Ce déambulateur enfant Nimbo permet aux enfants de se tenir fermement pour marcher en toute sécurité. Le cadre de marche entoure bien l'enfant et il est équipé de poignées confortables. Le déambulateur est réglable en hauteur et se replie facilement à plat pour le transport.

Il dispose de 2 sécurités :

- Un système interdisant le déplacement vers l'arrière pour éviter les pertes d'équilibre (système débrayable pour l'autoriser),
- Un système permettant aux roues avant d'aller seulement en ligne droite (système débrayable pour avoir des roues avant multi-directionnelles).

Garantie 5 ans.

4 tailles disponibles.

Dimensions par taille :

- Taille 1 :

- **Coloris jaune.**
- **Hauteur poignées : 41/51cm.**
- **Largeur poignées 34,5 cm.**
- **Dimensions au sol (LxP) : 50x56 cm.**
- **Poids 3,8kg.**
- **Poids maximum supporté 45 kg.**

- Taille 2 :

- **Coloris vert.**
- **Hauteur poignées : 51/68cm.**
- **Largeur poignées 36,5 cm.**
- **Dimensions au sol (LxP) : 58x61,5 cm.**
- **Poids 4,3kg.**
- **Poids maximum supporté 65 kg.**

- Taille 3 :

- **Coloris bleu.**
- **Hauteur poignées : 59/80,5 cm.**
- **Largeur poignées 38,5 cm.**
- **Dimensions au sol (LxP) : 59x73 cm.**
- **Poids 5,4 kg.**
- **Poids maximum supporté 85 kg.**

- Taille 4 :

- **Coloris bleu.**
- **Hauteur poignées : 75/94,5 cm.**
- **Largeur poignées 41,5 cm.**
- **Dimensions au sol (LxP) : 66,5x77,5 cm.**
- **Poids 6 kg.**
- **Poids maximum supporté 110 kg.**

Plusieurs accessoires en options disponibles ci-dessous.

Variantes :

- Taille 1

- Taille 2
- Taille 3
- Taille 4

Date d'impression : 26/03/2025