

Rollator Fixi et Fox



- Taille 1 - 826020

- Taille 2 - 826021

- Ce rollator est spécialement étudié pour les enfants.
- Fabriqué en Europe
- 2 tailles disponibles

Ce rollator est spécialement étudié pour les enfants. Structure en aluminium très légère et pliable. Coloris vifs très attrayants. Assise en bois disponible en option. Disponibles en 2 tailles.

Rollator Fixi - Taille 1 :

Dimensions hors-tout : larg. 57,5 x prof. 62,5 x haut. réglable 60/69 cm.

Dimensions assise : larg. 42 x prof. 17 x haut. 42,5 cm. Poids 5,2 kg.

Rollator Fox - Taille 2 :

Dimensions hors-tout : larg. 57,5 x prof. 67 x haut. réglable 69/77 cm.

Dimensions assise : larg. 42 x prof. 17 x haut. 50 cm. Poids 5,3 kg.

Résistance 100 kg.

Variantes :

- Taille 1
- Taille 2