

Permobil

Progeo Joker



Aluminium



Rigide



Réglable

permobil

Châssis entièrement personnalisé et réglages faciles

La gamme Joker associe un châssis rigide élégant à des détails pratiques. La forme et la fonction sont adaptées pour répondre à vos besoins de mobilité sans compromettre votre sens du style.

Pour les utilisateurs actifs de fauteuils roulants manuels qui peuvent avoir besoin d'effectuer des ajustements au fur et à mesure que leur expérience de conduite s'améliore ou pour accompagner leurs progrès dans leur parcours de rééducation.



Progeo Joker

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 40 à 59 cm (réglable) À l'arrière de 38 à 46 cm (réglable)
Distance repose-pieds	De 35 à 54 cm (réglable)
Hauteur du dossier	De 24,5 à 47 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	85° - 90° - 100°
Longueur totale	88 cm env.
Largeur totale	Largeur d'assise + 17 cm (avec déclive de 0°)
Inclinaison du dossier	De 74° à 94° par rapport à l'assise (réglable)
Déclive	0° - 2° - 4°
Poids sans roues arrière	À partir de 5,9 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 8,5 kg env.
Poids maximum	125 kg

Personnalisez vos déplacements*

NOIR
OPAQUE

VERT
LEMON

VIOLET

BLEU
DE CHINE

ROUGE
BRILLANT

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. *Plus d'options de couleur disponibles.

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.

permobil

permobil.fr



GR3354-1FR230303