

Mallette Urgences DevaSafe

REF MADEV0004



2 poches
latérales
et 1 frontale
avec multiples
rangements

Compartiment
amovible
3 espaces



DEVASET

655, rue Pierre Simon Laplace – 13 290 Aix-en-Provence - France | infos@devaset.com | www.devaset.com

DESCRIPTION- CARACTERISTIQUES

Matériau : Tarpaulin PVC 500D, polyester laminé sur 2 faces

- Revêtement imperméable
- Coloris rouge
- Bandeaux réfléchissants face et sur les côtés
- 2 poignées supérieures
- Corps de la mallette LxH : 45 x 20 x 30 cm
- 4 compartiments velcro amovibles, 13 élastiques de maintien
- 1 volet détachable avec velcro comprenant 3 pochettes transparentes (Volet 40 x 17 cm - Pochettes 17 x 14 x 4 cm)
- 2 poches latérales LxHxP : 20 x 25 x 4 cm
- Poche frontale LxHxP 45 x 25 x 5 cm (bas), avec 2 rangements et 22 élastiques de maintien et 1 pochette pour carte de visite transparente extérieure
- Poche au dos de la mallette LxHxP 45 x 30 x 6 cm, 2 pochettes de rangement, 13 élastiques de maintien, 2 pochettes filet avec fermeture éclair
- Poids 2.5 kg