

SAC A DOS URGENCES Deva|Safe

REF MADEV0005



DESCRIPTION

- Matériau : Tarpaulin PVC 500D, polyester laminé sur 2 faces
- Revêtement imperméable ; Coloris rouge ; Bandeaux réfléchissants face et sur les côtés;
- 2 poignées supérieures, 2 bretelles ergonomiques réglables en longueur et largeur (avec bande réfléchissante)
- 1 ceinture ajustable
- 4 pochettes intérieures Rouge, Verte, Jaune, Orange avec 2 séparateurs amovibles Velcro : 27 x 14 x 10 cm
- 1 volet détachable avec Velcro comprenant : 3 pochettes transparentes avec fermeture éclair (Volet 45 x 26 cm Pochettes 24 x 14 x 5 cm)

- 2 pochettes filets avec fermeture éclair
- 2 poches latérales LxHxP : 7 x 42 x 5 cm
- Poche frontale (bas) LxHxP : 30 x 32 x 7 cm
- Poche frontale (haut) LxHxP : 30 x 14 x 7 cm

CARACTERISTIQUES

DISPOSITIF MEDICAL	oui	
CE	oui	
GARANTIE		
CLASSE MEDICALE		
CODE EAN/DOUANIER	3701534522545 / 4202.1200	
PRODUIT(S) EMBALLE(S)		
L x l x h	40 x 50 x 20 cm	
POIDS	2.9 kg	