

Agrafeuse chirurgicale sous-cutanée CAK®



*Design
ergonomique
et user friendly*



*Système de
cliquet
unique, pour
une pose
sans blocage*



*Site
chirurgicale
facile à
détecter*




*Vérification
visuelle des
agrafes
restantes dans
la cartouche*

Caractéristique générales

Fabricant	Changzhou Ankang Medical Instrument
Pays d'origine	Chine
Conformité	Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° 244319178-200 délivré par TUV RHEINLAND, CE 0197 d'organisme 0197
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Matériaux	Manche Aagrafeuse: ABS Cartouche agraes: PC Agraes: acier inoxydable
Procédé de stérilisation	Stérilisation par Oxyde d'éthylène (E.O)
Usage Unique	Oui
Poids	60g
Conditionnement	Emballage Individuel. 10 pièces par boîte. 10 boîtes par cartons. 100 pcs / carton , Dimension Carton : 60*40*24cm / Poids Brut: 10.5kgs / carton

Caractéristiques Spécifiques

Reference Metze	AKYPF-35B
Modele	35 REGULAR
Nombres d'agrafes	35
Diamètre agrafe	
Dimensions agraes	